

# SmartVision2

## Release note – Firmware version SV2-5989

### Firmware Opdateringsprocess

En internetforbindelse er nødvendig for at kunne downloade og installere opdateringer til din SmartVision2.

For at opdatere din enhed skal du navigere til "Indstillinger", vælge "Om telefonen" og herefter "Systemopdateringer".

Vælg elementet "Download og installer" i bunden af skærbilledet og tryk på "OK" tasten for at påbegynde download processen.

Alt efter din internet forbindelse kan hentningen af opdatering tage et stykke tid. Du kan følge med i processen i Underretningspanelet. Når din SmartVision2 er færdig med at downloade skal du vælge "Installer" for Systemopdateringer skærbilledet. Hav tålmodighed - det tager tid at færdiggøre hele processen og du kan først bruge din SmartVision2 igen når den begynder at tale.

### System forbedringer:

#### - Generelt:

- Forskellige generelle fejlrettelser.
- Forbedret ydeevne.
- Forbedringer af oversættelser og annonceringer.
- Nye sprog tilgængelige: Arabisk, Russisk.
- Sikkerhedsopdateringer til Android / Google implementeret.

#### - System:

- Øget den tilgængelig lydstyrke for højttaleren til det maksimale.
- Forbedret annoncering af lydniveau efter justering.
- Løste et problem med låst navigation i længere lister.
- Reorganiseret enkelte tegn associeret med bestemte taster, baseret ud fra det valgte sprog, med formål at gøre det hurtigere at tilgå special- og accenttegn.
- Forbedring af opstarten for SmartVision2 relateret til initialisering af større applikationer.
- SmartVision2 er nu kompatibel med Google " [Assistant](#) " applikationen.

### Forbedringer for applikationer:

#### - Tilgængelighed:

- BrailleBack forbedringer: Android Routine Sliders kan nu benyttes i redigeringsfelter til at flytte markøren, hvilket gør det nemmere at redigere i braille tekst.
- Forbedring for konfigurationen af genvejstaster. Listen over handlinger er nu sorteret efter kategori.
- Redigeringsfelt:

- Annoncering ved sletning af et stort bogstav.
- Automatisk vil der blive angivet stort begyndelsesbogstav (dog ikke ved angivelse af adgangskoder).
  
- **Alarm**
  - Forbedring af tilgængeligheden til at stoppe eller gentage en alarm, selv hvis SmartVision2 er deaktiveret.
- **Kamera**
  - Ny funktion: Detektering og annoncering af antallet af ansigter i billedet, før billedet tages.
- **Kontaktpersoner**
  - Forbedret søgning efter kontaktpersoner ved brug af det fysiske tastatur.
- **Lysdetektering**
  - Ny funktion: Tast "1" på det fysiske tastatur vil nu ændre på annonceringsmetoden (procent eller lydsignal).
- **Lydoptager**
  - Forbedring af selve annonceringen på navnet af lydoptagelser - nu annoncering af dato for optagelsen.
- **Filhåndtering**
  - Ny funktion: "Omdøb" er nu en mulighed.
  - Tryk og hold på "OK" tasten for den pågældende fil for at få adgang til funktioner som Kopier / Klip / Indsæt / Omdøb.
- **KAPTEN GPS**
  - Ny funktion: Mulighed for at bestille kort opdatering. For kommercielle forhold, kontakt venligst Instrulog A/S.
  - Forbedring af feedback ved brug af tastaturgenveje.
  - Forbedring af nøjagtighed for husnumre når der angives en adresse ved brug af Talegenkendelse.
- **BogLæser**
  - Løste et problem ved afspilning af enkelte lydbøger.
  - Løste et problem ved åbning af udpakkede filer som indeholder specialtegn.
- **Beskeder**
  - Løste et problem ved håndtering af mange samtaler.
  - Forbedring af muligheden for at lagre MMS vedhæftninger. Nu vil et tryk og hold på "OK" tasten altid åbne kontekst menuen som giver mulighed for at gemme modtagne elementer.
  - Ny funktion: Mulighed for at indsætte "humørikoner" ved brug af "Menu" tasten, når der skrives en SMS besked.
  - Ny funktion: Slet en samtale direkte ved brug af "Slet" tasten via det fysiske tastatur.
- **Noter**
  - Ny funktion: Læs sætning for sætning.

- Ændret på tastaturgenveje ved læsning af note:
  - Tast "0": Start / Pause noten.
  - Tast "1": Læs tegnet til venstre for markøren.
  - Tast "2": Læs tegnet til højre for markøren.
  - Tast "4": Læs ordet til venstre for markøren.
  - Tast "5": Læs ordet til højre for markøren.
  - Tast "7": Læs sætningen til venstre for markøren.
  - Tast "8": Læs sætningen til højre for markøren.
  - Tast "\*": Spring til begyndelsen af noten.
  - Tast "\*": Spring til slutningen af noten.
- **OCR:**
  - Ny funktion: Tryk på tast "0" på tastaturet gør det muligt at pause og starte læsningen af OCR resultatet.
- **Telefon:**
  - Løste et problem med brugen af "\*" samt "#" tasterne når der ringes til en telefonsvare.
  - Ny funktion: Slet en samtale direkte ved brug af "Slet" tasten via det fysiske tastatur.
  - Løste et problem ved sletning af skjulte numre fra opkaldshistorik.

## Nye applikationer

- **Planlægning**
  - En ny applikation som tilbyder en meget simplificeret Kalender funktion.  
For yderligere information, gennemgå venligst brugervejledningen.
- **Programopdateringer:**
  - Mulighed for at håndtere opdateringer til KAPSYS applikationer uden at downloade en komplet software pakke.