

## SmartVision2

### Frigivelsesnoter – Firmware version SV2-6607

#### Firmware Opdateringsprocess

En internetforbindelse er nødvendig for at kunne downloade og installere opdateringer til din SmartVision2.

For at opdatere din enhed skal du navigere til "Indstillinger", vælge "Om telefonen" og herefter "Systemopdateringer".

Vælg elementet "Download og installer" i bunden af skærbilledet og tryk på "OK" tasten for at påbegynde download processen.

Alt efter din internet forbindelse kan hentningen af opdatering tage et stykke tid. Du kan følge med i processen i Underretningspanelet. Når din SmartVision2 er færdig med at downloade skal du vælge "Installer" for Systemopdateringer skærbilledet. Hav tålmodighed - det tager tid at færdiggøre hele processen og du kan først bruge din SmartVision2 igen når den begynder at tale.

#### System forbedringer:

- **Generelt:**
  - Fejlrettelser og stabilitets forbedringer.
  - Oversættelses- og vokaliseringsforbedringer.
- **System:**
  - Googles "[Assistant](#)" applikation installeres og bruges nu som standard til samtlige stemmekommandoer. For at få fuldt udbytte af samtlige funktioner og muligheder som applikationen tilbyder skal du blot starte den en gang.
  - Fremhævelse af stort bogstav er blevet tilføjet til det fysiske tastatur.
  - Et problem med forsinkelse på opstart af Indstillinger sektionen er løst.
  - Et lignende problem med forsinkelse ved start af Stemmekommando direkte fra Hjemmeskærm er ligeledes løst.

#### Forbedringer for applikationer:

- **Tilgængelighed:**
  - Forbedringer af navigationen i enkelte tredjeparts applikationer (Facebook, Twitter, WhatsApp og lignende).
  - BrailleBack: Esytime punktdisplays produceret af Eurobraille er nu kompatibel med SmartVision2.
- **Planlægning:**
  - Annonceringen af bekræftelse på at en ny begivenhed er oprettet er forbedret.
- **BogLæser:**
  - Forskellige forbedringer ved åbning af enkelte lydbøger.
- **OCR:**
  - Tilføjelse af en "OCR Online" tilstand som er til for at forbedre hastigheden på tegngenkendelsen. Denne tilstand kan blive aktiveret under indstillingerne i applikationen (Benyt Kontekst Menu tasten).

- Nye sprog tilgængelige: Græsk, Hebraisk, Russisk, Finsk, Ungarsk, Rumænsk samt Kroatisk.

- **NFC:**

- Det er nu muligt at aflæse flere NFC tags efter hinanden.
- Et problem med aktivering af NFC Stemmetags er blevet løst.
- Forbedring af selve præsentationen af NFC Tags baseret på tekst.

**Nye applikationer:**

- **Farvetester:**

- Farvetester applikationen gør nu brug af en redesignet metode baseret på kunstig intelligens. For at få den mest optimale registrering af en farve skal du have placeret din SmartVision2 i det medfølgende silikonecover og placere det bagerste kamera i fysisk kontakt med den pågældende farve som du ønsker at genkende.

- **Genkend pengesedler:**

- Du får nu en applikation som gør dig i stand til at genkende Euro pengesedler. Pengesedler fra andre lande vil blive gjort tilgængelige snart.