

Raccourcis SmartVision2

Raccourcis clavier généraux

Il est possible depuis les options du service d'accessibilité Kapsys du SmartVision2 d'attribuer jusqu'à 32 raccourcis clavier pour déclencher certaines actions prédéfinies.

Les raccourcis claviers sont une combinaison des touches « étoile » ou « dièse » maintenu et des touches 0 à 9, flèche haute, flèche basse, flèche gauche, flèche droite, volume plus et volume moins.

Liste des actions qui peuvent être associées à un raccourci clavier :

- Obtenir l'état du téléphone (heure, niveau de batterie, état du Wifi, état Bluetooth, état du GPS, état du réseau)
- Augmenter le volume de la synthèse vocale
- Diminuer le volume de la synthèse vocale
- Augmenter la vitesse de la synthèse vocale
- Diminuer la vitesse de la synthèse vocale
- Changer la langue de la synthèse vocale
- Lire à partir du haut de la page
- Lire à partir de l'élément suivant
- Répéter le dernier énoncé
- Epeler le dernier énoncé
- Suspendre / Reprendre les commentaires
- Basculer la sortie audio (écouteur / haut-parleur)
- Basculer la sortie audio sur l'écouteur
- Basculer la sortie audio sur le haut-parleur
- Activer / Désactiver la vocalisation
- Paramètres synthèse vocale
- Tout sélectionner
- Couper
- Copier
- Coller
- Baisser le niveau de précision
- Augmenter le niveau de précision
- Déplacer le curseur vers la gauche dans une zone de modification
- Déplacer le curseur vers la droite dans une zone de modification
- Déplacer le curseur en début de zone de modification
- Déplacer le curseur en fin de zone de modification
- Sélection d'un caractère à gauche du curseur
- Sélection d'un caractère à droite du curseur
- Echo pendant la saisie : aucun
- Echo pendant la saisie : mode caractère
- Echo pendant la saisie : mode mot
- Echo pendant la saisie : mode phrase
- Echo pendant la saisie : mode caractère et mot
- Echo pendant la saisie : mode caractère, mot et phrase
- Changer l'écho pendant la saisie
- Activer / Désactiver le mode « MagniText »
- Activer / Désactiver le mode « Geste d'agrandissement »
- Activer / Désactiver l'affichage à l'écran
- Activer / Désactiver l'écran tactile

- Activer / Désactiver le Bluetooth
- Activer / Désactiver le Wi-Fi
- Activer / Désactiver les services de localisation (GPS)
- Activer / Désactiver l'usage des données mobiles
- Activer / Désactiver le mode avion
- Activer / Désactiver la lampe torche
- Activer / Désactiver le mode inversion des couleurs
- Profil audio mode Général
- Profil audio mode Silence
- Profil audio mode Réunion
- Profil audio mode Extérieur
- Changer de profil audio (Général, Mode silencieux, Réunion, Extérieur)
- Paramètres du service d'accessibilité Kapsys
- Menu Global de l'accessibilité Kapsys
- Menu Local de l'accessibilité Kapsys
- Ouvrir le volet des notifications
- Ouvrir la fenêtre « Quick settings » de l'écran de notification
- Afficher les raccourcis clavier

Par défaut, certains raccourcis sont déjà préenregistrés sur le SmartVision2. Ces raccourcis sont décomposés en deux catégories : Les raccourcis génériques avec la touche « dièse » et les raccourcis liés à une zone de modification avec la touche « étoile ».

Ces raccourcis sont modifiables dans le service d'accessibilité Kapsys via l'élément « Raccourcis clavier ».

Raccourcis génériques préenregistrés avec la touche « dièse » :

- Dièse 0 : Paramètres du service d'accessibilité Kapsys
- Dièse 1 : Obtenir l'état du téléphone
- Dièse 2 : Lire à partir du haut de la page
- Dièse 3 : Ouvrir la fenêtre « Quick settings » de l'écran de notification
- Dièse 4 : Diminuer la vitesse de la synthèse vocale
- Dièse 5 : Augmenter la vitesse de la synthèse vocale
- Dièse 6 : Activer / Désactiver le mode « MagniText »
- Dièse 7 : Répéter le dernier énoncé
- Dièse 8 : Épeler le dernier énoncé
- Dièse 9 : Menu local de l'accessibilité Kapsys
- Dièse haut : Non attribué
- Dièse bas : Non attribué
- Dièse gauche : Non attribué
- Dièse droite : Non attribué
- Dièse volume plus : Augmenter le volume de la synthèse vocal
- Dièse volume moins : Diminue le volume de la synthèse vocal

Raccourcis préenregistrés liés à une zone de modification avec la touche « étoile » :

- Étoile 0 : Tout sélectionner
- Étoile 1 : Baisser le niveau de précision
- Étoile 2 : Augmenter le niveau de précision
- Étoile 3 : Couper
- Étoile 4 : Non attribué
- Étoile 5 : Non attribué
- Étoile 6 : Copier
- Étoile 7 : Non attribué
- Étoile 8 : Non attribué

- Étoile 9 : Coller
- Étoile haut : Déplace le curseur en début de zone de modification
- Étoile bas : Déplace le curseur en fin de zone de modification
- Étoile gauche : Déplace le curseur vers la gauche dans une zone de modification
- Étoile droite : Déplace le curseur vers la droite dans une zone de modification
- Étoile volume plus : Sélection d'un caractère à droite du curseur
- Étoile volume moins : Sélection d'un caractère à gauche du curseur

Bon à savoir : les touches de volumes plus et volume moins permettent de déplacer le curseur de gauche à droite dans une zone de modification en fonction du niveau de précision que vous avez prédéfinis avec les raccourcis étoile 1 et étoile 2.

Les niveaux de précision disponibles sont les suivants : par défaut, caractères, mots, lignes, paragraphe, page.

Raccourcis clavier par application

Calculatrice

- Les touches de 0 à 9 permettent de saisir les chiffres pour les calculs.
- La touche « Étoile » permet de saisir les opérateurs (multiplier, diviser, plus, moins, virgule et point)
- La touche « Dièse » permet de valider l'opération et de vocaliser le résultat.
- La touche « Effacer » permet d'effacer le dernier chiffre ou la dernière opération.

Kapten

- Touche 0 : Lecture / Pause de la navigation.
- Touche 1 : Où suis-je ?
- Touche 2 : Dernière instruction.
- Touche 3 : Prochaine instruction.
- Touche 4 : Vitesse actuelle.
- Touche 5 : Vitesse limite.
- Touche 6 : Distance restante.
- Touche 7 : Recherche adresse utile à proximité.
- Touche 8 : Activer/Désactiver la navigation libre.
- Touche 9 : Réception satellite.

Livre Audio

- Touche 0 : Lecture / Pause.
- Touche 1 : section précédente.
- Touche 2 : section suivante.
- Touche 4 : diminue le niveau de navigation (page, titre, chapitre, ligne, mot, caractère, saut dans le temps).
- Touche 5 : augmente le niveau de navigation (page, titre, chapitre, ligne, mot, caractère, saut dans le temps).
- Touche 7 : Retour rapide (seulement pour MP3).
- Touche 8 : Avance rapide (seulement pour MP3).

Loupe

- Touche 1 : augmenter ou diminuer le niveau d'éclairage.
- Touche étoile : figer l'écran.
- Touche 0 : prendre une photo et l'enregistrer dans la galerie.
- Touche dièse : choisir parmi les 9 couleurs de contrastes disponibles.

Note

- Touche 0 : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture de la note.

- Touche 1 : permet de lire le caractère à gauche de la position courante.
- Touche 2 : permet de lire le caractère à droite de la position courante.
- Touche 4 : permet de lire le mot à gauche de la position courante.
- Touche 5 : permet de lire le mot à droite de la position courante.
- Touche 7 : permet de lire la phrase à gauche de la position courante
- Touche 8 : permet de lire la phrase à droite de la position courante
- Touche Etoile : permet de revenir au début de la note.
- Touche Dièse : permet d'atteindre la fin de la note.

OCR

- Touche 1 : permet d'activer ou de désactiver les LEDs à l'arrière du produit
- Touche 2 : permet d'activer ou de désactiver l'aide à l'horizontalité (annonce sonore pour rester horizontal)
- Touche 3 : permet d'activer ou de désactiver l'aide à la distance (annonce de la distance entre la caméra et la cible)
- Touche 4 : permet d'activer ou de désactiver l'annonce de l'angle

Lors de la lecture du résultat de l'OCR :

- Touche 0 : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture du résultat de l'OCR.
- Touche 1 : permet de lire le caractère à gauche de la position courante.
- Touche 2 : permet de lire le caractère à droite de la position courante.
- Touche 4 : permet de lire le mot à gauche de la position courante.
- Touche 5 : permet de lire le mot à droite de la position courante.
- Touche 7 : permet de lire la phrase à gauche de la position courante
- Touche 8 : permet de lire la phrase à droite de la position courante
- Touche Etoile : permet de revenir au début du résultat de l'OCR.
- Touche Dièse : permet d'atteindre la fin du résultat de l'OCR.

Radio FM

- Touche 1 : Station précédente.
- Touche 2 : Ouvrir / fermer la fenêtre des stations radio disponibles.
- Touche 3 : Station suivante.
- Touche 4 : Fréquence précédente.
- Touche 5 : Entrer manuellement la fréquence de la radio
- Touche 6 : Fréquence suivante.
- Touche 7 : Radio favorite précédente
- Touche 8 : Démarrer / arrêter l'enregistrement de la radio
- Touche 9 : Radio favorite suivante.
- Touche 0 : Lecture / pause
- Touche étoile : Enregistrer la station dans les favoris