

MiniVision

Release note – softwareversie nr. MV_6312

Software Updateproces

Om de MiniVision-updates te downloaden en installeren is een internetverbinding vereist. Om uw toestel te updaten ga je naar "Instellingen", kies je "Over de telefoon" en vervolgens "Systeemupdates". Selecteer "Downloaden en installeren" en druk op de OK-knop om de download te starten.

Afhankelijk van je verbinding kan het downloaden enige tijd in beslag nemen. Eens de download is voltooid, kies je de optie "Installeren" op het systeemupdatescherm. Het kan enige tijd duren voor het proces voltooid is en je jouw toestel met gesproken feedback kan gebruiken.

Verbeteringen aan het systeem

Overzicht

- Toevoeging van een nieuwe functies en nieuwe toepassingen.
- Opgeloste bugs en prestatieverbeteringen.
- Weergaveverbetering: tekst wordt op 1 regel getoond i.p.v. op 2 regels voor sommige informatie.

Systeem

- Opgelost: probleem met blokkerend toetsenbord.
- Opgelost: probleem met spraakherkenning in het Deens.
- Opgelost: probleem met erg lange opstarttijd na terugzetten fabrieksinstellingen.
- Opgelost: probleem met installatie Premiumstemmen in Tsjechisch en Deens.
- Bluetooth: connectiestatus voor gekoppelde apparaten wordt nu met spraak weergegeven (zie Instellingen/Bluetooth/Gekoppelde apparaten).
- Opgelost: probleem met backlight toetsenbord. Toetsenbord licht nu op bij ongeacht welke toetsdruk.
- Opgelost: probleem met update van op het startscherm weergegeven datum en tijd.

Nieuwe toepassing en nieuwe functies

Spraakopdrachten

Nieuwe spraakopdrachten zijn nu door een lange druk op de OK-knop beschikbaar vanaf het startscherm.

Een internetverbinding (WIFI, 3G of 4G) is nodig om de volgende trefwoorden te activeren:

- Beschikbare trefwoorden zijn:
 - "bel" gevolgd door contactnaam,
 - "stuur een bericht naar" gevolgd door contactnaam,
 - "nieuwe notitie" gevolgd door notitie-inhoud,
 - "nieuw alarm",
 - "nieuwe afspraak",
 - "nieuw contact",
 - "telefoon",
 - "contacten"
 - "berichten"
 - "alarm"
 - "kalender" of "agenda",
 - "FM-radio",
 - "kleurendetector",
 - "rekenmachine",
 - "weer"
 - "notities",
 - "zaklamp",
 - "S O S" en
 - "instellingen"
- Zeg "**Trefwoorden**" om de lijst met beschikbare trefwoorden op te roepen.
- Spreek de naam van de toepassing uit om de resp. toepassing te starten. Zeg bijvoorbeeld "*Telefoon*" om de telefoontoepassing te starten.
- Zeg "**Bel**" gevolgd door de naam van het contact. Bevestig om het gekozen contact op te bellen.
Bijvoorbeeld: "*Bel Jean Thielemans*".
Opmerking: Je kan ook enkel de voornaam "*Jean*" of de familienaam "*Thielemans*" zeggen.
- Zeg "**Stuur bericht naar**" gevolgd door de naam van het contact. Bevestig om het bericht naar het gekozen contact te sturen.
Bijvoorbeeld: "*Stuur bericht naar Jean Thielemans*".
Opmerking: Je kan ook enkel de voornaam "*Jean*" of de familienaam "*Thielemans*" zeggen.
- Zeg "**Nieuw alarm**" om het scherm "nieuw alarm" te openen en de wekker in te stellen.
- Zeg "**Nieuwe afspraak**" om het scherm "nieuwe afspraak" te openen en een nieuwe afspraak in de agenda te zetten.
- Zeg "**Nieuw contact**" om het scherm "nieuw contact" te openen en een nieuw contact in de contactenlijst aan te maken.

Notities

Met de toepassing "Notities" kan je notities in tekstformaat aanmaken, bewerken, verwijderen en lezen.

Een nieuwe notitie maken

Druk op de Menutoets en selecteer "Nieuwe notitie" om een nieuwe notitie te maken. Voer je tekst in en druk op de OK-knop om je notitie op te slaan.

De notitie kan je lezen in het hoofdscherm van de toepassing.

De notities zijn chronologisch geordend, met de meest recente boven aan de lijst.

Een notitie lezen en bewerken

In het hoofdscherm van de toepassing "Notities" hoef je een notitie enkel te selecteren om ze te beluisteren. Druk op de OK-knop om een lijst met bewerkingsopties te open. Kies "Bewerken" en druk op de OK-knop om de notitie te bewerken.

De andere bewerkingsopties in de lijst zijn:

- Alles kopiëren: kopieert alle tekst van de notitie.
- Verwijderen: verwijdert de notitie.
- Exporteren: kopieert de notitie naar het geheugen van de MiniVision.

Weer

Met deze toepassing kan je het weerbericht op de huidige locatie voor de komende 5 dagen beluisteren. Je kan ook een gedetailleerd weerbericht voor elke dag opvragen. Deze toepassing vereist toegang tot het internet (WIFI, 3G of 4G).

Zaklamp

Deze applicatie gebruikt de LED op de achterkant van het toestel als zaklamp. Wanneer de toepassing wordt opgestart gaat de zaklamp branden. Druk op de OK-knop om de zaklamp uit te schakelen.

Snelle toegang

Deze optie is een verbetering van de snelkiesfunctie. Van op het startscherm kan je nu een toepassing koppelen en opstarten door lang te drukken op een cijfertoets (zie ook Instellingen / Toetsenbord / Snelle toegang).

Verbeteringen aan toepassingen

Toegankelijkheid

- Nieuwe instelling om het lettertype te wijzigen (zie Instellingen / Weergave / Lettertype).
- Nieuwe instelling om letters vet weer te geven (zie Instellingen / Weergave / Vet).
- Nieuwe instelling om wachtwoorden te tonen en uit te laten spreken (zie Instellingen / Beveiliging / Toon Wachtwoorden).
- Nieuw: wanneer de spraakweergave is uitgeschakeld voor slechtziende personen, kan je met de omhoog- en omlaagtoets door de tekst in een bewerkingsveld bladeren.
- Nieuw: er wordt een pieptoon afgespeeld bij het bereiken van het begin of het eind van een lijst.
- Nieuw: je wordt nu, met een nieuw pictogram op het scherm, gevraagd om te "Spreken na de pieptoon" wanneer je de spraakherkenning start (voor een spraakopdracht of het dicteren van tekst).
- Opgelost: probleem waarbij een functie werd geannuleerd door op de OK-toets te drukken met de focus op een pop-up-melding.
- Opgelost: probleem waarbij de bevestigingspieptoon niet systematisch werd afgespeeld bij het invoeren van een teken in een bewerkingsveld.
- Opgelost: probleem met niet beschikbare symbolen bij het instellen van het WIFI-wachtwoord.

Telefoon

- Nieuw: verbeterde audio-uitgangsniveau van de luidspreker tijdens het bellen.
- Nieuw: druk op de toets "Gesprek Opnemen" om de handenvrije modus (audio-output via luidspreker) in of uit te schakelen tijdens een gesprek.
- Verbetering van het beheer van telefooninstellingen zoals gesprek doorschakelen, op wacht zetten of identiteit van de beller.
- Opgelost: probleem waarbij gesproken melding van de identiteit van de beller niet werd gedempt bij het opnemen van de oproep.
- Opgelost: probleem waar tijdens een gesprek soms menu-items niet werden voorgelezen.
- Opgelost: probleem waarbij tijdens een inkomend gesprek de telefoon niet vibreerde, hoewel deze optie ingeschakeld was.

Contacten

- Nieuw: VCF-bestanden importeren van SD-kaart.
- Opgelost: probleem waarbij de contactnaam verkeerd werd voorgelezen bij het opbellen van een contact met de toets "Gesprek opnemen".
- Opgelost: probleem waarbij een contact met een verkort telefoonnummer een uitgaande telefoonoproep belemmerde.

SMS / Berichten

- Nieuw: de mogelijkheid om een bericht of oproep rechtstreeks vanuit een discussielijst naar een contact te versturen zonder eerst het bericht te hoeven openen.
- Nieuw: het is onmogelijk om een leeg bericht te versturen.
- Nieuw: bevestigingsbericht wanneer een discussielijst werd verwijderd.
- Er werden nieuwe smileys toegevoegd.
- Opgelost: probleem waarbij het niet ontvangen van een antwoord van de netwerkbeheerder bij een onverzonden boodschap het verzenden van andere nieuwe boodschappen blokkeerde.
- Opgelost: probleem bij het doorsturen van berichten.
- Opgelost: probleem bij het voorlezen van een ongekennde smiley. Nu zegt de spraakweergave "smiley" in plaats van niks.

Alarm

- Opgelost: probleem waarbij toestel niet in slaapmodus geraakte na het stopzetten van een alarm-evenement.

SOS / Noodoproep

- Opgelost: probleem wanneer er geen telefoonnummer was ingesteld voor een noodoproep.
- Naam van de SOS-applicatie is in het Engels veranderd naar "Emergency" om problemen bij spraakherkenning te vermijden.