

## SmartVision2

### Release note – software version n° SV2.01.00.3746.USER

#### Procedura di aggiornamento

Per scaricare e installare gli aggiornamenti di SmartVision2 è necessaria una connessione internet.

Per aggiornare il dispositivo, andare su “impostazioni”, selezionare "info sul telefono" e quindi "aggiornamenti sistema".

Selezionare "scarica e installa" at the bottom of the list and press the "OK" button to start the download.

Il tempo necessario a scaricare l'aggiornamento dipende dalla vostra connessione internet. Una volta scaricato l'aggiornamento, selezionare "Installa" dalla schermata degli aggiornamenti di sistema.

#### Miglioramenti del sistema:

- **Panoramica:**
  - Correzione di alcuni bug e miglioramento delle prestazioni.
  - Riduzione dei consumi
  - Miglioramento delle traduzioni.
- **Interfaccia utente:**
  - Miglioramento dell'annuncio delle notifiche.
  - Miglioramento dell'accessibilità della tastiera virtuale
  - Il tasto “Menu” ora funziona con le applicazioni di terze parti.
  - Miglioramento dei freeze della tastiera.
  - Correzione dei problemi di input nelle caselle di testo (web browser, google account setup, ...).
  - Scorrimento automatico dei testi lunghi.
  - Finestra gestione attività migliorata (pressione lunga del tasto “Home”):
    - Nuovo design per facilitare apertura e chiusura delle app,
    - Possibilità di chiudere tutte le app dal menu delle opzioni.

#### Miglioramento delle applicazioni:

- **Accessibilità:**
  - Il focus non rimane più inceppato nella barra di stato.
  - Miglioramento dell'interruzione della sintesi vocale mentre si esplora una lista (lista delle voci scaricabili, lista delle mappe scaricabili, galleria...)
  - Alcune opzioni ora non vengono più resettate al riavvio (schermo acceso/spento, touch screen disattivato, ...)
  - Miglioramento della funzione “leggi dall’alto” dal menu contestuale globale con la scorciatoia da tastiera “# + 2”.

- Aggiunto feedback audio quando si regola il volume della tastiera tramite la scorciatoia “# + volume su / giù”.
  - “avvio rapido” rimosso.
- **Lettore libri**
    - Seleziona formato: i file PDF vengono ora proposti correttamente.
  - **Fotocamera**
    - Icone e pulsanti della schermata vengono correttamente vocalizzati.
  - **Chrome**
    - Navigazione per link (sperimentale – non disponibile su tutte le pagine)
  - **Rilevatore di colori**
    - Nuova funzione (sperimentale) per vocalizzare quando il telefono è troppo lontano dall’oggetto.
  - **Contatti**
    - migliorato “condividi” via Messaggio o Gmail.
    - Migliorata la vocalizzazione dei dettagli del contatto.
    - Possibilità di mandare un messaggio direttamente dalla scheda del contatto.
  - **Kapten**
    - “Scarica mappe”: possibilità di cercare la mappa specifica utilizzando la digitazione da tastiera.
    - Miglioramento dello spostamento delle mappe dalla memoria interna alla SD card.
    - Ultima destinazione: il numero civico è ora correttamente mostrato e vocalizzato.
    - Ktag: il numero civico è ora correttamente mostrato e vocalizzato.
    - Itinerario: possibilità di modificare il punto di partenza.
    - Guida: la distanza rimanente è ora correttamente aggiornata e vocalizzata.
    - La navigazione può essere ora avviata anche se ci si trova fuori dalla strada.
    - Seleziona città: miglioramento della selezione.
    - Miglioramento della funzione Track.
    - Ktag: rimossa la funzione memo vocale.
    - Miglioramento della funzione Lettura mappa.
    - Durante la navigazione, gli elementi dei menu sono ora correttamente vocalizzati.
    - Lo stato della navigazione libera viene ora correttamente vocalizzato.
    - Correzione del problema di accessibilità nell’inserimento del numero civico.
  - **Messaggi:**
    - Possibilità di chiamare il mittente dell’ SMS.
    - Possibilità di chiamare o inviare un SMS ad un numero di telefono scritto in un messaggio.

- **Lente di ingrandimento**
  - Miglioramento della gestione dei LED durante lo zooming.
- **NFC:**
  - Correzione della funzione NFC che permette di impostare un profilo.
- **OCR:**
  - Miglioramento della funzione di assistenza alla posizione orizzontale.
  - Nuova funzione (sperimentale) per vocalizzare quando il telefono è troppo lontano dal testo.
- **Telefono:**
  - Durante una telefonata, il pulsante “Pausa” viene ora correttamente vocalizzato.
  - Miglioramento del layout dei contatti frequenti.
  - Lista dei “Nomi punti di accesso” aggiornata.

### **Bug conosciuti/ Correzioni in atto:**

- **Interfaccia utente:**
  - Impostazioni: a volte quando si cambia la lingua del prodotto, questa rimane quella precedente. Procedere con un secondo tentativo per risolvere
  - FM Radio: impossibile registrare dalla radio quando l’opzione “ferma all’uscita” è abilitata.
  - Fotocamera: alcuni sottomenu e liste di opzioni non sono accessibili con la tastiera