

## SmartVision2

### Release note – software versie n° SV2-4259

#### Software Update Process

Voor het downloaden en installeren van SmartVision2 updates is een internetverbinding vereist. Om uw apparaat te updaten, ga naar "Instellingen", selecteer "Over de telefoon" en vervolgens 'Systeem Updates'. Selecteer 'Downloaden en installeren' onderaan in de lijst en druk op de toets "OK" om de download te starten.

Afhankelijk van uw verbinding, kan het downloaden van de update enige tijd duren. U kunt de voortgang via de updatemelding bekijken in meldingsvenster. Wanneer het downloaden voltooid is, selecteert u "Installeer" van het systeem update scherm. Het duurt een paar minuten om het te voltooien voordat u het product kan gebruiken (gevoeliseerde feedback).

#### Systeem verbeteringen:

- **Overzicht:**
  - o Bug fixes en algemene verbeteringen.
  - o Vertaling en uitspraak correcties
  - o Nieuw talen: Spaans, Fins, Pools.
- **Systeem**
  - o Verbetering van de verschillende eigen Android schermen
  - o "Toestemming van de app-melding" staat nu standaard uitgeschakeld in het meldingsvenster.
  - o Invoer mode in Hebreeuws: mogelijkheid overstappen van Hebreeuws naar Latijnse karakters met behulp van de ster-toets op het fysieke toetsenbord.
  - o Lijst van toepassingen nu correct gesorteerd op alfabetische volgorde zelfs met speciale tekens.
  - o Vocalisatie verbetering bij installatie van het product.

#### Toepassings verbeteringen:

- **Toegankelijkheid:**
  - o Verbetering van de meldingen vocalisatie.
  - o "Gemist oproepen" na de slaapstand aankondiging nu ondersteund voor Duitse en Italiaanse taal.
  - o Hint bij invoervak herhaald wanneer u alle tekens worden verwijderd.
  - o Vocalisatie verbetering wanneer u een tekst wijzigt. Het teken links van de cursor wordt nu altijd aangekondigd.
  - o Snelle instellingen: verbetering van de toegankelijkheid bij de selectie van audio profielen.
  - o Karakter validatie: timer 0.2 sec is toegevoegd.
  - o Nieuwe sneltoetsen toegevoegd:
    - Aan-/uitschakelen van de kleurmodus inversie.

- Aan-/uitschakelen mobiele dataverbruik.
  - Audioprofiel schakelen.
  - Schakelaar echo op invoer functie.
- **Boek lezer:**
  - Ondersteunen van ZIP bestanden.
- **Contacten:**
  - Contactpersonen kunnen nu worden verwijderd van de SIM-kaart
  - Contact zoeken in de lijst met contactpersonen: filteren door de eerste letter van de achternaam of voornaam is nu beschikbaar
  - vocalisatie verbetering voor contacten zoeken via het toetsenbord
- **Klok:**
  - Nieuw ontwerp van het thuis scherm. Items worden in een lijstindeling voorgesteld.
  - Verbetering van de toegankelijkheid voor Alarm klok, Timer, Chronometer.
  - Alarm kan nu worden gestopt met een korte druk op de aan-/uit toets.
- **Email:**
  - Focus op de zoekbalk wanneer u een teken typt niet meer gewijzigd.
  - Verbetering van het downloaden van bijlagen.
  - Snelle toegang tot bijgevoegde bestanden via de "ster"-toets.
  - Bijlagen afkomstig van Kapsys E-mail app, in de volgende formaten: Epub, Epub3, Doc, Docx, PDF, Txt en HTML-code, worden nu automatisch geopend via Boek Lezer app.
- **GMAIL:**
  - In uw postvak in hebt je nu de mogelijkheid om meerdere e-mails te selecteren met een lange druk op de OK-toets.
- **Thuis scherm:**
  - Internet bladwijzers kunnen nu worden toegevoegd op het huisscherm.
- **Internet:**
  - Vocalisatie en verbetering van de toegankelijkheid van websites invoervakken.
- **Kapten:**
  - Vrije navigatie zal niet worden onderbroken indien de snelheid lager is dan 15 km/h
  - Vrije navigatie is: wanneer een persoonlijk punt (Ktag) in de buurt van uw locatie is, wordt de naam van de Ktag aangekondigd in plaats van het postadres.
- **Telefoon:**
  - Contactpersonen worden nu gesynchroniseerd tussen de telefoon en contact apps
  - Scherm verbetering van het snelle bediening bij nummer kiezen.

- Verbetering van de functie "Het telefoonnummer toevoegen aan een bestaand contact"
- Belvolume wordt niet meer aangekondigd wanneer de oproep is beëindigd.
- **SOS:**
  - Mogelijkheid tot het instellen van de SOS knop vertraging van 1 tot 5 seconden.
- **Andere Apps:**
  - Voxiweb: Vocalisatie verbetering van de invoervakken.
  - WhatsApp: "Spraaakopname" knop nu toegankelijk op het toetsenbord. Houd de knop "OK" ingedrukt om op te nemen en loslaten voor de afsluiting van uw opname.

#### **Gekende problemen:**

- Afhankelijk van Google apps updates, het is mogelijk dat twee "Klok" apps worden weergegeven in de toepassingslijst: een is de "Klok" apps uit Kapsys en de andere is de "Klok" apps van Google. Alleen de Android "Klok" app kan worden verwijderd.