

Software-oppdateringsprosess

Internett-forbindelse er påkrevet for å kunne laste ned og installere oppdateringer for SmartVision2. Oppdateringsprosedyren finner du på «Innstillinger», bla videre til «Om telefonen» og deretter «Systemoppdateringer». Bla til «Last ned og installer» nederst på listen og trykk på «OK»-tasten for å starte nedlastingen.

Avhengig av hastigheten på internett-forbindelsen du benytter, vil det ta noe tid å få lastet ned oppdateringen. Når oppdateringen er ferdig nedlastet, blar du til «Installere» på oppdateringsskjermen og trykker på «OK»-tasten. Det vil nå ta noen minutter før telefonen er klar til bruk igjen, dette vil varsles med talemeldinger.

System-forbedringer:

- **Overblikk:**
 - Korrigering av bugs og ytelsesforbedringer
 - Forbedringer i oversettelse og opplesning.
 - Kroatisk er nytt tilgjengelig språk.
- **System:**
 - Mulighet for å oppdatere softwaren via 3G eller 4G.
 - Mulighet for anop av nødnummer (f.eks112) fra PIN-opplåsningsskjerm ved å trykke på Meny-tasten.
 - Ny innstilling for tidssone (se innstilling for dato/klokke).
- **Tilgjengelighet:**
 - Ny skrifttype «Luciole» er tilgjengelig fra Innstillinger – Skjerm – Skrifttype. «Luciole» er spesielt designet for svaksynte.
- **Inntastingsfeltet:**
 - Automatisk stor bokstav ved begynnelse av setning og etter punktum.
 - Korreksjon av problem med feilaktig opplesning av status for inntastingsfeltet dersom man trykker flere ganger på Opp- eller Ned-tasten.
- **Stemmekommandoer:**
 - Stemmekommandoen «Opprette notat» etterfulgt av notatets innhold vil ikke opprette lenger automatisk lagre notatet. Innholdet blir stående på inntastingsfeltet slik at bokstaver eventuelt kan slettet eller endres. Trykk på OK-tasten for å lagre.

App-forbedringer:

- **Innstillinger:**
 - Opplesning – Opplesning når telefonen vekkes: Ukedagen blir nå opplest hvis «Dagens dato» er avmerket.

- **Telefon:**
 - Det er nå mulig å besvare anrop med Stjerne- og Firkant-tastene hvis innstillingen «Besvare anrop med en av tastene 0 – 9» er aktivert, se Innstillinger - Tastatur.
 - Mulighet for å sende melding fra anropsloggen («Historikk»).
 - Forbedringer for USSD-koder.
- **Meldinger:**
 - Ny innstilling «Tilbakestill APN-innstillingene» fra Meldinger – Innstillinger.
 - Databasen for Tilgangsnavn (APN) er blitt oppdatert for å matche mer «eksotiske» teleoperatører.
- **Kontakter:**
 - Punktet «Slette alle» er blitt flyttet til nederst på Menyene, slik at feil unngås.
 - Korreksjon av problemer ved valg av spesiell ringetone for en kontakt.
 - Korreksjon av problemer med utelatt navn når en kontakt ble sendt som en melding.
- **Notisblokk:**
 - Tomme notater blir ikke lenger lagret automatisk.
 - Ny bekreftelsesvarsling når et notat blir kopiert eller slettet.
- **Fargeindikator:**
 - Fargeindikatoren benytter nå en motor basert på kunstig intelligens. For å forbedre ytelsen for appen, må nå beskyttelsesdekselet være montert på telefonen og holde den helt ned mot gjenstanden du vil vite fargen på.

Ny funksjon:

- **Seddelindikator**

Ved hjelp av appen «Seddelindikator», kan du bruke MiniVisions kamera til å gjenkjenne sedler og få lest opp valøren. For å få best mulig resultat av seddelgjenkjenningen, anbefaler vi å plassere seddel på en godt opplyst, jevn overflate og holde telefonen på 20–30 centimeters avstand. Når kameraet på SmartVision2 oppdager en seddel, vil seddelens valør automatisk bli lest opp og vist på skjermen. I skrivende stund er det dessverre bare mulig å identifisere Euro, programoppdateringer som inneholder andre lands valutaer vil leveres etter hvert.