

# SmartVision2 Uživatel'ská príručka

## Index

---

Úvod	3
Obsah balenia	4
SmartVision2 Prehľad	5
Začíname	7
Režimy ovládania	9
Prístupnosť	15
Domovská obrazovka	22
Aplikácie	24
Oznámenia	25
Book reader	27
Detekcia farby	30
Detekcia svetla	31
Fotky	32
Fotoaparát	33
Gmail	34
Hodiny	35
Hudba Play	36
Chrome	37
Kalendár	38
Kalkulačka	39
Kapten	40
Kontakty	47
Lupa	49
Nastavenia	50
NFC	53
Obchod Play	55
OCR	56
Poznámky	58
Rádio FM	60
SOS	61
Správy	62
Telefón	64
Web radio	66
Záznam zvuku	67
FAQ	68
Riešenie problémov	80
Technické špecifikácie	83
Právne upozornenia a záruka	84
O tomto dokumente	88

## Úvod

### Prečítajte si pred prvým použitím

Prečítajte si prosím pozorne návod k bezpečnejšiemu a lepšiemu využívaniu svojho SmartVision2.

- Popisy uvedené v tomto dokumente sú založené na predvolenom nastavení vášho prístroja.
- V závislosti na lokalite, operátorovi alebo softvéri zariadenia, sa môže niektorý obsah líšiť od vášho zariadenia.
- Vysoko kvalitný obsah, ktorý vyžaduje intenzívne využitie výpočtového výkonu a pamäte, môže mať vplyv na celkový výkon zariadenia. Aplikácie zahŕňajúce sa k týmto obsahom nemusia fungovať správne v závislosti na vlastnostiach zariadenia a podmienkach použitia prístroja.
- KAPSYS nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výkonom aplikácií tretích strán stiahnutých z Obchodu Play od Google.
- Používaním dátových služieb, ako je posielanie a prijímanie správ, nahrávanie alebo sťahovanie dát, automatická synchronizácia alebo používanie lokalizačných služieb, môžu vzniknúť ďalšie náklady, v závislosti na vašom programe od operátora. U veľkých dátových prenosov je odporúčané použiť Wi-Fi..
- Aplikácie poskytované štandardne s týmto prístrojom sa môžu zmeniť alebo už nemusí byť k dispozícii bez predchádzajúceho upozornenia.
- Informácie zverejnené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. KAPSYS si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tohto dokumentu bez povinnosti informovať akúkoľvek osobu alebo organizačnú jednotku. KAPSYS nenesie žiadnu zodpovednosť za technické ani textové chyby, opomenutia v tejto príručke, ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z výkonu alebo použitia tohto dokumentu..
- KAPSYS sa snaží neustále zlepšovať kvalitu a funkčnosť tohto výrobku. V dôsledku toho vám KAPSYS odporúča navštíviť svoju webovú stránku ([www.kapsys.com](http://www.kapsys.com)) a získať najnovšie dokumentárne aktualizácie týkajúce sa používania a prevádzky tohto výrobku.
- Tento produkt spĺňa všetky zákonné požiadavky CE pre rezidenčné alebo komerčné použitie.

### Ako čítať tento dokument

Táto užívateľská príručka popisuje základné funkcie SmartVision2 a jeho rôzne prevádzkové režimy. Popis funkcie je všeobecný, a neberie do úvahy špecifiká týkajúce sa pokročilých funkcií prístupnosti.

Tieto pokročilé funkcie uahňujú prístup (predvolené nastavenie na výrobku) sú podrobne popísané v sekcii "Prístupnosť".

Koniec dokumentu

## Obsah balenia

### Prehľad obsahu balenia

SmartVision2 sa dodáva s nasledujúcim príslušenstvom:

- Batéria
- 220/110 V nabíjací adaptér s 5 V USB výstupom
- USB kábel (typ-C)
- Handsfree
- Ochranné púzdro
- Remienok na zavesenie na krk
- 3 NFC štítkov
- Sprievodca rýchlym štartom

Zoznam príslušenstva sa môže líšiť v závislosti od krajiny, konfigurácie a verzie produktu. Dodávané príslušenstvo bolo špeciálne navrhnuté pre váš prístroj a nemusí pracovať s inými zariadeniami.

Vzhľad a vlastnosti výrobku a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Používajte iba schválené príslušenstvo KAPSYS. Použitie neautorizovaného príslušenstva môže mať za následok zníženie výkonu, poruchy a nebudú pokryté KAPSYS zárukou.

Koniec dokumentu

## SmartVision2 Prehľad

SmartVision2 je smartphone špeciálne vyvinutý pre nevidiacich a zrakovo postihnuté osoby. Obsahuje rôzne funkcie prístupnosti a ergonomické vlastnosti, ktoré uľahčujú manipuláciu s nimi a celkový prístup k smartfónom.

Je to jediný smartphone, ktorý poskytuje trojaký spôsob ovládania vrátane jeho dotykovému displeju, fyzickej klávesnici a systému hlasových príkazov (hlasová syntéza a rozpoznávanie).

Nižšie je uvedený podrobný opis hardvéru SmartVision2.

### Predné plocho

Predné plocho SmartVision2 je rozdelené do dvoch odlišných častí: dotykového displeja a fyzickej klávesnice.

Dotykový displej je veľký 4 palcový a nachádza sa na hornej časti telefónu. Reproduktor pre hovory a 2-megapixelová predná kamera pre videohovory sú umiestnené na hornej časti dotykovej obrazovky.

V dolnej časti nájdete fyzickú klávesnicu skladajúcu sa z dvoch oddelených častí.

Prvá časť klávesnice, ktorá sa nachádza priamo pod obrazovkou, obsahuje navigačný joystick, ktorý je možno ľahko identifikovať vďaka viacsmerovému ovládaniu. Tento joystick umožňuje vykonávať pohyb v štyroch smeroch a potvrdiť akciu s tlačidlom "OK", ktoré sa nachádza uprostred.

Na ľavej strane od navigačného joysticku nájdete Android tlačidlá "domov" alebo "Ponuka", ktoré sú vždy umiestnené nad sebou a sú oddelené vodorovnou linkou. Na pravej strane nájdete Android tlačidlá "Späť" a "Mazanie", ktoré sú príslušne umiestnené nad sebou a sú tiež oddelené vodorovnou linkou.

Na každej strane navigačného joysticku, nájdete tlačidlo hovoru "Zdvihnúť hovor" a tlačidlo "Ukončiť hovor". Tlačidlo "Zdvihnúť hovor" sa nachádza na ľavom konci a má tri zvislé hmatateľné bodky. Tlačidlo "Ukončiť hovor" je na pravom konci a má tri vodorovné hmatateľné bodky.

Druhá časť klávesnice je alfanumerická klávesnica, ktorá pozostáva z 12-tich tlačidiel (4 riadky a 3 stĺpce)

- 1. riadok: 1, 2, 3 kláves
- 2. riadok: 4, 5, 6 kláves
- 3. riadok: 7, 8, 9 kláves
- 4. riadok: hviezdička, 0, mriežka kláves

Na pomoc pri hľadaní správnej klávesy, je na tlačidle 5 umiestnená reliéfná bodka. Detailný popis funkcií je dostupný v sekcii "Režim klávesnice" v kapitole ["Režimy ovládania"](#).

### Horná strana

Tlačidlo Zap / Vyp sa nachádza napravo na hornej strane SmartVision2.

### Pravá strana

Na pravej strane SmartVision2 sa nachádzajú tri tlačidlá. Prvé tlačidlo zvrchu slúži na zadávanie hlasových príkazov.

Nižšie sú ďalšie dve tlačidlá, ktoré slúžia na zvyšovanie a znižovanie hlasitosti.

### Spodná strana

Zava doprava:

- 3.5 mm audio jack na pripojenie slúchadiel
- Hlavný reproduktor
- Miesto na uchytenie remienka (dodané v balení)
- USB konektor na pripojenie USB-C káblu pre nabíjanie a prepojenie s PC (dodané v balení).

## **Zadné elo**

V hornejasti zadného elaj 8-megapixelová kamera a dve LED diódy umiestnené na každej strane kamery.

Tesne pod objektívom fotoaparátu je tlačidlo SOS.

Zadný kryt SmartVision2 je plne odnímateľný a poskytuje prístup k batérii, SIM karte a mikro SD karte.

Koniec dokumentu

## Začínáme

### Vloženie Vašej SIM karty

SmartVision2 je kompatibilný len s Nano SIM kartami (4FF formát).

Otvorte telefón displejom dolu a vložte kartu do drážky umiestnenej v ľavom dolnom rohu telefónu a zdvihnite zadný kryt. Slot pre SIM kartu je umiestnený vpravo pod tlačidlom SOS. Vložte SIM kartu správne smerom dolu a skoseným rohom umiestneným na ľavom hornom rohu. Zasuňte kartu SIM do slotu.

Ďalšie informácie: Slot pre mikro SD kartu je umiestnený hneď nad slotom pre SIM kartu.

### Vloženie batérie

Akonáhle je zadný kryt odstránený, vložte batériu do jej priestoru. Najskôr do vrchnej časti s kontaktami na ľavej hornej strane a potom jemne dotlačte až zapadne do tela telefónu.

### Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím je doporučované nabíjať batériu po dobu najmenej štyri hodiny. Potom môžete batériu dobíjať podľa potreby.

Na nabitie batérie potrebujete USB kábel a adaptér, ktorý ste dostali spoločne s telefónom SmartVision2. Najprv pripojte USB kábel do telefónu SmartVision2, následne do adaptéra a potom adaptér do zásuvky. Po prvom nabití môžete batériu dobíjať podľa potreby.

Upozornenie: Na nabíjanie používajte len kábel a nabíjačku, ktorú dodal výrobca KAPSYS. Použitie neschváleného príslušenstva môže mať za následok zrušenie KAPSYS záruky.

### Zapnutie/Vypnutie telefónu

Zapnite svoj SmartVision2 dlhým stlačením tlačidla Zap/Vyp, ktoré je umiestnené na pravej hornej strane telefónu. SmartVision2 zavibruje, keď ho úspešne zapnete.

Ak sa nezapne, skontrolujte, či je správne vložená batéria. Ak je to nutné, opakujte postup inštalácie batérie.

Ak chcete zariadenie vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo Zap / Vyp. Zobrazí sa "Hlavná ponuka", potom vyberte "Vypnúť" a potvrdíte akciu. Telefón krátko zavibruje a telefón sa vypne.

Obrazovka "Hlavná ponuka" tiež ponúka skratku pre aktiváciu/deaktiváciu "Služba prístupnosti Kapsy", "Obrazovka Zap/Vyp" pre úsporu energie a "Inverzné farby" pre zmenu farebného kontrastu pre určité poruchy zraku. Pre ďalšie informácie o týchto rôznych režimoch si preštudujte kapitolu "[Prístupnosť](#)".

### Pohotovostný režim

Keď je SmartVision2 zapnutý, krátko stlačte tlačidlo Zap/Vyp na prepnutie do pohotovostného režimu alebo na jeho prebudenie. (operačný režim).

V pohotovostnom režime, obrazovka SmartVision2 je vypnutá, ale jeho funkcie zostávajú povolené. Stále môžete prijímať prichádzajúce hovory, správy, e-maily a navigačné inštrukcie.

Ďalšie informácie: v predvolenom nastavení po dvoch minútach nečinnosti zariadenie automaticky prejde do pohotovostného režimu, aby sa šetrila batéria.

### Rýchle nastavenie pri spustení

Keď prvýkrát spustíte Váš SmartVision2, zobrazí sa séria obrazoviek s rýchlym nastavením Vášho.

## Krok 1: Výber jazyka

Pomocou navigačných šípok vyberte jazyk a stlaďte tlačidlo "OK".  
Potom sa vo zvolenom jazyku zobrazí potvrdzujúca správa. Potvrďte výber výberom položky "OK" alebo výberom možnosti "Zrušiť" vrátite obrazovku späť.

## Krok 2: Povolenie prístupnosti

Ak chcete aktivovať službu prístupnosti KAPSYS a všetky funkcie vokalizácie obrazoviek, stlaďte tlačidlo "OK".  
Ak chcete telefón spustiť bez prístupnosti, vyberte položku "Zrušiť".

## Krok 3: Výber profilu

Pomocou šípok vyberte svoj profil:  
Nevidiaci: Nastavenia prístupnosti budú nakonfigurované tak, aby vyhovovali potrebám nevidiacich.  
Slabozraký: nastavenia prístupnosti KAPSYS budú nakonfigurované tak, aby spĺňali potreby zrakovo postihnutých ľudí.  
Po dokončení tohto posledného kroku sa SmartVision2 normálne spustí a zobrazí sa obrazovka na výber PIN kódu karty SIM.

## Odomknutie SIM karty

Vaša SIM karta je dodávaná operátorom s 4-miestnym identifikačným kódom, ktorý sa nazýva PIN kód. Tento kód umožňuje chrániť SIM kartu proti možnému zneužitiu. Odomknúť SIM kartu a pristupovať ku všetkým funkciám SmartVision2 môžete tak, že zadáte PIN kód a stlaďte tlačidlo "OK".  
Z dôvodov dôveryhodnosti, bude vokalizácia na SmartVision2 pracovať iba pri používaní slúchadiel pri zadávaní PIN kódu SIM karty.

Koniec dokumentu



## Režimy ovládania

SmartVision2 poskytuje 3 režimy ovládania: režim klávesnice, režim dotykovej obrazovky a režim rozpoznávania hlasu.

### Režim klávesnice

Režim klávesnice je hlavným spôsobom ovládania SmartVision2. Umožní vám prechádzať prostredím telefónu a spúšťať aplikácie s využitím krátkych a dlhých stlačení tlačidiel na klávesnici.

Aby ste sa zoznámili s rozmiestnením klávesov, preštudujte si kapitolu "[SmartVision2 Prehľad](#)".

Nižšie je uvedený zoznam rôznych akcií, ktoré môžete vykonávať pomocou fyzickej klávesnice:

### Zapnutie/vypnutie telefónu

Akcia	Klávesnica
Zapnutie SmartVision2	Dlhé stlačenie tlačidla Zap / Vyp
Vypnutie SmartVision2	Dlhé stlačenie tlačidla Zap / Vyp a potom vybrať Vypnúť z hlavnej ponuky

**Dobré vedieť:** Obrazovka "Hlavná ponuka" poskytuje priamy prístup k nasledujúcim možnostiam:

- Služba prístupnosti Kapsys: Umožňuje povoliť alebo zakázať službu prístupnosti Kapsys (hlasová syntéza, preskúvanie dotykovo, klávesové skratky atď.)
- Obrazovka zap / vyp: Umožňuje vypnúť obrazovku počas používania na účely ochrany údajov a ochrany osobných údajov
- Inverzné farby: Umožňuje Vám prepnúť farby obrazovky. Napríklad, čierny text na bielom displeji bude biely text na čiernej obrazovke

### Pohotovostný režim

Ak chcete šetriť batériu, systém SmartVision2 prejde po 1 minúte neinnosti automaticky do pohotovostného režimu. V tomto režime je obrazovka vypnutá, ale funkcie zostávajú aktívne. Stále môžete prijímať hovory, správy, e-maily atď.

Akcia	Klávesnica
Pohotovostný režim / režim prevádzky	Krátke stlačenie tlačidla Zap / Vyp

**Dobré vedieť:** Môžete nastaviť oneskorenie, po ktorom sa obrazovka automaticky prepne do pohotovostného režimu. Táto možnosť sa nachádza v nastaveniach telefónu v sekcii "Zobrazenie" a potom v sekcii "Režim spánku".

### Úprava hlasitosti

SmartVision2 rozlišuje tri typy hlasitosti s možnosťou definovať ich úroveň zvuku samostatne. Tieto kategórie zvukov sú "zvonenia a upozornenia", "multimédia" a "alarmy":

- **Zvonenia a upozornenia:**  
V predvolenom nastavení tlačidla hlasitosti "plus" a "mínus" na pravej strane výrobku

priamo menia hlasitos "zvonenia a upozornenia". Môžete tiež zmeni hlasitos vyzvá acích tónov a upozornení z "Nastavenia", "Zvuk a upozornenia", "Tla idlo nastavenia zariadenia" v profile "Všeobecné" a potom "Hlasitos zvonenia".

- **Multimédiá:**

Jedná sa o zvuk syntézy hlasu, súborov MP3 a videa. Ak chcete zmeni zvuk multimediálneho profilu, jednoducho použite tlačidlá hlasitosti "plus" a "mínus", keď hovorí syntetizátor reči alebo sa prehráva súbor MP3.

Môžete tiež použiť nasledujúce klávesové skratky:

- Tlačidlo Mriežka a Zvýšenie hlasitosti: Zvýšte hlasitos výstupu textu na reči
- Tlačidlo Mriežka a Zníženie hlasitosti: Znížte hlasitos výstupu textu na reči

- **Alarm:**

Ak chcete upraviť alarmy SmartVision2, zvolte "Nastavenia", "Zvuk a upozornenie", "Tlačidlo nastavenia zariadenia" z profilu "Všeobecné" a potom "Hlasitos budíkov".

**Dobré vedie :** Klávesy hlasitosti "plus" a "mínus" tiež posúvajú kurzor zava doprava, keď je potrebné nastavenie úrovne na vodorovnom paneli (posuvníku). To je napríklad prípad úrovne jasů, panela prehrávania súborov MP3 alebo panela na nastavenie hlasitosti zvuku.

### Odpove / Ukonenie hovoru

Akcia	Klávesnica
Odpoveda a prichádzajúci hovor, rýchly prístup do aplikácie Telefón	Krátke stlaenie tlačidla Príjem hovoru
Zavesi hovor	Krátke stlaenie tlačidla Zrušenie hovoru

### Pohyb po celom telefóne

Pomocou navigačnej klávesnice sa môžete pohybovať cez ponuky a obrazovky SmartVision2.

Akcia	Klávesnica
Presun na predchádzajúci prvok	Krátke stlaenie Šípky hore
Presun na nasledujúci prvok	Krátke stlaenie Šípky dolu
Skok o stranu vyššie	Dlhé stlaenie Šípky hore
Skok o stranu nižšie	Dlhé stlaenie Šípky dolu
Presun na prvý viditeľný prvok obrazovky	Krátke stlaenie Šípky vavo
Presun na posledný viditeľný prvok obrazovky	Krátke stlaenie Šípky vpravo
Presun na stranu vavo (ak je dostupná)	Dlhé stlaenie Šípky vavo
Presun na stranu vpravo (ak je dostupná)	Dlhé stlaenie Šípky vpravo
Aktivácia/Potvrdenie vybraného prvku	Krátke stlaenie tlačidla OK
Predchádzajúca obrazovka	Krátke stlaenie tlačidla Späť
Presun na domovskú obrazovku	Krátke stlaenie tlačidla Domov

### Písanie textu

Keď SmartVision2 oznamuje pole "pre úpravy", znamená to, že sa nachádza v zadávacom poli a môžete zadať text.

Alfanumerická klávesnica (klávesy 1 až #) sa používa na zadanie textu alebo znakov v závislosti na poli na úpravu.

Každý kláves umožňuje prístup k niekoľkým znakom: kláves číslo "2" umožňuje prístup k a,

b, c, 2, A (kapitál), B (kapitál), C (kapitál), á, ä.

Ak chcete vybrať príslušný znak, opakovane stlačíte príslušný kláves, čím získate prístup k rôznym znakom priradeným k tomuto tlačidlu.

Tlačidlo "1" slúži na vloženie interpunkčných znamienok a špeciálnych znakov (@, &, +, zátvoriek atď.).

Kláves "0" sa používa na vloženie medzery alebo prejdienie na ďalší riadok.

Kláves "hviezda" sa používa na uzamknutie klávesnice v režime "normálne", "Veľké písmená" alebo "Číslo".

**Dobré vedieť :** na zadanie textu do poľa a úpravy môžete použiť fyzickú klávesnicu a /alebo virtuálnu klávesnicu.

Vzhľadom na virtuálnu klávesnicu sa mení z numerickej na abecedu tak, aby vyhovoval obsahu poľa a úpravy.

Ak chcete otvoriť virtuálnu klávesnicu, po stlačení okienka stlačíte OK. Virtuálna klávesnica sa zobrazí v dolnej polovici obrazovky (ako klávesnica počítača).

Držte prst na obrazovke, a prechádzajte po znakoch klávesnice. Uvoľnite prst na znaku, ktorý chcete potvrdiť. Tlačidlo "Symboly" v ľavom dolnom rohu virtuálnej klávesnice umožňuje prístup k špeciálnym znakom. Stlačení klávesu "Späť" zavriete virtuálnu klávesnicu.

### Odstrániť text

Stlačíte tlačidlo "Odstrániť", ak chcete vymazať posledný znak v poli na úpravu.

Stlačení a podržaním klávesu "Odstrániť" môžete rýchlo odstrániť znaky.

### Upraviť text

Pomocou tlačidiel na nastavenie hlasitosti môžete kurzor posunúť a odstrániť alebo pridať znak, slovo alebo frázu v poli na úpravu.

Akcia	Klávesnica
Presun kurzora doprava	Krátke stlačenie tlačidla Hlasitos +
Presun kurzora doľava	Krátke stlačenie tlačidla Hlasitos -

**Dobré vedieť :** SmartVision2 podporuje klávesové skratky pomocou klávesu "hviezda". Tieto skratky sú popísané v kapitole "[Prístupnosť](#)".

### Ponuka

Ponuka vám umožňuje zobraziť ďalšie možnosti týkajúce sa aplikácie alebo zobrazenej stránky. Zvyčajne umožňuje prístup k pomoci alebo nastaveniam aplikácie.

Akcia	Klávesnica
Otvorenie ponuky	Krátke stlačenie tlačidla Ponuka

**Napríklad:** Stlačení tlačidla "Ponuka" v aplikácii Kontakty sa zobrazia nasledujúce všeobecné možnosti: kontakty na zobrazenie, import / export, úpravy, nastavenia, Odstrániť všetky kontakty, nápoveda.

### Kontextová ponuka

Kontextová ponuka poskytuje ďalšie špecifické možnosti týkajúce sa vybranej položky. Zvyčajne vám umožňuje odstrániť, upraviť a uložiť vybranú položku.

Akcia	Klávesnica
Otvoriť kontextovú ponuku vybranej položky	Dlhšie stlačenie tlačidla "OK"

**Napríklad:** Ak vyberiete kontakt a stlačíte a podržaním tlačidla OK otvoríte kontextovú

ponuku, zobrazia sa nasledujúce špecifické možnosti: prida kontakt do ob úbených, odstráni kontakt, upravi kontakt, zdie a kontakt, prida kontakt na Domovskú obrazovka.

### Globálna kontextová ponuka

Globálna kontextová ponuka poskytuje rýchly prístup k určitým nastaveniam prístupu.

Akcia	Klávesnica
Otvorenie globálnej kontextovej ponuky	Dlhé stlaenie tlačidla "Ponuka"

Viac informácií o tejto ponuke nájdete v kapitole "[Prístupnos](#)".

### Správca úloh

Správca úloh vám umožňuje zobrazí aplikácie otvorené na pozadí zariadenia SmartVision2. Z tejto obrazovky sa môžete vráti k otvorenej aplikácii, získa informácie o otvorenej aplikácii alebo zavrie otvorenú aplikáciu.

Akcia	Klávesnica
Otvori správcu úloh	Dlhšie stlaenie tlačidla "domov"

Dobré vedie : Ak chcete ušetri energiu batérie, môžete zatvori všetky aplikácie otvorené na pozadí. **Ak chcete otvori správcu úloh, stla te tlačidlo "Ponuka" a zvo te v zozname "Zruši všetky aplikácie".**

### Oznámenia

Oznámenia sa používajú na informovanie používateľa o udalosti, novej správe, zmeškanom hovore, schôdzke v kalendári at .

Všetky oznámenia vo vašom telefóne sú k dispozícii v panely oznámení.

Akcia	Klávesnica
Otvori panel oznámení	Dlhé stlaenie tlačidla "Spä "

alšie informácie nájdete v kapitole "[Oznámenia](#)".

Dobré vedie : SmartVision2 podporuje klávesové skratky s klávesom "mriežka". Tieto skratky sú popísané v kapitole "[Prístupnos](#)".

## Režim dotykovej obrazovky

Režim dotykovej obrazovky je druhý režim ovládania SmartVision2. Tento režim vám umožní prechádza rôznymi ponukami kon ekmi prstov. Služba prístupnosti Kapsys, ktorá sa automaticky aktivuje sa SmartVision2, upraví dotykové správanie tak, aby bolo lepšie prispôsobené potrebám zrakovopostihnutých ľudí. Nižšie je uvedený zoznam rôznych akcií, ktoré môžete urobi z dotykového displeja, keď je aktivovaná Služba prístupnosti Kapsys:

Akcia	Dotyková obrazovka
Preskúma obrazovku a vybra položku	Dotyk na obrazovku s jedným prstom
Presun na predchádzajúci prvok	Švihnutie jedným prstom vľavo
Presun na nasledujúci prvok	Švihnutie jedným prstom vpravo
Presun o stránku vyššie, presun kurzora doprava	Švihnutie vpravo a potom vpredo
Presun o stránku nižšie, presun kurzora doľava	Švihnutie vľavo a potom vpredo
Presun na prvý viditeľný prvok na obrazovke	Švihnutie hore a potom doľava
Presun na posledný viditeľný prvok na obrazovke	Švihnutie dolu a potom doprava
Presun na stranu vpravo (ak je dostupná)	Švihnutie vpravo dvoma prstami

Presun na stranu vpravo (ak je dostupná)	Švihnutie vpravo dvoma pramičkami
Aktivácia/Potvrdenie vybraného prvku	Rýchle dvojité poklepanie
Otvori kontextovú ponuku vybraného prvku	Rýchle dvojité poklepanie
Presun na domovskú obrazovku	Švihnutie hore a potom vpravo
Zobrazenie spustených aplikácií na pozadí	Švihnutie vpravo a potom hore
Predchádzajúca obrazovka	Švihnutie dolu a potom vpravo
Oznámenia	Švihnutie zhora dolu dvoma pramičkami
Otvorenie Ponuky globálnej prístupnosti	Švihnutie dolu a vpravo jedným pramičkou
Otvorenie Ponuky miestnej prístupnosti	Švihnutie hore a potom vpravo
Progresívny vertikálny pohyb	Dotyk dolu alebo hore dvoma pramičkami

o je dobré vedieť : Služba prístupnosti Kapsys, ktorá sa automaticky aktivuje umožňuje prístup k ďalším dotykovým skratkám. Tieto skratky sú popísané v kapitole "[Prístupnosť](#)".

## Režim rozpoznávania hlasu

Rozpoznávanie hlasu je posledný spôsob ovládania SmartVision2. Tento režim vám umožní diktovať text v editovaných poliach, vyhľadávať na internete a spúšťať špecifické funkcie.

SmartVision2 využíva rozpoznávanie hlasu Google. Pre využívanie tejto služby je nutné pripojenie k internetu. Odporúčame tiež použiť adresu služby Gmail, aby ste mohli využiť všetky dostupné funkcie hlasového ovládania. Ak chcete používať túto službu musíte krátko stlačiť tlačidlo pre rozpoznávanie hlasu, ktoré je umiestnené na pravej strane SmartVision2 a zreteľne diktovať váš príkaz.

Funkcia hlasového ovládania pomocou služby Google nie je dostupná pre slovenský jazyk.

Tu sú príklady akcií, ktoré môžete vykonať v režime rozpoznávania hlasu:

- Kalendáre, budíky, pripomenutia a informácie:
  - Set Alarm: "Set an alarm for 7 AM" or "Set an alarm for every Friday morning at 7 AM."
  - Set a reminder: "Remind me to call John at 6 PM" or "Remind me to buy Belgian chocolate at Ghirardelli Square."
  - See SMS (text) messages: "Show me my messages from Brian about dinner."
  - Create a Google Calendar event: "Create a calendar event for dinner in San Francisco, Saturday at 7 PM."
- Communicate with friends and family
  - Call a friend: "Call Lindsay Hampson" or "Call Mom."
  - Text a friend: "Text Jason that I'm running 5 minutes late."
  - Send an email: "Send an email to Kristin, subject new shoes, message, I can't wait to show you my new shoes, full stop."
- Facts and quick answers
  - Find the time: "What time is it in London?"
  - Check the weather: "Do I need a jacket today?" or "What's the weather like tomorrow morning?"
  - Translate words or phrases: "How do you say cucumber in Spanish?"
  - Define a word: "What does gluttony mean?"
  - Convert between units: "What's 16 ounces in pounds?"

- Solve a math problem: "What's the square root of 2209?"

Kompletný zoznam akcií, ktoré môžete vykonať vďaka rozpoznávaniu hlasu je k dispozícii v rubrike [Google support](#) (Podpora Google) alebo pomocou kľúčového slovného spojenia "OK Google".

o je dobré vedieť : V editačnom poli, tlačidlo rozpoznávania hlasu umožňuje písať text vašim hlasom. Len krátko stlačte tlačidlo pre rozpoznávanie hlasu umiestnené na pravej strane SmartVision2, pokračujte po pípnutí a diktujte text. Po dokončení sa text automaticky vloží do editačného poľa.

Koniec dokumentu

## Prístupnosť

### Nastavenia

SmartVision2 poskytuje veľa nastavení uahčenia, ktoré sú povolené v predvolenom nastavení vo výrobku, ako sú modifikácia rýchlosti hlasu, veľkosť písma alebo klávesové skratky.

Ak chcete zmeniť nastavenie uahčenie, najskôr vyberte "Nastavenia" a potom "Prístupnosť".

Nastavenia prístupnosti sú nasledujúce:

- **Služba prístupnosti Kapsys:** Pomáha poskytovať zvukovú spätnú väzbu pre zrakovo postihnutých a nevidiacich. Nasledujúca časť opisuje rôzne parametre služby prístupnosti Kapsys
- **BrailleBack:** umožňuje pripojiť braillovský displej k vášmu SmartVision2 cez Bluetooth.
- **Prístup s prepínačmi:** umožňuje ovládanie prístroja pomocou kombinácie klávesov, ktoré môžete osobne konfigurovať. Toto nastavenie je obzvlášť užitočné pre osoby s pohybovým postihnutím, ktorí chcú spojiť niektoré akcie špecifickým tlačidlom alebo použiť externú klávesnicu
- **Titulky:** umožňuje zapnúť titulky na vašom zariadení a vybrať možnosti pre jazyk, text a štýl
- **Gestá priblíženia:** umožňuje približovať a odľahčovať alebo zväčšovať obrazovku SmartVision2 pomocou trojitého ťuknutia jedného prsta na ľubovoľné miesto na obrazovke.

Posúvať alebo nastaviť úroveň zväčšenia môžete takto:

- o Ak sa chcete posúvať po obrazovke, ťahajte dva alebo viac prstov po obrazovke
- o Pre nastavenie úrovne zväčšenia rozťahnite alebo stiahnite dva prsty od seba alebo k sebe

Ak chcete dočasne zväčšovať obrazovku:

- o Trikrát ťuknite a držte prst na obrazovke kdekoľvek okrem klávesnice alebo navigačnej lišty
- o Pre presunutie zväčšenej oblasti, ťahajte prst po obrazovke
- o Ak chcete zastaviť zväčšovanie, zdvihnite prst

- **Veľkosť písma:** Umožňuje nastaviť veľkosť písma najvhodnejšie pre váš pohľad. K dispozícii je 7 rôznych veľkostí
- **Text s vysokým kontrastom:** Vysoký kontrast prispôsobuje text tak, aby bol čitateľnejší na vašom zariadení. Táto funkcia fixuje farbu textu ako čierne alebo bielu, v závislosti na pôvodnej farbe textu
- **Vypínač ukončenia hovoru:** Ak je toto nastavenie povolené, môžete jednoducho stlačiť tlačidlo napájania vášho prístroja pre ukončenie hovoru. Toto nastavenie Vám umožňuje rýchlejšie a jednoduchšie zavesiť hovor
- **Zdvihnúť hovor pomocou tlačidiel 0-9:** umožňuje prijať prichádzajúci hovor pomocou ľubovoľného tlačidla na numerickej klávesnici
- **Automaticky otočiť obrazovku:** Ak je toto nastavenie povolené, obrazovka sa automaticky otočí, keď budete pohybovať telefónom z režimu na výšku do režimu na šírku.
- **Vyslovová heslá:** Toto nastavenie ovláda hovorenú odozvu pri písaní hesla.
  - o Povolené: znaky hesla sú oznamované akusticky rovnako ako akékoľvek iné formy tlačení písmen

- o Zakázané: znaky hesla sú po u len cez slúchadlá. Pre ochranu vášho súkromia, toto nastavenie je v predvolenom nastavení zakázané
- **Skratka prístupnosti:** umož ňuje rýchlo povoli alebo zakáza prístupnos
- **Výstup prevodu textu na re :** umož ňuje nastavi SmartVision2 výstup prevodu text-na-re . Môžete si vybra :
  - o Kapsys hlasy, ktoré sú vysoko kvalitné vstavané hlasy pre každý jazyk  
Upozor ujeme, že hlasy špi kovej kvality sú tiež k stiahnutiu pomocou pripojenia k internetu
  - o Voli hlasu- môžete nastavi klávesové skratky pre až 3 jazyky, ktoré môžete meni v reálnom ase

Akéko vek iné hlasy tretích strán, ktoré ste si stiahli z Obchodu Play Google.

- **Oneskorenie pridržania:** toto nastavenie upravuje dobu pred tým ako bude váš dotyk na obrazovke zaregistrovaný a zmenený na dotknutie a podržanie. Dlhšie dotknutie a podržanie znamená, že musíte udrža prst na rovnakom mieste dlhšie, než sa váš dotyk zmení na dotyk a podržanie. Ak zistíte, že ste sa omylom dotkli a podržali, pri om ste mali v úmysle len uknú na displej, zväžte použitie dlhšieho oneskorenia
- **Podsvietenie klávesnice:** umož ňuje zapnú alebo vypnú podsvietenie klávesnice.
- **Inverzia farieb:** inverzia farieb meni farebné hodnoty. Napríklad ierny text na bielej obrazovke sa stane biely text na iernej obrazovke
- **Úprava farieb:** nastavenie korekcie farieb slúži na kompenzáciu farbosleposti

## Služba prístupnosti Kapsys

Ak je aktivovaná Služba prístupnosti Kapsys, SmartVision2 vám dáva hovorenú odozvu tak, že zrakovo postihnuté osoby môžu používa prístroj bez poh adu na obrazovku.

Ak chcete aktivova alebo deaktivova Službu prístupnosti Kapsys stla te a podržte tla idlo "Zap / Vyp", potom zvo te "Služba prístupnosti Kapsys".

Pozastaví alebo do asne obnoví Službu prístupnosti Kapsys môžete sú asným stla ením tla idiel na Zvyšovanie a znižovanie hlasitosti.

Ak chcete zmeni parametre Služby prístupnosti Kapsys cho te do položky "Nastavenia" a potom "Prístupnos " následne "Služba prístupnosti Kapsys" a stla te tla idlo "Ponuka".

Nasledujúci zoznam uvádza rôzne parametre Služby prístupnosti Kapsys :

- **íta obrazovky:** povolí alebo zablokuje výstup prevodu textu na re .
- **Hlasitos re i:** umož ňní nastavi hlasitos re i na totožnú alebo nižšiu úrove ako je úrove hlasitosti médií. Hlasitos médií je hlasitos iných zvukov v zariadení.
- **Meni výšku hlasu:** meni výšku hlasu pre odozvu klávesnice. Ak za iarknete túto možnos , hovorená odozva klávesnice bude nastavená tak, že jej výška hlasu.
- **Editor odozvy:** definuje, i výstup prevodu textu na re oznamuje napísané znaky, slová alebo vety.
- **Vibrova po vložení znaku:** vibruje po tom, o vložíte znak do edita ného po a.
- **Pípnu po vložení znaku:** pípne po tom, o je znak vložený do edita ného po a.
- **Oneskorenie overenia zadaného znaku:** definuje as overenia znaku zadaného v edita nom poli.
- **Re pri vypnutej obrazovke:** ke je za iarknuté, oznámenia sú vyslovené aj pri vypnutej obrazovke.
- **Používa senzor blízkosti:** ke je za iarknuté, umož ňní do asne uml a výstup prevodu textu na re v závislosti na informácii zo senzora blízkosti.
- **Hovori íslo položky v zozname:** oznamuje poradie vidite ných položiek v zozname (napríklad: vidite ná položka 1 až 6 z 12).
- **Zatrasením spusti súvislé ítanie:** ke je vybrané, zatrasením zariadenie aktivuje súvislé ítanie.



- **Vyslovova fonetické písmená:** za iarknutím tejto možnosti umožní po u fonetické písmená (napríklad "F, foxtrot" alebo "S, Sierra") pri stlačení a podržaní klávesy na virtuálnej klávesnici na dotykovej obrazovke.
- **Vyslovova tipy na používanie:** keď je za iarknuté, môžete používať tipy na používanie pri pohybe po prvkoch obrazovky, po krátkom čase.
- **Oznámi identifikáciu volajúceho:** umožňuje vypočuť si identifikáciu volajúceho pred dvihnutím hovoru.
- **Vibračná spätná väzba:** umožňuje získať vibračnú odozvu pre vaše akcie, napríklad keď vyberiete objekt alebo prechádzate po displeji na svojom zariadení.
- **Zvuková spätná väzba:** keď je za iarknuté, táto voľba umožňuje získať zvukovú spätnú väzbu ako doplnok k hlasu pri pohybe v prostredí telefónu.
- **Zvýrazni zvuk reči:** umožní vám znížiť hlasitosť iných zvukov, keď hovorí prevod textu na reč.
- **Hlasitosť zvuku:** táto voľba ovláda hlasitosť reči a ďalších zvukov vytvorených Službou prístupnosti Kapsys. Táto možnosť je k dispozícii, ak je zapnutá zvuková spätná väzba.
- **Preskúvanie dotykom:** táto voľba vám umožní používať to, čo sa nachádza pod prstom, keď sa dotknete displeja a aktivujete skratkové gestá.
- **Zakáza dotykú obrazovku:** keď je za iarknuté, dotykú obrazovka je zablokovaná.
- **Automaticky posúva zoznamy:** keď je za iarknuté, zoznamy sa samy posúvajú po os lineárneho pohybu.
- **Výber jedným klepnutím:** jedným dotykú potvrdíte zameranú položku
- **Kontextová ponuka ako zoznam:** toto nastavenie vyberte na zobrazenie všeobecnej a miestnej kontextovej ponuky ako zoznam, namiesto ikon.
- **Spusti návod na používanie preskúvania dotykú:** preskúvanie návodu pre preskúvanie dotykú.
- **Klávesové skratky:** umožňuje spravovať klávesové skratky pre SmartVision2.
- **Externé klávesové skratky:** umožňuje spravovať klávesové skratky pre externú klávesnicu.
- **Spravovať vlastné štítky:** toto nastavenie použite na správu vlastných štítkov, ktoré ste vytvorili pomocou miestnej kontextovej ponuky.
- **MagniText:** keď je aktivované, táto funkcia zobrazuje a zväčšuje zameraný text v posuvnej lište na obrazovke. Nastaviť si môžete veľkosť, farbu, rýchlosť a pozíciu textu.
- **Šetriť batéria obrazovka:** táto možnosť umožňuje vypnúť displej telefónu. Šetrí sa tým batéria a ochraňuje osobné údaje.
- **Obnoviť z pozastavenia:** Táto voľba umožňuje zvoliť si, ako sa obnoví služba prístupnosti Kapsys po tom, čo ste ju pozastavili cez všeobecnú kontextovú ponuku.
- **Prebudiť reč:** pomocou týchto nastavení si môžete nakonfigurovať to, čo chcete používať po prebudení telefónu z pohotovostného režimu (oznámenie času, dátumu, úrovne batérie, stav siete, oznámenia o zmeškaných hovoroch, nové správy a emaily).
- **Spravovať nastavenia prístupnosti:** táto možnosť vám umožňuje ukladať, importovať a zdieľať profily prístupnosti.

## Kontextové ponuky prístupnosti

Pri pohybe po prostredí SmartVision2 môžete využívať dve kontextové ponuky, ktoré sú k dispozícii a pomôžu vám nájsť nastavenie a ovládače. Všeobecná kontextová ponuka obsahuje príkazy, ktoré fungujú kdekoľvek, a miestna kontextová ponuka sa líši v závislosti na vybranej položke.

## Všeobecná kontextová ponuka

Ak chcete zobraziť všeobecnú kontextovú ponuku, stlačte a podržte tlačidlo "Ponuka". K dispozícii sú nasledujúce možnosti pri aktivácii všeobecnej kontextovej ponuky:

- **Pre íta zhora:** vypočítate si všetkýc položiek na obrazovke od začiatku.
- **Opakova posledné hlásenie:** Vypočítate si posledné hlásenie.
- **Hláskova posledné hlásenie:** Vypočítate si po slabikách posledné hlásenie.
- **Íta od nasledujúcej položky:** Vypočítate si všetky položky na obrazovke od poslednej zameranej položky.
- **Pozastavi spätnú väzbu:** výberom tejto možnosti pozastavíte službu prístupnosti Kapsys vrátane oznámení a funkcie "Preskúmanie dotykom".
- **Poznámka:** služba prístupnosti Kapsys sa obnoví vtedy keď je obrazovka zapnutá, keď je zobrazený zámok, alebo z panelu oznámení, v závislosti na preferenciách položky "Obnovi z pozastavenia". Túto predvoľbu môžete zmeniť v nastaveniach služby prístupnosti Kapsys.
- **Nastavenia služby prístupnosti Kapsys:** výberom tejto položky otvoríte nastavenia služby prístupnosti Kapsys.
- **Nastavenia prevodu textu na reč:** túto možnosť vyberte ak chcete zmeniť nastavenia prevodu textu na reč.

## Miestna kontextová ponuka

Ak chcete zobraziť miestnu kontextovú ponuku, musíte použiť kombináciu tlačidiel mriežka (stlačte a podržte mriežku) a tlačidlo "9".

Miestna kontextová ponuka obsahuje ovládacie prvky, ktoré sa vzťahujú k vybranej položke. Ak nie sú k dispozícii žiadne relevantné možnosti, služba prístupnosti Kapsys oznamuje "Žiadne položky ponuky".

Pri otvorení miestnej kontextovej ponuky, ponuka poskytuje voľby, ktoré sú relevantné pre aktuálny kontext. Možnosti môžu zahŕňať nasledovné:

- **Nastavenie navigácie:** Predvolené, Znak, Slova, Odseky, Riadky a Strany.
- **Ponuka ovládanie kurzora:** keď upravujete text, táto možnosť otvorí novú miestnu kontextovú ponuku s možnosťami ako "Premiestni kurzor na začiatok", "Premiestni kurzor na koniec", "Vybrať všetko", a "spustiť režim výberu". Ak je text vybraný, možnosti môžu obsahovať Vystrihnúť, Kopírovať, Prilepiť, a Ukončiť režim výberu. Pre pohyb kurzora v editačnom poli použite tlačidlá hlasitosti.

Spravovacie štítky: táto ponuka vám umožní pridať, odstrániť a upravovať vlastné štítky pre nepomenovaný obsah. Niekedy majú aplikácie nepomenované ovládacie prvky, obrázky. Vy môžete použiť službu prístupnosti Kapsys na vytvorenie vášho vlastného štítku pre obrázok alebo ovládacie prvky aby ste ho v budúcnosti identifikovali. Spravovacie štítky môžete z nastavení služby prístupnosti Kapsys a následne "spravovacie štítky".

## Klávesové skratky

Služba prístupnosti Kapsys umožňuje priradiť až 32 klávesových skratiek pre preddefinované akcie.

Klávesové skratky sú kombináciou tlačidla "hviezda" alebo "mriežka" (ich podržaním) a "0" až "9", šípka hore, šípka dole, ľavej šípky, pravej šípky, tlačidla na zvyšovanie alebo znižovanie hlasitosti.

Zoznam akcií, ktoré môžu byť priradené ku klávesovým skratkám:

- Povedať stavové informácie SmartVision2
- Otvoriť obrazovku oznámení
- Otvoriť stránku « Rýchle nastavenia » obrazovky oznámení

- Zvýši rýchlosť TTS
- Zníži rýchlosť TTS
- Zmeni jazyk TTS
  - Ľavá od začiatku obrazovky
  - Ľavá od nasledujúcej položky
- Zníženie úrovne navigácie
- Zvýšenie úrovne navigácie
- Opakovať posledné hlásenie
- Hlásenie posledné hlásenie
- Pozastaviť / Pokračovať v reči
- Nastavenia prístupnosti Kapsys
- Nastavenie prevodu textu na reč
- Vybrať všetko
- Vystrihnúť
- Kopírovať
- Prilepiť
- Premiestniť kurzor doľava v editovacom poli
- Premiestniť kurzor doprava v editovacom poli
- Premiestniť kurzor na začiatok editovacieho poľa
- Premiestniť kurzor na koniec editovacieho poľa
- Vybrať jeden znak naľavo od kurzora
- Vybrať jeden znak napravo od kurzora
- Zvýši hlasitosť TTS
- Zníži hlasitosť TTS
- Aktivovať / Deaktivovať režim MagniText
- Aktivovať / Deaktivovať režim "Gesto priblíženia"
- Všeobecná ponuka prístupnosti Kapsys
- Miestna ponuka prístupnosti Kapsys
- Prepnúť zvuk do slúchadla/reproduktora
- Zapnúť / Ľavá obrazovky
- Zapnúť / Vypnúť obrazovku
- Zapnutie/vypnutie dotykového panelu
- Zapnutie/vypnutie funkcie Bluetooth
- Zapnutie/vypnutie funkcie Wi-Fi
- Zapnutie/vypnutie režimu lokalizácie (GPS)
- Zapnutie/vypnutie režimu lietadla
- Zapnutie/vypnutie svetidla
- Zobrazenie obrazovky priradenia skratiek
- Nastaviť odozvu úprav na: Žiadne
- Nastaviť odozvu úprav na: Znak
- Nastaviť odozvu úprav na: Slovo
- Nastaviť odozvu úprav na: Veta
- Nastaviť odozvu úprav na: Znak a slovo
- Nastaviť odozvu úprav na: Znak, slovo a vetu
- Prepnúť zvukový profil na Normálny
- Prepnúť zvukový profil na Tichý
- Prepnúť zvukový profil na Stretnutie
- Prepnúť zvukový profil na Vonkajšie prostredie

- Povoli /Zakáza režim farebnej inverzie
- Povoli /Zakáza mobilné dáta
- Zmeni profil zvuku
- Zmeni odozvu úprav

V predvolenom nastavení sú už niektoré klávesové skratky vopred definované. Tieto skratky sú organizované do dvoch kategórií:

- Skratky prístupnosti vzťahnuté k tlačidlu "mriežka",
- Skratky pre editáciu vzťahnuté k tlačidlu "hviezdička".

Tieto skratky je možné upraviť pomocou položky "Klávesové skratky" v službe prístupnosti Kapsys.

### **Skratky prístupnosti vzťahnuté k tlačidlu "mriežka"**

- Mriežka 0: Nastavenia Služby prístupnosti Kapsys
- Mriežka 1: Poveda stavové informácie SmartVision2
- Mriežka 2: Ľavá tlačidlo od začiatku obrazovky
- Mriežka 3: Otvoriť stránku « Rýchle nastavenia » obrazovky oznámení
- Mriežka 4: Zníži hlasitosť TTS
- Mriežka 5: Zvýši rýchlosť TTS
- Mriežka 6: Aktivovať / Deaktivovať režim MagniText
- Mriežka 7: Opakovať posledné hlásenie
- Mriežka 8: Hlásenie posledné hlásenie
- Mriežka 9: Miestna ponuka prístupnosti Kapsys
- Mriežka Šípka hore: Neobsadené
- Mriežka Šípka dolu: Neobsadené
- Mriežka Šípka vľavo: Neobsadené
- Mriežka Šípka vpravo: Neobsadené
- Mriežka Hlasitosť hore: Zvýši hlasitosť TTS
- Mriežka Hlasitosť dolu: Zníži hlasitosť TTS

### **Klávesové skratky editácie vzťahnuté k tlačidlu "hviezdička"**

- Hviezdička 0: Vybrať všetko
- Hviezdička 1: Zníži úroveň navigácie
- Hviezdička 2: Zvýši úroveň navigácie
- Hviezdička 3: Vystrihnúť
- Hviezdička 4: Neobsadené
- Hviezdička 5: Neobsadené
- Hviezdička 6: Kopírovať
- Hviezdička 7: Neobsadené
- Hviezdička 8: Neobsadené
- Hviezdička 9: Prilepiť
- Šípka hore: Presun kurzora na začiatok editovaného poľa
- Šípka dolu: Presun kurzora na koniec editovaného poľa
- Šípka vľavo: Presun kurzora do ľavého poľa
- Šípka vpravo: Presun kurzora doprava v editovanom poli
- Hlasitosť hore: Výber jedného znaku vľavo od kurzora
- Hlasitosť dolu: Výber jedného znaku vpravo od kurzora

Dobré vedie : Kláves zníženia a zvýšenia úrovne hlasitosti vám umožňujú pohyb kurzora zava doprava vo vstupných oblastiach vzhľadom na úroveň navigácie, ktorú máte preddefinovanú pomocou skratiek hviezdička 1 a hviezdička 2. Dostupné úrovne navigácie sú: predvolená, znaky, slová, riadky, odseky, strany.

Koniec dokumentu

## Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je hlavná obrazovka SmartVision2. Táto obrazovka pracuje ako ponuka štart, z ktorej môžete aktivovať rôzne funkcie a aplikácie telefónu.

Pre návrat na domovskú obrazovku kedykoľvek, stlačte tlačidlo "Domov" Vašho SmartVision2.

V predvolenom nastavení sú dostupné 4 aplikácie na domovskej obrazovke Vašho SmartVision2:

- **Aplikácie** : pre prístup k zoznamu všetkých aplikácií dostupných vo Vašom SmartVision2 v abecednom poradí.
- **Telefón** : uskutočniť hovor, kontrola zmeškaných hovorov a prístup k hlasovej schránke.
- **Správy** : poslať / íť SMS alebo MMS (krátku správu s prílohou, ako sú obrázky, videá ...).
- **Kontakty** : Spravovať a vytvárať kontakty

Ďalšie možnosti sú dostupné z domovskej obrazovky po stlačení tlačidla "Ponuka"

- **Nastavenia** : Prístup k nastaveniam smartfónu.
- **Prida aplikáciu** : rýchlo pridať aplikáciu na domovskú obrazovku.
- **Prida widget** : pridať widget na domovskú obrazovku. Widgets sú malé aplikácie, ktoré poskytujú informácie a rýchly prístup z domovskej obrazovky ku konkrétnym funkciám aplikácie. Widgets možno stiahnuť z internetového obchodu s názvom "Obchod Play".
- **Tapety** : prispôbiť obrázok na pozadí domovskej obrazovky.
- **Nápoveda** : prístup k užívateľskej príručke k SmartVision2.

## Prispôsobenie domovskej obrazovky

Domovská obrazovka SmartVision2 je plne prispôbovateľná. Môžete pridať aplikácie alebo widgety, zmeniť poradie, v ktorom sú prvky umiestnené alebo ich dokonca odstrániť z domovskej obrazovky.

### Pridať aplikáciu na domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo "Ponuka" z domovskej obrazovky a vyberte zo zoznamu možnosť "Pridať aplikáciu". Potom vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať na domovskú obrazovku. Môžete tiež pridať aplikáciu na domovskú obrazovku z "Aplikácií". V takom prípade vyberte aplikáciu, ktorú chcete pridať na domovskú obrazovku zo zoznamu aplikácií, stlačte a podržte tlačidlo "OK". Vyberte "Pridať na domovskú obrazovku" z kontextovej ponuky. Aplikácia je teraz k dispozícii na poslednom mieste domovskej obrazovky pre rýchly prístup.

### Odstrániť aplikáciu z Domovskej obrazovky

Vyberte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť z domovskej obrazovky, stlačte a podržte tlačidlo "OK".

Zvoľte "Odstrániť z domovskej obrazovky" z kontextovej ponuky. Aplikácia je teraz odstránená z domovskej obrazovky, ale je ešte k dispozícii v ponuke "Aplikácie".

### Zmena pozície aplikácie na domovskej obrazovke

Na domovskej obrazovke vyberte aplikáciu, ktorú chcete premiestniť, stlačte a podržte tlačidlo "OK".

Potom vyberte akciu, ktorú chcete vykonať z kontextovej ponuky: Presunúť na začiatok zoznamu, Presunúť na koniec zoznamu, Hore v zozname, Dolu v zozname.

Dobre vedieť : Ak je aplikácia umiestnená na domovskú obrazovku pre rýchly prístup, zobrazí sa žltá hviezda v ľavom hornom rohu ikony aplikácie.

Koniec dokumentu

## Aplikácie

Všetky aplikácie nainštalované vo vašom SmartVision2 sú k dispozícii na domovskej obrazovke, pomocou ikony "Aplikácie". Aplikácie sú zobrazené ako zoznam v abecednom poradí.

### Správa aplikácií

#### Otvorenie aplikácie

Vyberte zo zoznamu aplikáciu, ktorú chcete otvoriť a stlačte tlačidlo "OK".

#### Zatvorenie aplikácie

Stlačte tlačidlo "Späť", keď ste na prvej strane aplikácie. Ak ukončíte aplikáciu pomocou tlačidla "Domov", alebo prejdete na inú funkciu telefónu, bude aplikácia aj na pozadí.

Dobre vedieť : Aplikácie bežiacie na pozadí môžete zobraziť dlhým stlačením tlačidla "Domov".

Z tejto obrazovky môžete:

- Zatvoriť aplikáciu
- Vrátiť sa už do otvorenej aplikácie
- Rýchlo prísť do vyhľadávacej lišty Google

Na optimalizáciu pohotovostného režimu SmartVision2, odporúčame, aby ste pravidelne zatvárali aplikácie bežiacie na pozadí, ktoré nepoužívate. Reštartovanie telefónu tiež umožní uzavrieť všetky aplikácie bežiacie na pozadí.

#### Vyhľadávanie aplikácií

Použite fyzickú klávesnicu a zadajte začiatok názvu aplikácie. Zoznam aplikácií sa potom filtruje podľa zadovaných písmen a znakov. Vždy môžete prechádzať zoznamom vyhľadávaných aplikácií pomocou navigačných šípok. Ak chcete odstrániť znak z filtra, stlačte tlačidlo "Zmazať znak".

#### Stiahnutie aplikácie

SmartVision2 prichádza s radom vopred nainštalovaných aplikácií. Avšak, môžete si stiahnuť nové aplikácie pomocou aplikácie "Obchod play".

#### Odstránenie aplikácie

Vyberte požadovanú aplikáciu zo zoznamu a to dlhým stlačením na tlačidlo "OK". Zvoľte "Odinštalovať" z kontextovej ponuky.

Dobre vedieť : Predinštalované aplikácie v smartfóne SmartVision2 nie je možné odinštalovať.

Koniec dokumentu



## Oznámenia

Oznámenia slúžia na informovanie používateľa o udalostiach, ako je príchod novej správy, zmeškaný hovor, alebo udalosť v kalendári.

Všetky oznámenia z vášho telefónu sú zoskupené v paneli upozornení.

Ak chcete otvoriť panel upozornení, stlačte a podržte tlačidlo "Späť".

### Správa oznámení

#### Ako zobrazí oznámenia:

Keď je otvorená obrazovka oznámení, na pohyb po nej a výber udalosti, použite navigačný joystick. Stlačte tlačidlo "OK" pre otvorenie oznámenia a budete presmerovaný na aplikáciu.

Príklad: Ak sa zobrazí oznámenie zmeškaného hovoru, budete automaticky presmerovaný na aplikáciu telefónu História.

Po otvorení oznámení zmizne z obrazovky oznámenia.

Ďalšie tipy: Oznámenia, ktoré sa k chybám sú odstránené až potom, keď je problém vyriešený.

#### Mazanie oznámení:

Otvorte obrazovku s oznámením a vyberte položku zo zoznamu, ktorú chcete odstrániť.

Stlačte tlačidlo mazania pre vymazanie tohto vybraného oznámenia.

Tak isto môžete vymazať všetky oznámenia zvolením tlačidla Vymazať všetky upozornenia, ktoré sa nachádzajú na konci zoznamu.

Ďalšie tipy: Obrazovka upozornení zobrazuje len obmedzený počet udalostí.

Niekedy je nutné používať dotykovú obrazovku, aby bolo možné prechádzať všetky oznámenia. V takom prípade podržte dva prsty na obrazovke a posuňte ich hore. Použite navigačný joystick znova na prechádzanie po nových oznámeniach.

### Rýchle nastavenia

Na prístup k obrazovke "Rýchle nastavenia", vyberte prvú položku na paneli oznámení, ktorá poskytuje informácie o stave telefónu (čas, datum, úroveň signálu Wi-Fi, stav batérie) a stlačte tlačidlo "OK".

Tak isto môžete použiť skratku kláves "# " + kláves "3 " na otvorenie rýchlych nastavení.

Táto obrazovka umožňuje rýchly prístup k nasledujúcim parametrom:

- Batéria: umožňuje prístup k správe nastavení batérie
- Nastavenia: poskytuje prístup k všeobecným nastaveniam SmartVision2
- Zobrazí profil: umožňuje prístup k profilu používateľa
- Jas displeja: upravuje jas obrazovky
- Wi-Fi: Povolí, zakáže, a pripojí sa k sieti Wi-Fi
- Bluetooth: Povolí, zakáže, a pripojí sa k zariadeniu Bluetooth
- Režim "Nerušenie": umožňuje aktivovať alebo deaktivovať režim "Nerušenie"
- Využitie dát: umožňuje prístup k nastaveniam Údaje o spotrebe
- Dátové pripojenie: zapína alebo vypína dátové pripojenie
- Režim Lietadlo: umožňuje aktivovať alebo deaktivovať režim Lietadlo
- Otočenie obrazovky: umožňuje zmraziť orientáciu obrazovky v režime na výšku
- Svetidlo: Aktivuje zadné LED
- Poloha: povolí alebo zakáže lokalizačné služby Google
- Prenos: umožňuje premietanie obrazovky SmartVision2 na televízore

- Zvukové profily: umož ňuje nastavi zvukový profil SmartVision2 (Všeobecne platí, tichý režim, stretnutia, šport)

Koniec dokumentu

## Book Reader

Book Reader je aplikácia pre hlasom čítané dokumenty vo formátoch Daisy 2.02, DAISY 3.0, EPUB, EPUB3, DOC, DOCX, PDF, TXT, HTML alebo XML.

### Importovanie dokumentov

Ak chcete importovať dokumenty vo svojom SmartVision2, jednoducho ho pripojte k počítaču cez USB kábel. Po pripojení, preneste súbory do zložky "Books" na internej pamäti. Môžete tiež vložiť microSD pamäťovú kartu do SmartVision2 a rozšíriť multimediálny obsah. V tomto prípade vytvorte priečinok "Books" vo vnútornej pamäti na microSD karte a pridajte svoje súbory.

Dobré vedieť, že priečinok "Download" môže byť tiež použitý na ukladanie súborov.

### Hlavná obrazovka

Pri spustení aplikácie, sú dostupné nasledovné možnosti:

- **Pokračovať**: umožní obnoviť posledný dokument na miesto, kde ste prestali s čítaním
- **Moja knižnica**: umožní hľadať a čítať knihu už uloženú v SmartVision2
- **Moje obľúbené**: umožní rýchlo čítať knihu, ktorú ste prednastavili v Moje obľúbené
- **Nedávno čítané**: umožní čítať posledné dokumenty, ktoré ste čítali
- **Zaznamenajte Daisy knihu**: prevádza zvukový záznam vo formáte Daisy knihy.

Ďalšie možnosti sú dostupné z hlavnej obrazovky po stlačení tlačidla "Ponuka"

- **Stíši pri ukončení**: umožní zastaviť čítanie dokumentu pri ukončení aplikácie pomocou tlačidla "Domov"
- **Farby**: umožní zmeniť farbu textu a farbu pozadia pri čítaní dokumentu.
- **Rýchlosť**: umožní zmeniť rýchlosť prehrávania dokumentu
- **Výška tónu**: umožní zmeniť tón pri čítaní dokumentu (funguje iba v MP3 formáte)
- **Asový krok**: nastavuje asovú medzeru pre asový krok.
- **Prehra v slučke**: umožní čítať dokument v slučke.

### Čítanie dokumentu

Z hlavnej obrazovky aplikácie, zvolíte "Moja knižnica"

K dispozícii sú nasledujúce možnosti vyhadávania:

- **Knihy pod a názvu**: umožní vyhadzovanie dokumentu pod a jeho názvu
- **Knihy pod a autora**: umožní vyhadzovanie dokumentu pod a jeho autora
- **Vyberte pod a formátu**: umožní vyhadzovanie dokumentu pod a jeho formátu
- **Prehadáva strom súboru**: umožní uboavo ne prechádzať zložku "Books" pre vyhadzovanie dokumentov.

Dobré vedieť: na čítanie súborov vo formáte ZIP (komprimované súbory) s aplikáciou Audio knihy, musíte ich najprv rozbaľiť a extrahovať ich obsah pomocou funkcie

"Preskúma strom súborov". Ak to chcete urobiť, vyberte zo súborového súboru komprimovaný súbor a potvrdte tlačidlom "OK". Zobrazí sa okno potvrdenia extrakcie. Pomocou navigačných tlačidiel zvolte "OK" a potvrdte tlačidlom "OK", ktorý sa rozbalí a umiestni do priežinky "Books" vo vnútornej pamäti (môže to trvať niekoľko minút). Zobrazí sa okno s názvom Odstránenie súboru ZIP, ak to chcete, prosím, urobte to. Váš dokument je teraz k dispozícii cez položku "Moja knižnica".

Potom, keď ste vybrali dokument, automaticky sa spustí prehrávanie.

Počas prehrávania sú dostupné nasledujúce klávesové skratky:

- **Tlačidlo 0:** prehra / pozastaviť
- **Tlačidlo 1:** predchádzajúca sekcia
- **Tlačidlo 2:** nasledujúca sekcia
- **Tlačidlo 4:** zníženie úrovne navigácie (strana, názov, kapitola, riadok, slovo, znak, časový krok)
- **Tlačidlo 5:** zvýšenie úrovne navigácie (strana, názov, kapitola, riadok, slovo, znak, časový krok)
- **Tlačidlo 7:** rýchle pretáčanie vpred (len pre MP3)
- **Tlačidlo 8:** rýchle pretáčanie vzad (len pre MP3)

K dispozícii sú ďalšie možnosti pri prehrávaní pomocou tlačidla "Ponuka"

- **Režim navigácie:** umožňuje zmeniť úroveň navigácie (strana, názov, kapitola, riadok, slovo, znak, časový krok). Možnosti v tejto ponuke sú závislé na aktuálne prehrávanom titule.
- **Vytvorí záložku:** umožňuje vytvoriť záložku na aktuálnu pozíciu vášho čítania
- **Prejsť na...:** umožňuje prechádzať dokumentom (za čiatok, nadpis, záložka, v percentách)
- **Kde som?:** umožní Vám získať informácie o knihe a mieste, kde sa v knihe nachádzate
- **Režim audio:** umožní Vám čítať MP3 súbory použitím hlasovej syntézy.
- **Nastavenia:** vráti Vás nazad do všeobecných nastavení aplikácie

## Správa Obľúbených kníh

### Pridanie dokumentu do zoznamu obľúbených:

Vyberte súbor z "Moja knižnica" a stlačte a podržte tlačidlo "OK". Zobrazí sa kontextová ponuka vzťahujúca sa k vybranej položke, vyberte "Obľúbené" na pridanie tohto dokumentu do zoznamu obľúbených.

### Odstránenie dokumentu zo zoznamu obľúbených:

Vyberte súbor z "Moje obľúbené" a stlačte a podržte tlačidlo "OK". Objaví sa kontextová ponuka vzťahujúca sa k vybranej položke. Vyberte "Obľúbené" na odstránenie tohto súboru zo zoznamu obľúbených.

## Vytvorenie Daisy knihy

### Vytvorenie novej Daisy knihy

Z hlavnej obrazovky aplikácie, vyberte "Zaznamenajte Daisy knihu," a potom "Nová kniha". Vyberte umiestnenie úložiska audio knihy (telefón alebo SD karta).

Potom vyplňte názov a autora knihy.

Vyberte "Vytvorí nový záznam" a potom "Nahrať" pre spustenie nahrávania zvuku.

Vyberte "Pauza" pre pozastavenie nahrávania.

Akonáhle je nahrávanie dokončené, vyberte "Stop" pre uloženie novej audio knihy a návrat na hlavnú obrazovku aplikácie.

o je dobré vedieť : Ak chcete pridať zvukový súbor k skôr nahranej knihe vo svojom SmartVision2, jednoducho vyberte "pridať do existujúceho záznamu".

### **Pridanie zvukového záznamu do už existujúcej Daisy knihy**

Z hlavnej obrazovky aplikácie, vyberte "Zaznamenajte Daisy knihu," a potom "Pridať do knihy". Vyberte zvukovú knihu, v ktorej chcete nahrávať.

Vyberte "Vytvoriť nový záznam" a potom "Nahráť" pre spustenie nahrávania zvuku.

Vyberte "Pauza" pre pozastavenie nahrávania.

Akonáhle je nahrávanie dokončené, vyberte "Stop" pre uloženie novej audio knihy a návrat na hlavnú obrazovku aplikácie.

Koniec dokumentu

## Detekcia farieb

Aplikácia Detekcia farieb používa vstavaný fotoaparát a dve LED diódy umiestnené na zadnej strane SmartVision2. Tento osvetľovací systém je špeciálne navrhnutý s cieľom zlepšiť a zvýšiť presnosť pri detekcii farieb.

### Oznamova farby

Z hlavnej obrazovky aplikácie vyberte položku «Oznamova farby» a umiestnite SmartVision2 asi 5 cm od predmetu, ktorého farbu chcete určiť a stlačte tlačidlo «OK». Zistená farba je potom oznámená a výsledok sa periodicky opakuje.

### Nájs farbu

Z hlavnej obrazovky aplikácie vyberte položku «Nájs farbu» a vyberte farbu, ktorú chcete detekovať. Nakoniec umiestnite SmartVision2 asi 5 cm od predmetu, ktorého farbu chcete určiť. Keď je farba detekovaná, zaznie tón.

Doplnkové možnosti sú dostupné po stlačení klávesu Ponuka :

- Podpora vzdialenosti: oznamuje, kedy je cieľ príliš blízko alebo príliš ďaleko od fotoaparátu
- Odozva hľadania farieb : umožňuje vybrať režim varovania (zvuk, vibrácie, zvuk a vibrácie).
- Nápoveda : umožňuje vyhľadať kapitolu "Detekcia farieb" v používateľskej príručke.

Koniec dokumentu

## Detekcia svetla

Táto aplikácia oznámi úroveň jasú, ktorá je detekovaná senzorom svetla, ktorý je umiestnený v hornej zadnej časti SmartVision2.

### Ako zisti úroveň jasú?

Nasmerujte zadnú stranu telefónu na požadovaný smer. Ak je okolie osvetlené, systém SmartVision2 generuje zvuky s vysokou frekvenciou. Ak je tmavé, systém SmartVision2 generuje zvuky nižšej frekvencie.

K dispozícii sú ďalšie voľby pomocou tlačidla "Menu":

- Odozva detekcie svetla: umožňuje nahradiť oznámenie jasú zvukového signálu na percentuálnu hodnotu svetelnosti.
- Pomoc: umožňuje vyhľadávať kapitolu "Detektor svetla" v používateľskej príručke.

Koniec dokumentu

## Fotky Google

Aplikácia Fotky Google je štandardná Google aplikácia umožňujúca prezerať Vaše fotky v telefóne.

Prosím, preštudujte si návod, ktorý je dostupný po kliknutí na odkaz nižšie.

[Odkaz na Fotky Google](#)

Koniec dokumentu



## Fotoaparát

Táto aplikácia umožňuje robiť snímky alebo videá pomocou prednej a zadnej vstavanej kamery telefónu SmartVision2.

### Zachytenie snímky

Vyberte tlačidlo «Spúš » umiestnené na spodnej časti obrazovky a stlačte tlačidlo «OK». Ak je zachytenie vykonané, je generovaný zvuk, ktorý charakterizuje spúš fotoaparátu. Ak chcete zobraziť poslednú fotografiu, zvoďte tlačidlo "posledná fotografia". Na prezeranie všetkých obrázkov použite aplikáciu [Fotky](#).

### Nahrávanie video

Vyberte tlačidlo «Spúš », ktoré je umiestnené na spodnej časti obrazovky a stlačte tlačidlo «OK». Ďalším stlačením tlačidla «OK» zastavíte záznam. Pre prehranie posledného zaznamenaného videoklipu, vyberte tlačidlo "posledná fotografia". Na prezretie všetkých nahraných videí použite aplikáciu [Fotky](#).

### Zmena nastavení fotoaparátu

Zmeniť nastavenia fotoaparátu môžete pomocou tlačidla «Ponuka». Takéto nastavenie zahŕňajú napríklad nastavenia expozície, vyváženia bielej, potlačenie kmitania. Môžete tiež pridať filter pomocou ovládacieho tlačidla «Viac nastavení» na obrazovke.

Koniec dokumentu

## **Gmail**

Aplikácia Gmail je štandardná Google aplikácia, ktorá umožňuje prijímať a odosielať e-maily.

Pre viac informácií o používaní aplikácie Gmail si preštudujte nižšie uvedený odkaz.

[Odkaz na Google Gmail](#)

Koniec dokumentu

## Hodiny

Aplikácia Hodiny je štandardná Google aplikácia, ktorá umožňuje vytvárať budíky, a kontrolovať čas. Táto aplikácia taktiež obsahuje časovač a stopky.

Prosím, preštudujte si návod, ktorý je dostupný po kliknutí na odkaz nižšie.

[Odkaz na Hodiny Google.](#)

Koniec dokumentu

## Hudba Play

Aplikácia hudba Play je štandardná aplikácia Google umožňujúca sťahovanie a prehrávanie hudby.

Prosím, preštudujte si návod, ktorý je dostupný po kliknutí na odkaz nižšie.

[Odkaz na Hudba Play.](#)

Koniec dokumentu

## Chrome

Aplikácia Chrome je štandardná Google aplikácia umožňujúca surfovanie po internete. Prosím, preštudujte si návod, ktorý je dostupný po kliknutí na odkaz nižšie.

[Odkaz na Google Chrome.](#)

Koniec dokumentu

## Kalendár

Aplikácia Kalendár je štandardná Google aplikácia, ktorá vám umožňuje vytvárať udalosti a spájať ich s upozoreniami.

Prosím, preštudujte príručku od spoločnosti Google a dozviete sa, ako táto aplikácia funguje.

[Odkaz na Google Kalendár](#)

Koniec dokumentu

## Kalkulačka

Táto aplikácia vykonáva základné operácie, ako je sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie.

### Vykonávanie základných výpočtov

Pri používaní aplikácie "Kalkulačka", tlačidlá klávesnice majú nasledujúce funkcie:

- Tlačidlá 0 až 9 umožňujú zadávanie čísel.
- Tlačidlo « \* » umožňuje vybrať operáciu (násobenie, delenie, plus, mínus, čiarka a bodka).
- Tlačidlo « # » potvrdzuje operáciu a hlási výsledok.
- Tlačidlo « Zmaza » umožňuje zmazať posledné zadané číslo alebo operáciu.
- Navigačný joystick s klávesmi dolu, hore, vľavo a vpravo vám umožní pohyb po číslach
- a operáciách zobrazených na obrazovke.

Dobre vedieť : V prípade zložitých operácií, ako výpočty so sínusom alebo kosínusom, logaritmy ... stlačte tlačidlo "Ponuka", potom vyberte "Rozšírený panel". Po tom, čo vyberiete pomocou navigačných tlačidiel pre výber zložitejšieho operátora (sínus, kosínus, tangens, odmocnina, mocnina ...) a zadáte čísla, stlačte tlačidlo «OK» na potvrdenie operácie.

Koniec dokumentu

## Kapten

Aplikácia Kapten je primárne navrhnutá pre ľudí so zrakovým postihnutím. Pracuje na báze globálneho pozíčného systému (GPS) a robí vašu cestu jednoduchšou, vylepšuje vašu mobilitu vďaka bohatým funkciám ako geografická lokalizácia, navigácia a preskúmanie máp.

Okrem toho vám Kapten umožní uložiť svoje preferované body záujmu, aby ste sa vždy mohli dostať tam kam chcete. Tieto body záujmu sú nazvané ako K-Tag-y.

Mapové podklady pre navigáciu Kapten sú uložené v smartfóne SmartVision2 takže môžete použiť túto aplikáciu bez nutnosti pripojenia k dátovej sieti.

### Zrieknutie sa zodpovednosti

Aplikácia Kapten je navigačný systém založený na pozíčnom systéme telefónu SmartVision2, je určený pre chodcov ale je možné ho použiť aj v automobile.

Počas navigácie prosím rešpektujte upozornenia popísané v tomto dokumente. Nech používate akýkoľvek režim navigácie, navigačné pokyny aplikácie Kapten nie sú nadradené pravidlám cestnej premávky, ktoré by ste mali rešpektovať.

Vaša pozornosť by mala byť zameraná predovšetkým na prostredie. Zostaňte v strehu a buďte pozorný počas vašej cesty a rešpektujte ostatných účastníkov cestnej premávky (chodci, cyklisti, motocyklisti alebo motoristi).

Predtým než poslúchnete akékoľvek pokyny navigácie, použite svoj zdravý rozum. Pozorne sledujte príznaky, geometriu chodníkov a ulíc. Ak nie ste schopný sledovať smer indikovaný aplikáciou Kapten, aplikácia automaticky prepočíta vašu cestu z aktuálnej pozície do cieľa. Upozorujeme, že tento program sa spolieha na globálny pozíčný systém obsiahnutý v tomto telefóne. Presné určenie vašej pozície závisí od sily signálu GPS, ktorý do značnej miery závisí od vašej aktuálnej polohy a od toho ako držíte a nesiete telefón a tiež od mapových podkladov. Vo výsledku nemôžeme zaručiť, že navigačné inštrukcie poskytované systémom sú presné.

KAPSYS preto nemôže zaručiť presnosť pokynov navigačného systému.

Aplikácia Kapten nie je funkčná, kým nie je aktivovaná funkcia GPS. Ak GPS nie je aktívne, budete po spustení aplikácie požiadaný o aktiváciu.

### Sťahovanie mapových podkladov

V predvolenom nastavení nie je na vašom zariadení SmartVision2 nainštalovaná žiadna mapa, musíte pomocou pripojenia na Internet najskôr stiahnuť mapy, ktoré vás zaujímajú. Zvoľte krajinu, ktorú chcete nainštalovať zo zoznamu a stlačením tlačidla "OK" spustíte preberanie. Po dokončení sťahovania musí byť reštartovaná aplikácia na inštaláciu nového mapového pokrytia.

Dobré vedieť: Vaše stiahnuté mapy sú predvolene uložené vo vnútornej pamäti zariadenia SmartVision2. Môžete však zmeniť umiestnenie uložených máp pomocou možnosti Úložisko v nastaveniach aplikácie.

### Navigation Modes

Hlavná obrazovka aplikácie Kapten ponúka rôzne režimy navigácie:

- Navigácia pre peších: navigácia je prispôbena pre peších.
- Autonavigácia: navigácia je prispôbena na použitie v autách
- Priame navádzanie: používa sa na navádzanie k cieľu bez ohľadu na skutočnú cestnú sieť, poskytuje informácie o vzdialenosti, smerovaní a trvaní.



- Prezeranie mapy: slúži na ťítanie mapy a virtuálny pohyb z križovatky ku križovatke, pri ťom poskytuje popis každého.
- Spravova K-tag: umož ťuje vytvára , upravova a maza zna ky K-tag
- Trasa pre chodcov: umož ťuje zaznamena trasu a neskôr ju zopakova .
- Vo ná navigácia: vo ná navigácia je povolená a poskytuje informácie v reálnom ase o vašom prostredí.

## Navigácia pre peších a autonavigácia

Bez oh adu na režim navigácie, ktorý ste si vybrali, musíte teraz vybra cie medzi navrhnutými cie mi nižšie:

- Prejdite na "Nová adresa": toto nastavenie sa používa na vyžiadanie pokynov na konkrétnu poštovú adresu. Pre zadávanie údajov sú k dispozícii dve možnosti:
  - Hlasový vstup: umož ťuje zada túto adresu pomocou funkcie rozpoznávania hlasu. Ak chcete tento režim povoli , z obrazovky zadávania adresy stla te kláves ovládania hlasom a zadajte adresu. (Vyžaduje sa pripojenie na Internet)  
Kapten potom vytvorí návrhy zodpovedajúce vašej žiadosti, vyberiete jeden z nich a naviga ná relácia sa spustí pre konkrétny cie .
  - Zadanie cez klávesnicu: umož ťuje zada túto adresu pomocou klávesnice SmartVision2 v nasledujúcom poradí: krajina, mesto, ulica a potom íslo ulice. Po zadaní rôznych polí pre cie ovú adresu stla te tla idlo "OK" na potvrdenie. Pomocou centrálnej naviga nej klávesnice SmartVision2 môžete kedyko vek prejs zoznamom návrhov zodpovedajúcich vašej požiadavke. Vyberte jednu z nich a naviga ná relácia sa spustí automaticky.
- Prejdite na "Nová adresa pod a PS ": zvo te cie ové mesto a postupne zadajte jeho poštové smerovacie íslo, názov ulice a íslo.
- Prejdite na položku "Posledné ciele": zvo te cie ovú adresu zo zoznamu "Posledné ciele". Môžete tiež vymaza zoznam "posledných cie ov", aby ste to mohli urobi , prejdite do asti "Parametre".
- Prejdite na položku "K-Tag": vyberte kategóriu a zna ku K-Tag, ku ktorej chcete prejs . Viac informácií o K-TAG a ich pridaní a správe nájdete v kapitole "K-tagy".
- Prejs na položku "Bod záujmu": Táto možnos vám umož ťuje vybra užito nú adresu alebo zaujímavé miesto (POI):
  - pod a kategórie blízkej mojej aktuálnej pozícii
  - pod a kategórie v blízkosti novej adresy
  - názvom v blízkosti konkrétnej adresy

Pripravte si "Itinerár": vyberte adresu odletu a cie ovú adresu, Kapten vypo íta najlepšiu trasu pre zvolenú naviga nú metódu. Vypo ítaná trasa bude opísaná ako cestná kniha. Navigujte pomocou naviga nej klávesnice a po úvajte naviga né pokyny pre vašu cestu.

### Po as navigácie

Po as navigácie sú klávesy na fyzickej klávesnici priradené k špecifickým k ú ovým slovám. Krátkym stla ením jedného z týchto kláves získate relevantné informácie o vašej ceste:

- Kláves "1": Kde som?
- Kláves "2": Posledná inštrukcia
- Kláves "3": Nasledovná inštrukcia
- Kláves "4": Aktuálna rýchlos
- Kláves "5": Obmedzenie rýchlosti
- Kláves "6": Zostávajúca vzdialenos

- Kláves "7": Bod záujmu
- Kláves "8": Povoli / Zablokova vo nú navigáciu
- Kláves "9": GPS signál.

alšie možnosti sú dostupné stla ením tlačidla «Ponuka»:

- alšia inštrukcia: dáva nasledujúcu naviga nú inštrukciu
- Posledná inštrukcia: zopakuje predchádzajúcu naviga nú inštrukciu
- Aktuálny cie : zobrazí aktuálny cie
- as príchodu: udáva as príchodu.
- Aktuálny režim navigácie: zobrazuje aktuálny režim navigácie
- Prepnú na režim Chodec: prepína sa na režim pre chodcov bez znova zadania cie a
- Prepnú na režim Auto: prepne na navigáciu do auta bez opätovného zadania cie a
- Roadbook: Aktivuje cestnú knihu po as navigácie
- Zastavi navigáciu: zastaví aktuálnu naviga nú reláciu
- Nastavenia: aktivuje ponuku nastavení
- K-tag: aktivuje ponuku K-Tag
- Signál GPS: poskytuje silu signálu GPS
- Kde som: dáva vašu aktuálnu pozíciu
- Aktuálna poloha: poskytuje informácie o zemepisnej šírke a d ŷke v stup och, minútach a sekundách, informácie o nadmorskej výške v metroch
- Aktivácia vo nej navigácie: umož ŷuje vo ný naviga ný režim
- Zastavi navigáciu: vypne vo ný naviga ný režim.
- Obmedzenie rýchlosti: poskytuje obmedzenie rýchlosti na ceste, na ktorej ste
- Aktuálna rýchlos : udáva aktuálnu rýchlos
- Bod POI: ozna ŷuje Body záujmu akejkovek kategórie okolo vašej aktuálnej pozície
- K-tag v okolí: ozna ŷuje zna ky K okolo vašej aktuálnej pozície

## Priame navádzanie

Režim "Priame navádzanie" poskytuje v reálnom ase informácie o vzdialenosti a smere k cie ovému bodu. Tieto informácie sa po ítajú ako najkratšia vzdialenos medzi dvoma bodmi a neberú do úvahy cestnú sie .

Tento naviga ný režim je obzvláš ŷito ný pre dosiahnutie cie ového bodu mimo cesty.

Upozor ujeme, že informácie sú poskytované len pre pohodlie užívate a a nezoh ad ujú topografiu a možné nebezpe enstvá na ktoré môžete narazi , ako sú rieky, mosty, bariéry, alebo podobné prekážky. Kapsys odmieta akúkovek zodpovednos za škody i už priame alebo nepriame vyplývajúce z použitia tohto režimu.

Nasledovné informácie sú poskytované v režime "Priame navádzanie":

- Orientácia pomocou svetových strán od cie ového bodu k aktuálnej pozícii, ako je Sever, Severo-východ, Východ, Juho-východ, Juh, Juho-západ, Západ a Severo-západ.
- Vzdialenos od vašej aktuálnej pozície do miesta príchodu v metroch, alebo kilometroch.
- Smer, ktorým sa máte pohybova aby ste trafili do cie a. Táto informácia je

vyjadrená v hodinách vo formáte polohy hodinových ručičiek na ciferníku, od 1 do 12 hodín, založené na poslednej známej pozícii.

Keď je povolený režim "Priame navádzanie", vzdialenosť svetových strán a hlavných informácií je oznamovaná v pravidelných časových intervaloch.

Upozorujeme, že aplikácia Kapten bude presne po ťa smer len keď sa budete pohybovať. Ak sa nebudete pohybovať, Kapten vám poskytne predchádzajúci správny smer. Aplikácia bude dodatočne odosielať správu "Žiadne informácie o smere" keď nebude možné poskytnúť spoľahlivé informácie o smere pochodu.

Príklad správ "Priameho navádzania": "Cieľový bod Severo-západne za 250 metrov, prosím choďte vpravo: váš cieľový bod sa nachádza 250 metrov severo-západne, musíte sa otočiť doprava.

"Priame navádzanie" sa automaticky nezastaví pri dosiahnutí cieľa; musíte stlačiť tlačidlo "Späť" pre zastavenie.

Dobré vedie: Nastavenia režimu "Priame navádzanie" (pozrite nastavenia) môžu byť použité na definovanie frekvencie opakovania správ, možnosti povoliť alebo zakázať koniec navigácie v režime "Priame navádzanie".

## Prezeranie mapy

Táto funkcia vám umožní ujsť ťa mapu a prakticky ísť z jednej križovatky na ďalšiu, čím vám poskytne podrobný popis každej križovatky.

Vyberte začiatočnú adresu z nižšie uvedených možností:

- Aktuálna pozícia: za ťa mapu z aktuálnej pozície
- Nová adresa: za ťa mapu z novej adresy
- Nová adresa podľa PS : hviezdiky, ktoré ťajú mapu z novej adresy zadanej PS
- Posledný cieľ : hviezdika ťa mapu z jedného z posledných zadaných cieľov
- K-Tag: hviezdika, ťa mapu z vybranej značky K-tag
- Body záujmu: hviezdika, ktorá ťa mapu z vybraného bodu záujmu

Po zvolení adresy zvolíte smer, ktorým chcete prejsť z navigačnej klávesnice a kliknite na tlačidlo "OK".

Aplikácia Kapten potom oznámi názov ulíc nasledujúcej križovatky. Zvolíte križovatku opäť pomocou navigačnej klávesnice a stlačením «OK» potvrdíte smer.

Potom budete môcť preskúmať mapu, ktorá sa pohybuje od jednej križovatky k druhej.

## Trasa pre chodcov

Táto funkcia vám umožní zaznamenať trasu alebo cestu pre neskoršiu navigáciu.

Z tejto obrazovky môžete vykonať nasledovné funkcie:

- Nahrať stopu
- Prehrať stopu
- Upraviť stopu
- Zmazať stopu

### Nahrať stopu

Vyberte možnosť "Nahrať stopu" a stlačením tlačidla "OK" spustíte zaznamenávanie trasy. Vaša pozícia GPS sa potom zaznamenáva v pravidelných intervaloch na vytvorenie stopy. Stlačením tlačidla "Späť" zastavíte nahrávanie skladby.

Po dokončení nahrávania môžete zmeniť názov stopy, aby ste ju ľahšie našli. Štandardne má názov stopy nasledujúci formát: stopa + dátum + čas

Je dobré vedieť: nie je možné zaznamenať trasu mimo mapy. Ak vyberiete trasu mimo

mapy, aplikácia Kaptén vás umiestni na najbližšiu ulicu vašej aktuálnej polohy.  
Upozornenie: Nahrávanie stopy sa považuje za navigáciu, nie je možné vykonať inú navigáciu súčasne.

### Prehra stopu

Vyberte možnosť "Prehra stopu" a znova vyberte trasu, ktorú chcete prehrať.  
Trasy sú zoradené v chronologickom poradí. Po výbere kurzu môžete sledovať tento kurz v smere nahrávania alebo v opačnom smere, aby ste mohli sledovať svoje kroky.

### Upravi stopu

Vyberte možnosť "Upravi stopu" a vyberte stopu, ktorú chcete premenovať.  
Zadajte nový názov trasy a potvrdte tlačidlom "OK".

### Odstráni stopu

Vyberte položku "Odstráni stopu" a vyberte stopu, ktorú chcete odstrániť.

## Spravova K-tag

Aplikácia Kaptén integruje funkcie geo-tagging, nazvané K-Tag, ktoré umožňujú ukladať aktuálnu polohu s príslušnými informáciami.

Môžete použiť K-Tag ako cestovné body. Okrem toho môžete mať v dosahu K-Tagy, ktoré sa pripomínajú v režime voľnej navigácie.

Tag je geografická značka, ktorá obsahuje:

- Geografické umiestnenie alebo adresu
- Názov
- Kategória

Z tejto obrazovky môžete :

- Vytvoriť K-Tag.
- Upraviť K-Tag.
- Zmazať K-Tag.

### Vytvori K-Tag

Na vytvorenie K-Tag, použite jednu z nasledovných možností:

- "Aktuálna pozícia": vytvoríte nový K-Tag použitím vašej aktuálnej polohy.
- "Nová adresa": vytvoríte nový K-Tag vložením adresy.
- "Súradnice": vytvoríte nový K-Tag zadáním zemepisnej šírky a dĺžky

Po definovaní geografickej polohy značky K Tag môžete jej dať meno. V predvolenom nastavení sa ako názov používa adresa značky K. Po nastavení názvu značky K stlačte tlačidlo "OK" na potvrdenie záznamu a pokračujte ďalším krokom. Priradenie značky K tagu kategórii. Tu je zoznam rôznych kategórií K-Tag:

- Obľúbené
- Kontakt
- Hotely a reštaurácie
- Doprava
- Zdravie
- Služby
- Nakupovanie
- Voľnočasové aktivity
- Cestovanie

- Šport
- Autá a motorky
- Rôzne

## Upravi K-Tag

Z obrazovky "K-Tag" kliknite na "Upravi K-Tag" a zvo te rovnakú kategóriu ako kategóriu K-tagu, ktorý chcete upravi .

Ke je vybraný K-tag, môžete upravi jeho "Kategóriu", "Ob úbené" alebo "Premenova K-Tag". Vyberte možnos a vykonajte požadované zmeny

## Zmaza K-Tag

Z obrazovky "K-Tag" vyberte "Zmaza K-Tag" a vyberte kategóriu a K-Tag, ktorý chcete zmaza .

## Free navigation

V režime vo nej navigácie, sú informácie o vašom prostredí poskytované v reálnom ase. Akonáhle je aktivovaný tento režim, aplikácia Kapten oznamuje názov ulice na ktorej ste a nasledujúcu križovatku. Ke sa dostanete blízko ku križovatke, Kapten ju popíše názvami ulíc, ktoré ústia do križovatky. Po opustení križovatky, Kapten oznámi nasledovnú ulicu do ktorej vchádzate.

V predvolenom nastavení, je automaticky povolený režim vo nej navigácie vždy ke zapnete navigáciu. Avšak tento režim môže by povolený alebo zakázaný pod a vašej vole, stla ením tla idla "**Ponuka**" z obrazovky aplikácie Kapten.

Akonáhle povolíte alebo zablokujete možnos "**Vo ná navigácia**" Kapten oznámi i je navigácia zapnutá alebo vypnutá.

Môžete nastavi režim "**Vo ná navigácia**" napríklad takto:

- Konfigurova oznámenie blízkości K-Tagov a užito ných adries.
- Automaticky opakova oznámenia vytvorené režimom "vo ná navigácia".

Pre viac informácií si pozrite kapitolu "**Nastavenia**" pre aplikáciu Kapten.

## Nastavenia

Táto as popisuje spôsob konfigurácie aplikácie Kapten. Pre prístup k možnostiam stla te tla idlo "Ponuka" a vyberte položku "Parametre".

Rozlí né parametre aplikácie Kapten sú zoskupené do kategórií:

- Sysém: umož ųje upravi systémový parameter
- Mapy: umož ųje prevzia a aktualizova mapy
- Režim chodca: umož ųje zmeni parametre súvisiace s režimom navigácie pre chodcov
- Autonavigácia: umož ųje zmeni nastavenia súvisiace s režimom navigácie v aute
- Vo ná navigácia: umož ųje zmeni nastavenia týkajúce sa vo nej navigácie
- Priame navádzanie: umož ųje zmeni nastavenia týkajúce sa priameho navádzania

## System

- Meracie jednotky: špecifikuje jednotky pre meranie vzdialenosti a rýchlosti v naviga ných inštrukciách (metrické a imperiálne ).
- Zmaza posledný cie : odstráni adresu posledného cie a.
- Obnovi parameter na predvolenú hodnotu: obnoví predvolené nastavenia aplikácie Kapten.

## Mapy

- Stiahnu mapy: umož ůje prevzia nové mapy aplikácie Kapten
- Aktualizácia máp: umož ůje aktualizova predinštalované mapy
- Úložisko: umož ůje upravi miesto uloženia vašich máp (vnútorná pamä alebo SD karta)

## Režim chodca

- Automaticky opakova inštrukcie" : definuje asový interval pre opakovanie hlásení navigácie (Nikdy, 1, 3, 5 alebo 10 minút).
- Ukazovate hodín: povolí alebo zablokuje ukazovate hodín v pokynoch týkajúcich sa sledovania smeru.

## Autonavigácia

- Parameter smerovania: špecifikuje typ výpo tu trasy (najrýchlejšia/ Najkratšia).
- Použi dia nice: upresní, i sa majú do výpo tu trasy zahrnú dia nice.
- Použi spoplatnené úseky: upresní, i sa majú do výpo tu zahrnú aj spoplatnené úseky ciest.
- Automaticky opakova inštrukcie: definuje asový interval pre opakovanie hlásení navigácie (Nikdy, 1, 3, 5 alebo 10 minút).

## Vo ná navigácia

- Označenie bodu záujmu: vyberte si so zobrazených kategórii, bodov záujmu P.O.I, ktoré majú by označené, ke sa dostanete blízko k nim.
- K-Tag označenia: vyberte si so zobrazených kategórii K-Tagov, ktoré majú by označené, ke sa dostanete blízko k nim.
- Typ označenia: definuje režim označenia POI a K-Tagov ke sa nachádzate blízko nich (Audio znamenie, Audio označenie alebo žiadne označenia).
- Základné smerové informácie: povolí alebo zakáže základné smerové informácie na aktuálnej ceste.
- Opakova inštrukcie ": definuje asový interval pre opakovanie hlásení navigácie (Nikdy, 1, 3, 5 alebo 10 minút).

## Priame navádzanie

- Automaticky opakova inštrukcie": definuje asový interval pre opakovanie hlásení navigácie (Nikdy, 1, 3, 5 alebo 10 minút).
- Priame navádzanie ke je dosiahnutý cie ": zapne alebo vypne automatické prepnutie do režimu priameho navádzania na konci relácie autonavigácie alebo pešej navigácie.

Koniec kapitoly

## Kontakty

Aplikácia pracuje ako telefónny zoznam, v ktorom sú všetky kontakty zoskupené.

### Vytvorí kontakt

Zvoľte "Vytvorí nový kontakt" z hlavnej obrazovky aplikácie. Otvorí sa obrazovka s názvom "Pridať nový kontakt". Vyplňte kontaktné informácie ako je meno, telefón, e-mail, adresa atď. a potvrdte tlačidlom "Ulož" v spodnej časti stránky.

Ďalšie možnosti: Ďalšie polia sú k dispozícii po stlačení tlačidla "Viac" (Fotografia kontaktu, poznámky, webové stránky, atď.).

### Upraví kontakt

Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete zmeniť. Stlačte a držte "OK" z kontextového menu vyberte "Upraví".

Karta kontaktu je teraz v režime úprav. Zmeny potvrdíte stlačením tlačidla "Ulož" v spodnej časti stránky.

Po stlačení tlačidla "Ponuka" sú dostupné ďalšie možnosti:

- Ulož: Umožňuje uložiť zmeny.
- Zahodiť zmeny: Umožňuje odstrániť zmeny.
- Odstráni: Odstráni kontakt.
- Zlúčiť: Umožní zlúčiť dva kontakty.
- Nastaviť zvonenie: Umožní Vám nastaviť zvonenie pre kontakt.
- Hovory do hlasovej schránky: Presmeruje všetky prichádzajúce hovory do vašej hlasovej schránky.

### Odstráni kontakt

Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť. Stlačte a držte "OK" a vyberte "Odstráni" z kontextovej ponuky.

Potvrdíte zmazanie voľbou "Áno".

### Obľúbené kontakty

#### Nastavenie kontaktu ako Obľúbeného:

Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete pridať k svojim obľúbeným kontaktom. Stlačte a držte "OK", označíte políčko "Obľúbený" z kontextovej ponuky a stlačte tlačidlo "OK".

#### Odstránenie kontaktu z Obľúbených:

Vyberte kontakt, ktorý chcete odstrániť zo zoznamu kontaktov. Stlačte a držte "OK", zrušte zaškrtnutie políčka "Obľúbený" z kontextového menu a stlačte tlačidlo "OK".

Ďalšie možnosti: Môžete tiež odstrániť kontakt zo svojich obľúbených priamo z aplikácie telefón alebo správy.

### Vyhľadanie kontaktu

Kontakty sú zobrazené a zoradené abecedne na hlavnej obrazovke aplikácie Kontakty. Pomocou navigačného tlačidla pre posun sa môžete pohybovať v zozname kontaktov. Taktiež môžete vykonať rýchle vyhľadanie v zozname. Použijete alfanumerické klávesy na fyzickej klávesnici a zadajte meno kontaktu. Zoznam kontaktov je potom filtrovaný podľa vášho vstupu. Potom sa môžete pohybovať v zozname filtrovaných kontaktov kedykoľvek pomocou navigačných tlačidiel.

Ak chcete odstráni znak z filtra, stla te tla idlo "Zmaza vložené údaje".

Akonáhle nájdete kontakt, stla te tla idlo "OK" pre zobrazenie podrobností o karte kontaktu.

Z tejto obrazovky môžete vola zvolený kontakt výberom telefónneho ísla a stla ením tla idla "OK".

Ke sú zobrazené podrobnosti kontaktu, doplnkové možnosti sú dostupné cez kláves "Ponuka":

- Prida do ob úbených: Umožní nastavi kontakt ako ob úbený kontakt.
- Upravi : Umož uje upravi podrobnosti kontaktu
- Odstráni : Umožní odstráni kontakt
- Zdie a : Umožní odosla kontaktné informácie cez SMS, Email, Bluetooth
- Umiestni na plochu: Umož uje prida kontakt na domovskú obrazovku

## **Prida kontakt na Domovskú obrazovku**

Môžete prida kartu kontaktu priamo na domovskú obrazovku pre rýchly prístup.

Zo zoznamu kontaktov vyberte kontakt, ktorý chcete prida na domovskú obrazovku a potom dlho stla te tla idlo "OK" a vyberte možnos "Umiestni na domovskú obrazovku" z kontextovej ponuky.

## **Import / Export kontaktov**

Z hlavnej obrazovke aplikácie stla te tla idlo "Ponuka", potom zvolte položku "Import a Export". K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

- Importova zo SIM karty: Umož uje importova kontakty z pamäte SIM karty do internej pamäte SmartVision2.
- Importova zo SIM karty: Umož uje importova kontakty z pamäte SIM karty do internej pamäte SmartVision2
- Export do súboru VCF: Umož uje exportova všetky kontakty do súboru VCF a umiestni ich do vnútornej pamäte SmartVision2.
- S Zdie a vidite né kontakty: Umož uje zdie a vidite né kontakty vašej SmartVision2 cez SMS, e-mail, Bluetooth, at .

## **Parametre**

Z úvodnej obrazovky aplikácie sú dostupné alšie možnosti po stla ení tla idla "Ponuka":

- Kontakty na zobrazenie: Umož uje spravova zobrazenie vašich kontaktov.
- Import a export: Umož uje importova a exportova kontakty
- Ú ty: Umož uje spravova e-mailové kontá spojené s vašimi kontaktmi.
- Nastavenia: Umož uje zmeni možnosti zobrazenia jednotlivých kontaktov.
- Odstráni všetky kontakty: Vymaže všetky kontakty z internej pamäte telefónu.
- Nápvoda: Umož uje zobrazi kapitolu "Kontakty" v užívate skej príru ke (táto kapitola).

Koniec dokumentu



## Lupa

Aplikácia Lupa umožňuje zväčšiť text alebo dokumenty a prispôbiť ich veľkosť Vaším vizuálnym potrebám. Poskytuje rôzne úrovne zväčšenia a farebné kontrasty pomocou zadnej kamery.

### Zväčšovanie textu

Umiestnite SmartVision2 nad text, ktorý chcete zväčšiť a nastavte výšku, kým nie je obraz ostrý. Použite tlačidlo "2" alebo "3" na klávesnici na zvýšenie alebo zníženie úrovne zväčšenia.

Ďalšie možnosti sú nasledovné:

- Stlačte "1" na zapnutie alebo vypnutie osvetlenia predlohy
- Stlačte "\*" na zmrazenie obrazu
- Stlačte "0" na zachytenie a uloženie snímky do galérie
- Stlačte "#" na výber jedného z 9 farebných kontrastov

Tieto rôzne možnosti sú k dispozícii aj pomocou tlačidla "Ponuka".

Koniec dokumentu

## Nastavenia

Táto aplikácia vám umožní aktívovať alebo deaktivovať niektoré funkcie alebo upraviť existujúce nastavenia. SmartVision2 prichádza s niekoľkými preddefinovanými nastaveniami, ktoré možno upraviť, ako je jazyk, displej, atď.

### Všeobecné nastavenia

Všeobecné nastavenia v telefóne SmartVision2 sú organizované do kategórií:

#### Bezdrôtové pripojenia a siete:

- Wi-Fi: Umožňuje zapnúť a spravovať Wi-Fi pripojenie k internetu pre prístup k Internetu.
- Sťahovanie Turbo: Umožňuje sťahovať veľké súbory rýchlejšie súčasne pomocou Wi-Fi a sietí 3G / 4G.
- Bluetooth: Umožňuje zapnúť a spravovať spojenie s príslušenstvom a periférnymi zariadeniami Bluetooth, vymieňať a odosielať dáta alebo multimediálne súbory.
- Spotreba dát: Umožňuje spravovať využitie vašich predplatených dát a prispôbiť limit dátových prenosov.
- Ďalšie: Poskytuje prístup k ďalším parametrom, ako sú:
  - Režim Lietadlo: Umožňuje zakázať všetky zdroje prenosu rádiových signálov: Wi-Fi, Bluetooth, mobilné pripojenie k sieti.
  - NFC: Aktivuje, deaktivuje, a nastaví funkciu NFC. Funkcia NFC umožňuje vykonávať platby a nákup cestovných lístkov alebo zobrazí vstupenky po stiahnutí zodpovedajúcich aplikácií.
  - Zdieľané pripojenie a prenosný hotspot: Umožňuje použiť telefón ako modem a zdieľať vaše internetové pripojenie k iným zariadeniam.
  - VPN: Umožňuje nastaviť virtuálne privátne siete (VPN), aby sa k nim bolo možné pripojiť.
  - Mobilné siete: Umožňuje konfigurovať nastavenia mobilných sietí (roaming dát, názvy prístupových bodov, typ siete, prevádzkovateľ a siete, atď.).

#### Zariadenie:

- Domovská stránka: Umožňuje zmeniť vzhľad domácej obrazovky.
- Obrazovka: Umožňuje konfigurovať vzhľad obrazovky (úroveň jasnosti, tapety, pohotovostný režim, veľkosť písma atď.).
- Zvuk a upozornenia: Umožňuje konfigurovať zvuky vášho produktu (zvonenie, oznámenia správy, hlasitosť, a pod.).
- Aplikácie: Umožňuje spravovať nainštalované aplikácie na vašom zariadení.
- Úložisko a USB: Umožňuje spravovať rôzne pamäťové priestory vášho SmartVision2.
- Batéria: Umožňuje sledovať spotrebu batérie.
- Pamäť: Umožňuje spravovať využitie pamäte vášho SmartVision2.

#### Osobné:

- Poloha: Umožňuje zapnúť alebo vypnúť službu určovania polohy Google. Táto služba umožňuje aplikáciám a webovým stránkam tretích strán zhromažďovať a používať informácie týkajúce sa umiestnenia vášho SmartVision2 a poskytuje celý rad súvisiacich lokalizačných služieb.

- Zabezpečenie: Umožňuje spravovať bezpečnostné parametre (PIN kód, zámok obrazovky, heslá, atď.).
- Účty: Umožňuje spravovať vaše e-mailové účty a synchronizovať účty.
- Google: Umožňuje spravovať nastavenia pre Google aplikácie a služby.
- Jazyk a vstup: Umožňuje konfigurovať zobrazovaný jazyk a vstupný jazyk klávesnice vášho SmartVision2.
- Zálohovanie a obnova: Umožňuje vymazanie osobných údajov a obnovenie továrenského nastavenia.

### System:

- Dátum a čas: Umožňuje nastaviť dátum a čas produktu (časové pásmo, formát času, atď.).
- Plánované zapnutie a vypnutie: umožňuje naprogramovať automatické vypnutie a zapnutie produktu.
- Prístupnosť: Umožňuje nastaviť parametre prístupnosti SmartVision2.
- Parametre prístupnosti sú popísané v kapitole « [Prístupnosť](#) »
- Tlač: Umožňuje konfigurovať nastavenie zásuvných modulov pre tlač na nainštalovaných na vašom SmartVision2.
- Informácie o telefóne: Umožňuje zobraziť stav telefónu a inštalovať aktualizácie.

## Pripojenie k Wi-Fi

Vyberte "Wi-Fi" zo zoznamu nastavení. Zmeňte stav Wi-Fi na "Zapnuté". Zobrazí sa zoznam sietí Wi-Fi viditeľných okolo vás. Vyberte sieť, na ktorú chcete pripojiť zo zoznamu a stlačte tlačidlo "OK".

Pre pripojenie k zabezpečenej sieti Wi-Fi, zadajte heslo. Môžete zaškrtnúť voľbu "Zobrazovať heslo" pod editačným polom, ak chcete vidieť a vokalizovať heslo Wi-Fi. Nakoniec zvolíte položku "Pripojiť" pre dokončenie procedúry. Zobrazí sa stav "Pripojené" pod názvom siete, keď bola procedúra vykonaná správne.

o je dobré vedieť: heslo a typ bezpečnostného kľúča (WEP / WPA2) sú poskytované prostredníctvom vášho poskytovateľa služieb alebo na smerovacom. Pri zadávaní kľúča rešpektuje veľké a malé písmená.

o je dobré vedieť: ďalšie parametre pripojenia sú k dispozícii po stlačení tlačidla "Ponuka".

## Pripojenie zariadenia Bluetooth

Vyberte "Bluetooth" zo zoznamu nastavení. Zmeňte stav Bluetooth na "Zapnuté". Zobrazí sa zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sú viditeľné okolo vás.

Vyberte zo zoznamu zariadenie Bluetooth, ktoré chcete spárovať so SmartVision2 a stlačte tlačidlo "OK".

Ak chcete dokončiť pripájanie, postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak budete vyzvaní na zadanie kódu PIN, môžete skúsiť 0000 alebo 1234 (jedná sa o najbežnejšie kódy), alebo nájdete kód v dokumentácii zariadenia. Ak bude pripájanie úspešné, zariadenie sa pripojí k prístroju.

o je dobré vedieť: Pre predĺženie životnosti batérie medzi dvoma nabíjajúcimi zakážte pripojenie Bluetooth, keď ho nepoužívate.

o je dobré vedieť: ďalšie parametre pripojenia sú k dispozícii stlačením tlačidla "Ponuka".

## Aktualizácia zariadenia

Ak chcete prevziať a nainštalovať aktualizácie SmartVision2, musíte mať internetové pripojenie.

Ak chcete aktualizovať svoje zariadenie, prejdite na položku "Nastavenia", vyberte možnosť "Informácie o telefóne" a potom "Aktualizácie systému".  
V spodnej časti zoznamu vyberte položku "Prevziať a nainštalovať" a stlačte tlačidlo "OK" na spustenie preberania.

S ahovanie aktualizácie môže chvíľu trvať v závislosti od vášho pripojenia. Jeho priebeh môžete zobraziť prostredníctvom upozornenia na aktualizáciu v paneli upozornení. Po dokončení s ahovania z obrazovky aktualizácie systému zvolíte "Inštalovať". Inštalácia môže trvať niekoľko minút.

## Zmena hlasovej syntézy

SmartVision2 obsahuje mužské a ženské hlasy v štandardnej kvalite. Pomocou pripojenia na internet si môžete zadarmo stiahnuť hlasy v premium kvalite. Na stiahnutie nových hlasov alebo hlasov s vyššou kvalitou vyberte "Prístupnosť" zo zoznamu nastavení a potom zvolíte "Výstup prevodu textu na reč".

V predvolenom nastavení sú dostupné dve syntézy:

- Kapsys hlasy: Umožňuje vybrať hlasovú syntézu štandardnej kvality alebo si môžete stiahnuť hlas s vyššou kvalitou pomocou internetového pripojenia.
- Voliť hlas: Umožňuje priradiť až 3 jazyky pomocou klávesových skratiek, pomocou ktorých môžete jazyk systému zmeniť za behu.

### Nastavenia Kapsys hlasov

Stlačením tlačidla "Spustiť nastavenia nástroja" z položky Kapsys hlasy otvoríte nasledovné možnosti:

- Jazyk: Umožňuje vybrať predvolený jazyk pre syntézu reči.
- Kapsys hlasy: Umožňuje vybrať typ a kvalitu syntézy reči (hlas muža alebo ženy, normálna alebo prémiová kvalita). Sovenčina obsahuje len ženský hlas.
- Nainštalovať hlasové dáta: Umožňuje vám prevziať Premium Hlasy. Zvolíte hlas, ktorý chcete nainštalovať zo zoznamu a stlačíte tlačidlo "OK" pre spustenie preberania. Postupujte podľa pokynov na dokončenie inštalácie. Inštalované hlasy sú potom k dispozícii v položke "Kapsys hlasy".

### Nastavenia Voliť a hlasov

Stlačením tlačidla "Spustiť nastavenia nástroja" z položky Voliť hlasu otvoríte nasledovné možnosti:

- Jazyk: Umožní Vám vybrať predvolený jazyk pre hlasovú syntézu.
- Voliť hlasu: Umožňuje v predvolenom nastavení definovať tri hlasy. Potom môžete nastaviť klávesovú skratku na rýchle prepínanie medzi jazykmi (pozrite "Klávesové skratky" v kapitole "[Prístupnosť](#)").

Koniec dokumentu

## NFC

Technológia **NFC (Near Field Communication)** umožňuje SmartVision2 a sekundárnym zariadeniam, ako je napríklad smartfón alebo elektronická značka, zabezpečiť komunikáciu tým, že sú blízko seba.

NFC možno tiež použiť na zdieľanie kontaktov, fotografií a videa. Navyše SmartVision2 umožňuje naprogramovať ačíta NFC značky, aby vykonal priradenú spojenú akciu.

### Ako pracuje NFC aplikácia?

Aplikácia NFC SmartVision2 pracuje s kompatibilnými elektronickými značkami NFC. Štandardne sú v balení SmartVision2 k dispozícii 3 značky NFC. Tieto značky NFC môžu obsahovať personalizované informácie, napríklad text, hlasovú poznámku, telefónne číslo alebo nastavenia.

Aplikácia NFC umožňuje zaznamenávať informácie na týchto štítkoch priamo zo zariadenia SmartVision2 v niekoľkých krokoch.

Najprv musíte zapísať informácie o značke NFC pomocou aplikácie SmartVision2 NFC.

Po naprogramovaní štítku jednoducho vložte zadnú časť telefónu na štítok, aby ste vokalizovali informácie alebo spustili akciu zaznamenanú v tagu.

To umožňuje rozpoznať objekt, nájsť priečinok, poznať dávku lieku, zavolať kontakt, rýchlo povoliť alebo zakázať nastavenie atď.

### Zaznamenanie akcie do NFC elektronickej značky

Vyberte informácie, ktoré chcete nahráť do značky NFC. Pridružená akcia bude vykonaná, akonáhle SmartVision2 rozpozna značku. K dispozícii sú nasledovné možnosti:

- Vytočiť : priradí telefónne číslo kontaktu a neskôr spustí volanie
- Nastavenia profilu: umožní Vám priradiť značku nastavenia telefónu (Wi-Fi, Bluetooth, režim Lietadlo, zvonenie) a neskôr toto nastavenie aktivovať
- Aplikácia: umožní Vám priradiť k značke aplikáciu a neskôr aktivovať túto aplikáciu
- Internetová záložka: umožní Vám priradiť k značke internetový odkaz a následne spustí prehliadač s danou stránkou
- Text: umožní Vám vložiť text do značky a neskôr ho prečítať
- Nastaviť Wi-Fi: umožní Vám k značke pridať nastavenia Wi-Fi (Názov a heslo) a neskôr tieto nastavenia použiť na pripojenie k sieti.
- Hlasová náponeda: umožní asociovať značku s hlasovou poznámkou a neskôr ju prehrať

Po vybratí a dokončení informácií použijete navigačné šípky na dosiahnutie tlačidla "Zapísať" a potvrdíte pomocou "OK". Priblížte zadnú časť SmartVision2 k štítku, aby ste preniesli informácie. Na potvrdenie registrácie informácií na štítku sa vydá zvukový signál. Po dokončení nahrávania vložte alebo prilepte štítok na požadované miesto (priečinok, schránka na lieky, rohový stôl atď.).

o je dobré vedieť : NFC značky môžu byť znovu použité. Zapamätanie nových informácií do značky NFC jednoducho vymaže predchádzajúce.

o je dobré vedieť : SmartVision2 je kompatibilný s akýmkoľvek typom značiek NFC. Existujú rôzne veľkosti značiek zodpovedajúcich rôznym rozmerom pamäte. SmartVision2 je dodávaný s 3 "NTAG 216" značkami 888 bajtov.

Toto zodpovedá približne 400 znakom pre textovú správu.

### Čítanie NFC značky

Nie je potrebné otvoriť aplikáciu NFC na čítanie značky NFC. Jednoducho umiestnite k

zadnej strane smartfónu zna ku NFC. SmartVision 2 spustí komunikáciu so zna kou a vykoná akciu spojenú so zna kou, ako je opísané vyššie.

Koniec dokumentu

## Obchod Play

Aplikácia Obchod Play je štandardná Google aplikácia, ktorá umožňuje sťahovať nové aplikácie a widgety.

Prosím, preštudujte si návod, ktorý je dostupný po kliknutí na odkaz nižšie.

[Odkaz na Obchod Play.](#)

Koniec dokumentu

## OCR

### Úvod

Aplikácia OCR (Optical Character Recognition - Optické rozpoznávanie písma) vám umožní konvertovať tlačený text na digitálny textový dokument a číta jeho obsah. Aplikácia používa zadnú kameru telefónu SmartVision2, systém dvoch LED a senzor priblíženia.

Na skenovanie tlačeného textu, OCR aplikácia vykoná nasledovné kroky:

- Krok 1: Zachytí obrázok
- Krok 2: Konvertuje obrázok na textový dokument v rozpoznanom jazyku pomocou mechanizmu OCR
- Krok 3: Vokalizuje obsah textového dokumentu použitím prevodu textu na re

Dobrá kvalita obrazu je kľúčová pre úspešný proces rozpoznávania. Pre zabezpečenie výbornej kvality obrazu, SmartVision2 integruje špeciálnu osvetľovaciu sústavu rovnako ako senzor blízkosti v kombinácii s konkrétnymi algoritmi.

### Nastavenia a parametre OCR

Pred začatím rozpoznávania textu, je vhodné nastaviť rôzne parametre:

- Výber možnosti podpory (oznamovanie náklonu a vzdialenosti)
- Skontrolujte voľbu jazyka

Z hlavnej ponuky sú k dispozícii nasledujúce voľby tlačidla "Ponuka":

- Použiť obrázok z galérie: umožní vybrať fotografiu z galérie namiesto zachytenia snímky
- Možnosti podpory: Umožní zapnutie alebo vypnutie LED osvetlenia, nastavenie zvukov náklonu (pre horizontálny smer) a oznamovanie vzdialenosti medzi fotoaparátom a cieľovou stránkou
- OCR jazyky: nastavte jazyk pre rozpoznávanie textu
- Nápoveda: umožní vám preštudovať si kapitolu návodu "OCR"

Počas procesu zachytávania obrazu môžete využiť nasledovné klávesové skratky dostupné cez klávesnicu telefónu:

- Tlačidlo "1": zapína/vypína LED svetlo
- Tlačidlo "2": zapína/vypína zvuky oznamujúce horizontálnu polohu
- Tlačidlo "3": aktivuje/deaktivuje oznamovanie vzdialenosti medzi kamerou a cieľovou stránkou
- Tlačidlo "4": aktivuje/deaktivuje oznamovanie uhla naklonenia

o je dobré vedieť: Nominálna vzdialenosť medzi fotoaparátom a stránkou formátu A4 je približne 30 centimetrov.

### Zachytenie snímku

S cieľom zlepšiť výsledok rozpoznávania, musí byť dokument umiestnený na rovnom, pevnom a kontrastnom povrchu.

Potom, keď je dokument umiestnený, umiestnite SmartVision2 fotoaparát vodorovne v žiadúcej vzdialenosti (približne 20 cm) od snímanej predlohy OCR pravidelne ohlasuje



vidíte né okraje strany.

Zme te pozíciu telefónu, kým všetky štyri hrany nebudú vidíte né cez kameru.

Akonáhle je stránka správne orámovaná, SmartVision2 oznámi aby ste sa nehýbali a pípa, kým sa snímka automaticky neodfotí. Akonáhle je snímka odфотографovaná, rozpoznávanie znakov začína a po rozpoznaní s automaticky spustí vokalizácia textu.

Zachytenie dokumentu môžete vynútiť aj bez toho, aby ste mali štyri okraje vidíte né stlačením tlačidla "OK".

## Ďalšie možnosti

Po tom, čo sa proces rozpoznávania ukončí, výsledok je automaticky zobrazený a prečítaný. Ak rozpoznávanie nefunguje, odporúčame vrátiť sa späť na hlavnú obrazovku aplikácie OCR a spustiť proces znova.

Po začatí rozpoznávaného textu môžete používať tlačidlá klávesnice na manuálny pohyb po rozpoznanom texte:

- Tlačidlo "1": umožní čítanie znaku vľavo od aktuálnej pozície
- Tlačidlo "2": umožní čítanie znaku vpravo od aktuálnej pozície
- Tlačidlo "4": umožní čítanie slova vľavo od aktuálnej pozície
- Tlačidlo "5": umožní čítanie slova vpravo od aktuálnej pozície
- Tlačidlo "7": umožní návrat na začiatok výsledku rozpoznávania
- Tlačidlo "8": umožní prechod na koniec výsledku rozpoznávania

Ďalšie možnosti: Výberom položky "Uložiť ako poznámku" použitím tlačidla "Ponuka", uložíte výsledok rozpoznávania textu ako poznámku v aplikácii Poznámka. K týmto poznámkam je následne možné pristúpiť priamo cez aplikáciu "Poznámka".

## Obmedzenia OCR

Aj napriek tomu, že technológia OCR je čoraz kvalitnejšia a presnejšia, žiaden OCR software nie je presný na 100 percent. Existujú obmedzenia, ktoré sa týkajú východiskových materiálov a formátovania textu.

- Počet chýb závisí od kvality a typu dokumentu, vrátane použitého písma
- Text zo zdroja s veľkosťou písma menšou ako 12 bodov bude obsahovať viac chýb
- Text so zlým kontrastom medzi farbou textu a farbou papiera môže mať za následok nemožnosť skenovania predlohy
- Rukou písaný text nie je možné rozpoznať
- Rozmazané znaky generujú chyby
- OCR nemôže rozpoznať texty, ktoré nie sú zarovnané horizontálne
- Text na lesklom papieri generuje viac chýb
- Nechcené odrazy svetla na skenovanej strane môžu spôsobovať viac chýb pri rozpoznávaní

Koniec dokumentu

## Poznámky

Aplikácia poznámky Vám umožňuje vytvárať, upravovať, odstraňovať a čítať poznámky v textovom formáte.

### Vytváranie poznámok

Na vytvorenie novej poznámky vyberte "Nová poznámka" v hornej časti obrazovky. Zadať text a uložte poznámku voľbou "Potvrdiť" v dolnej časti obrazovky.

Uložená poznámka je teraz k dispozícii na čítanie z hlavnej obrazovky aplikácie.

Poznámky sú radené chronologicky. Najnovšie sú umiestnené v hornej časti zoznamu.

### Čítanie poznámok

Z hlavnej obrazovky aplikácie "Poznámky", vyberte poznámku, ktorú chcete čítať. Stlaďte tlačidlo "OK" pre vstup do pokročilého režimu čítania.

Rozšírený režim čítania umožňuje používať fyzickú klávesnicu pre prechádzanie po poznámke nasledovným spôsobom:

- Kláves "0": prehra / pozastaví poznámku
- Kláves "1": pre čítať znak naľavo od aktuálnej pozície
- Kláves "2": pre čítať znak napravo od aktuálnej pozície
- Kláves "4": pre čítať slovo naľavo od aktuálnej pozície
- Kláves "5": pre čítať slovo napravo od aktuálnej pozície
- Kláves "7": vráti sa na začiatok textu
- Kláves "8": vráti sa na koniec textu

Ďalšie možnosti sú dostupné po stlačení tlačidla « Ponuka »:

- Upraviť: prepne sa do režimu úprav pre úpravu poznámky
- Kopírovať všetko: umožní kopírovať obsah poznámky
- Vymazať: vymaže poznámku
- Export: kopíruje poznámku do priečinka "Note" v internej pamäti SmartVision2

### Úprava poznámky

Vyberte poznámku, ktorú chcete upraviť z hlavnej obrazovky aplikácie pomocou navigačných tlačidiel. Potom dlhým stlačením tlačidla "OK" otvorte kontextovú ponuku a vyberte položku "Upraviť".

Teraz môžete upraviť obsah poznámky. Zadať text a uložte poznámku voľbou "Potvrdiť" v dolnej časti obrazovky.

### Vymazanie poznámky

Vyberte poznámku, ktorú chcete odstrániť z hlavnej obrazovky aplikácie pomocou navigačných tlačidiel. Potom dlhým stlačením tlačidla "OK" otvorte kontextovú ponuku a vyberte položku "Vymazať". Nakoniec zvolte "Potvrdiť" v dolnej časti obrazovky odstrániť poznámku.

Z hlavnej obrazovky aplikácie, stlaďte tlačidlo "Ponuka" a následne vyberte Zmazať všetko pre odstránenie všetkých poznámok.

### Hľadanie poznámky

Z hlavnej obrazovky aplikácie, stlaďte tlačidlo "Ponuka" a následne vyberte Vyhľadávať. Zobrazí sa vstupné pole, do ktorého vpíšete časť textu, ktorý hľadáte v poznámkach. Následne stlaďte tlačidlo OK. Zobrazí sa zoznam poznámok, ktoré obsahujú hľadaný text.

Po nájdenej poznámke sa pohybujete pomocou smerových šípok. Vybratú poznámku otvoríte stlačením tlačidla OK.

Koniec dokumentu

## Rádio FM

Aplikácia FM Rádio vám umožňuje počúvať FM rádiové stanice okolo vás.

### Používanie rádia

Ak chcete používať rádio, pripojte slúchadlá (slúžia ako anténa), potom pomocou navigačného ovládača a môžete prechádzať rôzne položky, ktoré sú k dispozícii na obrazovke:

- Predchádzajúca stanica: umožňuje počúvať predchádzajúcu stanicu
- Znížiť frekvenciu: umožňuje vám ladiť frekvenciu po jednom kroku smerom dolu
- Pridať do obľúbených staníc: umožňuje vám pridať aktuálne prehrávanú stanicu do obľúbených staníc
- Zvýšiť frekvenciu: umožňuje vám ladiť frekvenciu po jednom kroku smerom hore
- Ďalšia stanica: umožňuje počúvať nasledujúcu stanicu
- Spustiť / Zastaviť Rádio FM: umožňuje počúvať alebo pozastaviť rádio

Môžete tiež použiť nasledujúce skratky:

- Kláves "1": Predchádzajúca stanica
- Kláves "2": Otvoriť alebo zatvoriť okno rádiových staníc
- Kláves "3": Nasledujúca stanica
- Kláves "4": Zníženie frekvencie
- Kláves "5": Otvoriť editovacie pole pre manuálne zadanie frekvencie
- Kláves "6": Zvýšiť frekvenciu
- Kláves "7": Predchádzajúca obľúbená stanica
- Kláves "8": Spustenie/zastavenie nahrávania
- Kláves "9": Nasledujúca obľúbená stanica
- Kláves "0": Prehra pozastaviť rádio

K dispozícii sú ďalšie možnosti pomocou tlačidla "Ponuka":

- Rozhlasové stanice: umožňuje vám zobraziť zoznam všetkých dostupných rozhlasových staníc okolo seba (Stlačením tlačidla "Ponuka" následne "Obnoviť" pre aktualizáciu zoznamu)
- Spustiť zaznamenávanie: umožňuje nahrávať rozhlasovú stanicu, ktorú práve počúvate
- Uložené hudobné záznamy: umožňuje prehrávať nahrané rozhlasové stanice

Ďalšie dobré rady: Rozhlasové stanice, ktoré ste nastavili ako obľúbené, sa objavia v rýchlym prístupe na konci zoznamu. Z týchto skratiek, môžete premenovať alebo odstrániť obľúbené pomocou tlačidla "Viac".

Koniec dokumentu

## SOS

SmartVision2 je vybavený funkciou SOS, ktorá umožňuje prenos hovorov a / alebo geolokalizačné núdzové správy až na 10 preddefinovaných čísel.

Upozornenie: Kapsys nenesie zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody kvôli nefunkčnosti funkcie SOS, ktoré môžu byť spôsobené technickým problémom tohto produktu alebo nedostupnosťou telefónnej siete.

### Aktivácia/ De-aktivácia funkcie SOS

V každej aplikácii SOS, môžete naprogramovať "Automatický" prenos, ako je tiesťové volanie, núdzové hlásenie alebo oboje pre osoby vo Vašom zozname pod a vlastného výberu. V prípade núdze a ak je funkcia SOS povolená, stlačte a podržte po dobu 3 sekúnd tlačidlo SOS umiestnené na zadnej strane SmartVision2.

SOS upozornenia možno zastaviť jedným z nasledovných spôsobov:

- Stlačte a podržte tlačidlo SOS po dobu 3 sekúnd, alebo;
- Stlačte tlačidlo "Zrušenie volania", alebo;
- Stlačte tlačidlo "Späť".

o je dobré vedieť: Obrazovka varovania je zobrazená pokiaľ prebieha núdzový proces. Upozornenie: funkcia SOS je v predvolenom nastavení zakázaná. Povoliť a nakonfigurovať ju musíte pred použitím. Ak nie je správne nakonfigurovaná, dostanete upozornenie v oznamovacej lište.

### Ako nastaviť parametre funkcie SOS

Pred použitím funkcie SOS musíte definovať nasledovné parametre:

- Tlačidlo SOS: je umiestnené na zadnej strane SmartVision2, SOS tlačidlo aktivuje alebo deaktivuje funkciu SOS
- Oneskorenie aktivácie: umožňuje nastaviť čas oneskorenia aktivácie funkcie SOS po stlačení tlačidla SOS (1, 2, 3 alebo 5 sekúnd)
- Hra poplach: aktivuje zvukovú výstrahu
- Blikanie LED: bliká vstavanými LED ako signál SOS
- Nastaviť telefónne čísla: umožňuje definovať zoznam telefónnych čísel, na ktoré má telefón volať po stlačení tlačidla SOS. Tieto čísla budú volané sekvenčne alebo budú slúžiť na odoslanie preddefinovanej SMS správy
- Telefonát: aktivuje volania na preddefinované čísla v zozname. V prípade tiesťového volania budú tieto volania zahájené sekvenčne jeden po druhom, pokiaľ nebude zdvihnutý hovor
- Oneskorenie odpovede: definuje časový interval čakania na zdvihnutie hovoru. Po vypršaní tohto intervalu sa prepne na nasledujúce číslo v zozname (predvolený čas je 30 sekúnd)
- Detekcia hlasovej pošty: umožňuje vyhnúť sa zablokovaniu odkazovania. Váš volajúci bude musieť na svojom telefóne stlačiť tlačidlo, aby prijal hovor.
- Poslať správu: aktivuje odosielanie správ na preddefinované čísla
- Odoslať polohu: zahŕňa GPS súradnice do SMS správy pokiaľ sú v režime aktivovania SOS funkcie dostupné
- Text správy: umožňuje upraviť vašu preddefinovanú núdzovú správu
- Nápoveda: zobrazí nápovedu k SOS aplikácii

Koniec dokumentu

## Správy

Táto aplikácia odosiela a prijíma krátke správy nazývané SMS alebo MMS (textové správy, ktoré obsahujú multimediálny prvok).

### Odosielanie správ

Z hlavnej obrazovky aplikácie vyberte položku "Nová správa". Následne vyberte číslo príjemcu z jednej z nasledovných možností:

- Obľúbené: umožní vám vybrať kontakt uložený ako obľúbený
- Kontakty: umožní vám vybrať kontakt zo zoznamu Vašich kontaktov
- Zadať číslo: umožní vám manuálne zadať číslo príjemcu správy

Akonáhle je vybraný príjemca, zadajte správu do polí a úprav.

Odoslanie správy potvrdíte stlačením tlačidla "Odoslať" na konci zoznamu

Ďalšie možnosti sú dostupné po dlhom stlačení tlačidla « Ponuka »:

- Zobrazí kontakt: umožní vám zobrazíť kartu kontaktu
- Zavolať: umožní vám vytožiť telefónne číslo kontaktu
- Pridať nového príjemcu: umožní vám vybrať ďalšieho príjemcu
- Vložiť rýchly text: umožní vám vložiť rýchly text
- Vložiť kontakt: umožní vám vložiť kartu kontaktu k správe
- Pridať predmet: umožní vám nastaviť predmet správy
- Pripojiť: umožní vám pridať prílohu do správy (fotografie, videá, zvukové súbory alebo kontakty)

### Čítanie správ

Keď prijmete správu, udalosť je zaznamenaná v paneli oznámení a v aplikácii Správy. Ak chcete čítať správu, otvorte aplikáciu Správy a pomocou navigačných tlačidiel na klávesnici môžete prechádzať všetkými správami.

Správy sú zoskupované vo vláknach. To znamená, že všetky prijaté a / alebo odoslané správy konkrétnemu kontaktu sú zoskupené v jednom vlákne.

Vláčna sú radené v chronologickom poradí, najnovšie je v hornej časti zoznamu.

Keď prehlídate rôzne vlákna, zobrazí sa iba posledná správa konverzácie. Stlačením tlačidla OK zobrazíte históriu všetkých správ.

### Odpovedať na správu

Vyberte vlákno obsahujúce správu, na ktorú chcete odpovedať, a stlačte tlačidlo OK. Zobrazí sa vlákno s históriou všetkých správ. Automaticky je zvolené pole na úpravu odpovedí na SMS. Jednoducho zadajte svoj text a potvrdíte, že chcete poslať správu výberom tlačidla "Odoslať" na konci zoznamu. Môžete sa tiež posúvať nahor po zozname správ a prezerať si predchádzajúce prijaté a / alebo odoslané správy.

### Stiahnutie prílohy z MMS

Vyberte vlákno obsahujúce MMS a stlačte OK na zobrazenie histórie správ.

Použite šípky na dosiahnutie prílohy. Po výbere stlačte a podržte tlačidlo OK a otvorte kontextové menu a zvolte "Uložiť súbor". Otvorí sa nové okno so všetkými prílohami MMS. Stlačte tlačidlo "OK" so šípkami na stiahnutie všetkých príloh. Odovzdávané fotografie a videá je možné zobrazíť v aplikácii Fotky Google.

### Odstránenie správ

Ak chcete vymazať správu, vyberte položku, ktorá má byť vymazaná dlhým stlačením tlačidla "OK". Zobrazí sa ponuka zo zoznamom možností. Z tejto ponuky vyberte a potvrdte položku "Odstráni".

## Parametre

Keď sa nachádzate na hlavnej obrazovke aplikácie, stlačte tlačidlo « Ponuka » a zobrazí sa Vám ponuka s nasledovnými parametrami:

- Hlada : umožní Vám vyhľadávať správy vo Vašom telefóne
- Odstráni všetky vlákna: odstráni všetky správy SMS a MMS vrátane vlákien (konverzácií)
- Nastavenia:
  - Textové správy (SMS): umožní konfigurovať možnosti pre textové správy
  - Multimediálne správy (MMS): umožní konfigurovať možnosti pre multimediálne správy
  - Upozornenia: aktivuje zvonenie a / alebo vibrácie pri príchode novej správy
  - Všeobecné: nastaví písmo správ, SMS a MMS obmedzenie príjmu a bunkové vysielanie
- Nápona: umožní preštudovať kapitolu "Správy" v užívateľskej príručke

Koniec dokumentu

## Telefón

Aplikácia Telefón umožňuje uskutočňovať hovory a zobrazovať históriu hovorov.

### Dvihnutie hovoru

Keď telefón zazvoní, stlačením tlačidla "Dvihnutie hovoru" pre prijatie hovoru. Tlačidlo "Dvihnutie hovoru" sa nachádza na ľavej strane klávesnice. Na tomto tlačidle sú umiestnené tri zvislé zelené bodky.

o je dobré vedieť : V pohotovostnom režime, krátkym stlačením tlačidla "Dvihnutie hovoru" umožňuje rýchle spustenie aplikácie Telefón.

o je dobré vedieť : Po zazvonení telefónu môžete krátko stlačiť tlačidlo hlasitosti na stlmenie zvonenia telefónu, aby bolo počuť meno a číslo volajúceho. Stlačením tlačidla "Hviezdička" zopakujete informácie.

### Ukončenie hovoru

Ak chcete ukončiť hovor, stlačením tlačidla "Zrušenie hovoru". Toto tlačidlo sa nachádza na pravej strane klávesnice. Na tomto tlačidle sa nachádzajú tri červené bodky, ktoré sú radené horizontálne.

o je dobré vedieť : Hovor môžete tiež ukončiť krátkym stlačením tlačidla "Zap/Vyp" (pozrite si vo by prístupnosti).

### Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť hovor, stlačením tlačidla "Zrušiť hovor".

o je dobré vedieť : Stlačením tlačidla "Mriežka" môžete odoslať automatickú správu a zavesiť hovor. Potom vyberte zo zoznamu typ správy, ktorú chcete odoslať. Môžete upraviť zoznam automatických správ cez "Rýchle odpovede" vo všeobecných nastaveniach aplikácie.

## Volanie

Z hlavnej obrazovky aplikácie sú dostupné nasledovné možnosti:

- **Vytočiť číslo**: Umožňuje vám zadať telefónne číslo číslicami. Potvrdením zadanie a začiatok hovoru stlačením tlačidla "Prijem hovoru".
- **Obľúbené**: Umožňuje vám rýchly prístup k vašim obľúbeným kontaktom. Ak chcete nastaviť kontakt ako obľúbený, vyberte ho zo zoznamu kontaktov a dlho stlačením tlačidla "OK". Potom vyberte Obľúbené a potvrdením tlačidlom "OK".
- **Často volané**: Poskytuje rýchly prístup ku kontaktom, ktoré pravidelne voláte.  
o je dobré vedieť : Pomocou tlačidla "Ponuka" môžete zmazať zoznam často používaných kontaktov.
- **Kontakty**: Umožňuje prístup do telefónneho zoznamu.  
o je dobré vedieť : Zadaním názvu kontaktu môžete filtrovať zoznam kontaktov, takto môžete vyhľadávať kontakty pomocou tlačidiel na fyzickej klávesnici.
- **História volaní**: Umožňuje sledovať všetky odchádzajúce a prijaté hovory. Tieto volania sú radené od najnovšieho po najstaršie. Vyberte kontakt zo zoznamu a stlačením tlačidla "OK". Rozbalí sa zoznam ďalších možností (vytvorí kontakt, pridať ku kontaktu, odoslať správu, informácie o hovoroch...).
- o je dobré vedieť : História volaní môžete vymazať pomocou tlačidla "Ponuka".
- **Schránka**: poskytuje rýchly prístup k službám hlasovej schránky. Varovanie: Túto možnosť, ktorá vám umožní poslať správy z vášho záznamníka bez nutnosti vytočiť číslo, nemusí byť k dispozícii u všetkých operátorov sietí. Avšak, môžete nakonfigurovať štandardné zasielanie správ cez nastavenia volania. Hlasovú



schránku možno tiež nakonfigurovať a priradiť rýchlejšie voľbu pod tlačidlom "1".

- **Hada** : Umožňuje hada kontaktu v telefónnom zozname.

Ďalšie voľby sú dostupné po stlačení tlačidla "Ponuka":

- **Všeobecné**: Poskytujú prístup k všeobecným nastaveniam aplikácie telefón (možnosti zobrazenia, zvuku a vibrácií, rýchle odpovede, režim TTY)
- **Hovory**: Poskytujú prístup k nastaveniam volania (konfigurácia hlasovej schránky, povolené čísla, na úvodné pomôcky, blokovanie hovorov a. i.)
- **Rýchla voľba**: Umožňuje priradiť svoje obľúbené čísla pre rýchly prístup k tlačidlám fyzickej klávesnice. Akonáhle je telefónne číslo pridelené, môžete stlačiť naprogramované tlačidlo pre začatie hovoru priamo z domovskej obrazovky.
- **Nápoveda**: Umožňuje zobraziť kapitolu "Telefón" v Užívateľskej príručke (táto kapitola).

## Voľby pri hovore

Počas hovoru sú k dispozícii nasledujúce možnosti:

- **Reproduktor**: prepína zvuk komunikácie do hlavného reproduktora SmartVision2 (Hands-free režim).  
o je dobré vedieť : krátkym stlačením tlačidla hlasového príkazu sa SmartVision2 prepína do režimu hands-free.
- **Stíši** : Umožňuje stlmiť SmartVision2, aby vás váš korešpondent nemohol počuť.
- **Podržať hovor**: Podržať aktuálny hovor. Druhým stlačením tlačidla obnovíte komunikáciu.
- **Ďalšie možnosti**: Umožňuje spustiť ďalší hovor, prepnúť do režimu konferencie alebo zaznamenať rozhovor..

Koniec dokumentu

## Web Radio

Táto aplikácia vám umožní počúvať Vaše preferované rádiové stanice pomocou internetového pripojenia.

### Používanie rozhlasových staníc

Ak chcete počúvať web rádio, zadajte názov rádia, ktoré chcete počúvať, do vstupného poľa a stlačte tlačidlo "OK" pre zobrazenie výsledkov vyhľadávania.

Prechádzka po výsledkoch vyhľadávania môžete pomocou navigačných tlačidiel.

Rádio sa spustí automaticky. Ak chcete vypnúť rádio, použite navigačné šípky a vyberte tlačidlo "Stop" a potvrdte.

Medzi ďalšie možnosti web rádia patria:

- Nedávno hrané: Poskytuje rýchly prístup k posledným nedávno hraným staniciam
- Obľúbené: Umožňuje rýchly prístup k staniciam, ktoré ste uložili ako obľúbené
- Všetko: Aplikácia umožní prechádzať všetky dostupné stanice webových rádii (podľa kategórií, krajiny, podcastu, atď.).

Ďalšie dobré rady: Počas prehrávania môžete zvoliť položku "Pridať k obľúbeným" v dolnej časti obrazovky pre uloženie tejto rozhlasovej stanice do Vašich obľúbených položiek.

Koniec dokumentu

## Záznam zvuku

Aplikácia Záznam zvuku Vám umožňuje nahrávať hlasové poznámky a následne ich prehrať.

### Zaznamenanie hlasovej poznámky

Ak chcete spustiť nahrávanie, zvoľte tlačidlo "Nahrať" z hlavnej obrazovky aplikácie. Pre pozastavenie nahrávania zvoľte tlačidlo "Pauza" a pre pokračovanie v nahrávaní tlačidlo "Nahrať". Ak chcete ukončiť nahrávanie, vyberte "Zastaviť". Akonáhle je nahrávanie dokončené, vyberte jednu z troch možností:

- Prehrať : Umožňuje prehrať nahratú hlasovú poznámku
- Odstrániť : odstráni nahratú hlasovú poznámku
- Uložiť : uloží nahratú hlasovú poznámku

### Prehrávanie hlasových poznámok

Z hlavnej obrazovky aplikácie vyberte položku "Zoznam". Po výbere tejto položky sa zobrazí zoznam nahraných hlasových poznámok.

Teraz vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete prehrať zo zoznamu a stlačte tlačidlo "OK".

Počas prehrávania môžete vykonať nasledovné akcie:

- Pauza / Prehrať : umožní vám pozastaviť alebo prehrať hlasovú poznámku
- Zastaviť : ukončí prehrávanie hlasovej poznámky

Na konci prehrávania si môžete vybrať jednu z nasledovných položiek:

- Prehrať : umožní prehrať hlasové poznámky
- Zoznam: zobrazí všetky nahraté hlasové poznámky
- Odstrániť : umožní odstrániť existujúcu hlasovú poznámku

### Premenovanie hlasovej poznámky

Vyberte "Zoznam" z hlavnej obrazovky aplikácie. Zobrazí sa zoznam všetkých Vašich hlasových poznámok.

Vyberte zo zoznamu hlasovú poznámku, ktorú chcete upraviť a dlho stlačte tlačidlo "OK".

Vyberte "Premenovať nahrávku". Odstráňte obsah textového poľa a zadajte nový názov hlasovej poznámky a pomocou navigačných tlačidiel vyberte tlačidlo "OK".

### Odstránenie hlasovej poznámky

Vyberte "Zoznam" z hlavnej obrazovky aplikácie. Zobrazí sa zoznam všetkých Vašich hlasových poznámok.

Vyberte hlasovú poznámku, ktorú chcete odstrániť zo zoznamu a dlho stlačte tlačidlo "OK".

Vyberte pomocou navigačných tlačidiel "Odstrániť nahrávku" a potvrdte stlačením tlačidla "OK".

Koniec dokumentu

## FAQ

### Všeobecné informácie

#### Musím platiť za aktualizácie softvéru?

Nie, všetky aktualizácie SmartVision2 sú zadarmo.

#### Ako zistím, že je dostupná aktualizácia?

SmartVision2 pravidelne kontroluje aktualizácie. Ak je aktualizácia k dispozícii, na paneli oznámení sa objaví oznámenie o aktualizácii. Kedykoľvek si môžete skontrolovať dostupnosť aktualizácií z ponuky "Nastavenia", "Informácie o telefóne", "Aktualizácia systému".

#### Nemôžem stiahnuť aktualizáciu, čo mám robiť?

Uistite sa, že je váš SmartVision2 pripojený k internetu, ktorý je potrebný na stiahnutie aktualizácie. Keď sa hovorí o aktualizácii, odporúča sa použiť Wi-Fi pripojenie. Ak nastane chyba počas hovoru, reštartujte proces aktualizácie z ponuky "Nastavenia", "Informácie o telefóne", "Aktualizácia systému".

Keď ste do zariadenia SmartVision2 vložili pamäťovú kartu. Pred vykonaním aktualizácie ju odstráňte.

Priebeh hovoru môžete sledovať cez informácie o aktualizácii v paneli oznámení. Keď sa hovor dokončí, vyberte "Inštalovať" z obrazovky Aktualizácia systému.

#### Môj telefón sa prepne do pohotovostného režimu príliš skoro, môžem zmeniť interval prepnutia do pohotovostného režimu?

Áno, máte na výber medzi 7 rôznymi dobami. Pri spustení SmartVision2 prvýkrát, je vybraný čas "1 minúta". Ak chcete zmeniť toto oneskorenie, prejdite na "Nastavenia", "Obrazovka", "Režim spánku" a skontrolujte požadovanú dobu oneskorenia medzi 15 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min alebo 30 min.

#### Ako získam informácie o stave batérie, bezdrôtových sieťach, dátume a čase a prijatých správach?

Ak chcete získať stav telefónu, stlačte a podržte tlačidlo mriežka a potom tlačidlo 1. Môžete tiež automaticky volať túto informáciu pri odomykaní SmartVision2. V predvolenom nastavení je čas a stav batérie ohlásený pri každom opustení režimu spánku. Ak chcete pridať ďalšie informácie, stlačte a podržte tlačidlo mriežka a potom tlačidlo nula na otvorenie "Nastavenie prístupnosti Kapsys". Potom vyberte položku "Prebudenie" v zozname.

Skontrolujte, či sú informácie, ktoré chcete aby boli oznámené pri odomykaní SmartVision2 zahrnuté. Môžete si vybrať z nasledovného zoznamu: aktuálny čas, aktuálny dátum, stav batérie, stav siete, zmeškaný hovor, nová správa, nový e-mail, Nová aktualizácia softvéru.

#### Prečo nemôžem písať text pomocou klávesnice?

V niektorých prípadoch aplikácia z Obchodu Play nemusí byť kompatibilná s použitím fyzickej klávesnice. V tomto prípade je výhodné použiť virtuálnu klávesnicu.

Ak chcete zobraziť virtuálnu klávesnicu, vyberte vstupnú oblasť a stlačte tlačidlo "OK". Na spodnej polovici obrazovky sa objaví virtuálna klávesnica.

Potom držte prst na obrazovke a prechádzajte písmenami na virtuálnej klávesnici. Uvoľnite prst na požadovanom znaku pre potvrdenie zadania.

## **Môžem úplne zakázať dotykovú obrazovku?**

Áno, stlaťte a podržte tlačidlo mriežka a následne stlaťte tlačidlo nula na otvorenie "Nastavenia prístupnosti Kapsys". Potom skontrolujte "Zakázať dotykovú obrazovku".

## **Ako zväčšiť veľkosť zobrazovaných informácií na obrazovke?**

Zväčšiť veľkosť písma môžete pomocou "Nastavenia", "Prístupnosť", "Veľkosť písma". Môžete tiež použiť na rozšírené gestá, ktoré sú aktivované v predvolenom nastavení SmartVision2. Tieto gestá vám umožnia priblížiť text tak, že trikrát rýchlo uknete na obrazovku jedným prstom. Po zväčšení môžete prechádzať po stránke ťahaním dvoch prstov na obrazovke alebo upraviť úroveň zoomu zvieraním dvoch prstov na obrazovke, alebo ich odtiahnutím preč.

ale môžete použiť funkciu MagniText stlačením tlačidla mriežka a potom tlačidlo 6 súčasnne. Táto funkcia umožní zobraziť na jednom riadku na obrazovke poslednú vokalizovanú informáciu. Prepnite SmartVision2 do režimu na šírku pre zobrazenie tejto informácie cez obrazovku.

## **Ako môžem optimalizovať autonómnu bezpečnosť môjho SmartVision2?**

Môžete vypnúť Wi-Fi, Bluetooth, a GPS lokalizáciu keď ich nepoužívate (skratka: stlaťte kláves mriežka a tlačidlo 3).

Taktiež môžete znížiť úroveň jasnosti obrazovky alebo použiť funkciu "Tichá obrazovka" pre vypnutie napájania obrazovky. Na vykonanie tejto funkcie, stlaťte a podržte tlačidlo mriežka a potom tlačidlo nula na otvorenie "Nastavenie prístupnosti Kapsys", následne kliknite na "Tichá obrazovka".

## **Ako môžem aktualizovať prémiové aplikácie na plnú verziu?**

Mobilný telefón SmartVision2 je dodávaný so sadou prémiových aplikácií (OCR, Kaptern a BookReader). Aplikácia Kaptern je dodávaná v 15 dňovej skúšobnej dobe. Skúšobná doba začína plynúť od prvého spustenia danej aplikácie (pre funkčné aplikácie v skúšobnej dobe je nutné mať pripojenie na internet). Po uplynutí skúšobného obdobia aplikácia už nie je funkčná, ale môžete sa obrátiť na svojho predajcu pre kúpu permanentnej verzie.

## **Hlasová syntéza a rozpoznávanie**

### **Ako môžem zmeniť hlasovú syntézu?**

Môžete to urobiť dlhým stlačením tlačidla "Ponuka" pre otvorenie globálnej kontextovej ponuky a vyberte "Nastavenia prevodu textu na reč". Stlaťte tlačidlo "Spustiť nastavenia nástroja" Kapsys hlasy. Potom vyberte "Vyberte Kapsys hlas" a následne Vyber hlasu. Zobrazí sa zoznam hlasov nainštalovaných v SmartVision2. Vyberte hlas, ktorý chcete použiť a potvrdíte stlačením tlačidla "OK".

### **Ako môžem stiahnuť novú hlasovú syntézu?**

V predvolenom nastavení SmartVision2 prichádza s mužským a ženským hlasom v štandardnej kvalite. Je ale možné zadarmo stiahnuť ďalšie prémiové hlasy prostredníctvom internetového pripojenia.

Ak chcete stiahnuť prémiové hlasy, stlaťte a držte tlačidlo "Ponuka" k otvoreniu globálnej kontextovej ponuky a vyberte "Nastavenie prevodu textu na reč". Stlaťte tlačidlo "Spustiť nastavenia nástroja" Kapsys hlasy a potom "Nainštalovať hlasové dáta". Vyberte hlas, ktorý chcete inštalovať zo zoznamu a potvrdíte s ňou hovorom stlačením tlačidla "OK".

Akonáhle je s ňou hovor dokončený, vyberte "Inštalácia" v dolnej časti zoznamu. Keď je inštalácia dokončená, vyberte "OK" na konci zoznamu.

Nový hlas je teraz k dispozícii v časti "Nastavenie pre Kapsys hlasy".

Môžete tiež prevziať ďalšie mechanizmy prevodu textu na reč zo služby Play Store

(napríklad "A cappella", "Google Voice" at .)

### **Môžem nastavi rýchlos hlasu?**

Áno, nieko ko úrovni rýchlosti je k dispozícii v závislosti na vašich preferenciách. Pri spustení SmartVision2 prvýkrát, je aktivovaná úroveň "normálna".

Pomocou klávesy mriežka nasledovanej tlačidlom 4 alebo tlačidlom 5 môžete znížiť alebo zvýšiť rýchlosť hlasu.

Môžete tiež zmeniť tempo reči dlhým stlačením tlačidla "Ponuka" pre otvorenie globálnej kontextovej ponuky. Vyberte "Nastavenia prevodu textu na reč", potom zvolíte "Rýchlosť reči" a kliknite na vašu preferovanú rýchlosť reči a to niektorú z nasledujúcich možností: Veľmi pomalá, pomalá, normálna, rýchla, rýchlejšia, veľmi rýchla, svižná, veľmi svižná alebo najrýchlejšia.

### **Ako funguje viacjazyčný mechanizmus prevodu textu na reč ?**

Tento mechanizmus vám umožňuje rýchlo prepínať z jednej syntézy reči na inú. Po aktivácii môžete nastaviť až tri jazyky. Štandardne sú nastavené nasledujúce jazyky:

- Jazyk 1: francúzština
- Jazyk 2: angličtina
- Jazyk 3: nemčina

Jazyky môžete zmeniť výberom tlačidla "Nastavenie nástroja".

Po nakonfigurovaní musíte priradiť klávesovú skratku na možnosť viacerých jazykov.

Ak to chcete urobiť, zadajte nastavenia prístupnosti Kapsys a zvolíte "Klávesové skratky". Vyberte klávesovú skratku bez priradenia a stlačte tlačidlo OK. Vyberte zo zoznamu "Zmeniť jazyk reči" a potom stlačte túto skratku pre prepínanie hlasovej syntézy medzi tromi preddefinovanými jazykmi.

### **Ako môžem nastaviť hlasitosť telefónu?**

SmartVision2 rozlišuje tri typy hlasitosti, pri ktorých je možné definovať úrovne zvuku zvlášť. Tieto kategórie sú "zvonenia a oznámenia", "Multimédia" a "Alarmy".

- Zvonenia a oznámenia:  
V predvolenom nastavení je možné priamo meniť hlasitosť zvonenia a oznámenia tlačidlami hlasitosti "plus" a "mínus" na pravej strane výrobku. Môžete tiež zmeniť hlasitosť vyzváňania a upozornenia z "Nastavenia", "Zvuky a oznámenia", tlačidlo "Nastavenie zariadenia" zo všeobecného profilu, a potom "Hlasitosť zvonenia".
- Multimédia:  
Jedná sa o zvukovú syntézu reči, MP3 súbory a videá. Ak chcete zmeniť zvuk multimediálneho profilu, spravíte to jednoducho pomocou tlačidiel hlasitosti "plus" a "mínus", keď syntetizátor reči hovorí alebo hrá súbor MP3.
- Zvuk alarmu:  
Vyberte Nastavenia "Zvuk a oznámenia" tlačidlo zo spoločného profilu, potom "Nastavenie zariadenia a následne Hlasitosť budíka.

### **Fungujú hlasové príkazy bez použitia internetu?**

Nie, pripojenie na internet je nutné.

### **V akej aplikácii môžem použiť rozpoznávanie hlasu?**

Keď sa nachádzate vo vstupnom poli, môžete použiť tlačidlo hlasového príkazu na diktovanie textu alebo obsahu.

Na príklad, v nasledovných aplikáciách:

- Telefón – diktovanie telefónneho čísla,
- Správy – diktovanie obsahu SMS,
- Emaily – diktovanie obsahu emailov,

Môžete tiež použiť tlačidlo hlasového príkazu pre vyhľadávanie na internete alebo spustenie niektorých funkcií.

Kompletný zoznam akcií, ktoré možno vykonať pomocou rozpoznávania reči je k dispozícii v sekcii podpory "[podpory spoločnosti Google](#)" alebo pomocou klábového slova "OK Google?".

Okrem toho sa odporúča priradiť adresu služby Gmail k službe "OK Google", aby ste mohli využívať všetky funkcie hlasového ovládania.

## Konektivita

### Ako môžem preniesť súbory (hudba, texty ...) do môjho SmartVision2 cez počítač?

Pripojte svoj SmartVision2 k počítaču pomocou USB kábla. Zobrazí sa okno pre nastavenie pripojenia USB. Vyberte "Prenos súborov". SmartVision2 bude rozpoznávaný ako externý úložný priestor a môžete ľahko naň prenášať súbory.

Ak je počítač so systémom Windows 10, budete musieť nainštalovať ovládač pred tým, než SmartVision2 je rozpoznávaný ako úložný priestor. Ak to chcete urobiť, otvorte Windows Prieskumník, keď je SmartVision2 pripojený k počítaču. Vyberte zo zoznamu "neznáme zariadenie" a zvolte "Aktualizovať ovládač". V ďalšom okne vyberte "Vyhľadávanie ovládača v mojom počítači" a potom "Vybrať zo zoznamu ovládačov zariadení v mojom počítači". V zozname vyberte "Android telefón" a "USB zariadenie MTP". Dokončenie postupu vykonáte stlačením tlačidla "Alej" pre inštaláciu ovládača.

Pre Mac, budete musieť stiahnuť softvér Android Device Compatibility, ako je "Android File Transfer".

### Je možné rozšíriť pamäť môjho SmartVision2?

Áno, môžete rozšíriť pamäť vášho SmartVision2 vložením mikro SD karty až do 64 GB. Umiestnenie mikro SD karty je tesne nad SIM kartou.

### Môžem pripojiť Bluetooth headset k SmartVision2?

Áno, je možné spárovať náhlavnú súpravu Bluetooth s SmartVision2 a volať a prijímať hovory. K tomu musíte aktivovať pripojenie Bluetooth: v Nastavení aktivovať Bluetooth a detekovať všetky zariadenia v okolí. Zvoľte model headsetu ku ktorému sa chcete pripojiť a stlačiť "OK". Na spárovanie zadajte kód PIN (v predvolenom nastavení je kód PIN často "0000" alebo "1234").

Pozor: ak tiež chcete počúvať hudbu, rádio alebo počúvať syntézu reči s SmartVision2, musíte mať Bluetooth headset typu "A2DP" (Advanced Audio Distribution Profile).

### Môžem pripojiť braillovský riadok k SmartVision2?

Áno, Braillovský riadok môže byť pripojený k SmartVision2. Ak chcete tak urobiť, musíte najprv aktivovať funkciu "BrailleBack" z nastavení Prístupnosti. Táto aplikácia vám umožní pripojiť Braillovský displej k SmartVision2 cez Bluetooth. Ak použijete BrailleBack, obsah obrazovky sa objaví na vašom Braillovskom riadku. Potom môžete ovládať telefón pomocou braillovského riadka. Môžete tiež zadať text pomocou kláves Braillovského riadka.

Pre viac informácií o používaní funkcie BrailleBack a prepojení Braillovského riadku si preštudujte nasledujúci odkaz: [Google BrailleBack](#).

## Telefón a SMS

### Ako vložiť kontakt do "Obľúbených"?

Na priradenie kontaktu do skupiny "Obľúbené", otvorte kartu kontaktu z aplikácie

"Kontakty". Potom stla te kláves "Ponuka" a následne zvo te "Prida do ob úbených".

### **Ako importova moje kontakty?**

V predvolenom nastavení sú kontakty uložené na SIM karte zobrazované automaticky. Avšak, môžete importova alšie kontakty z internej pamäte telefónu alebo z pamä ovej karty SD. Ak chcete toto urobi , spustite aplikáciu "Kontakty" a potom stla te tlačidlo "Ponuka" a nakoniec zvo te "Import / Export". Vyberte si z "Import zo súboru VCF" zo zoznamu a sledujte postup importu.

### **Ako aktivova hlasný odposluch počas telefonovania?**

Ke telefonujete, stla te krátko tlačidlo hlasového príkazu na pravej strane SmartVision2 na aktivovanie alebo deaktivovanie reproduktora.

### **Môžem vykona videohovor?**

Áno, SmartVision2 má prednú kameru. Tiež si môžete stiahnu aplikácie ako napríklad Skype pre vykonávanie video hovorov-tž.

### **Ako vybra môj predvolený tón zvonenia?**

SmartVision2 obsahuje približne 100 tónov zvonenia. Ak chcete zmeni tón zvonenia, vyberte "Nastavenia", "Zvuk a upozornenia", tlačidlo "Nastavenia zariadenia" zo Všeobecného profilu, a potom "Tón zvonenia telefónu". Vyberte vyzvá ací tón, ktorý chcete použi zo zoznamu a potvr te stla ením tlačidla "OK" na konci zoznamu.

### **Môžem priradi tón zvonenia jednotlivým kontaktom?**

Ak chcete priradi špecifické zvonenie ku kontaktu, otvorte kartu kontaktu a stla te tlačidlo "Ponuka" a vyberte položku "Upravi ". Stla te tlačidlo "Ponuka" znovu a vyberte "Nastavi zvonenie".

### **Ako sa prepnú do tichého režimu?**

Zvo te "Nastavenia" a potom "Zvuk a upozornenia." Potom vyberte "tichý" a potvr te tlačidlom "OK". Pre návrat do režimu zvonenia, vyberte "Všeobecné nastavenia" a potvr te tlačidlom "OK". Tieto možnosti sú k dispozícii aj v rýchlych nastaveniach stla ením tlačidla mriežka + tlačidlo 3.

### **Ako opakova ID volajúceho?**

Po zazvonení telefónu môžete krátko stla i tlačidlo hlasitosti na stlmenie zvonenia telefónu, aby bolo po u meno a íslo volajúceho. Stla ením tlačidla "Hviezda" zopakujete informácie.

## **MP3 Prehráva a FM rádio**

### **Ako počúva hudbu?**

Jednoducho spustite aplikáciu Hudba Google Play.

### **Musím sa prihlási na odber služby Hudba Google Play ak chcem počúva moje súbory MP3?**

Nie, odber môžete odmietnu výberom položky "Nie, akujem" v dolnej asti zoznamu. Stále budete môc používa Hudbu Google Play, pretože ponúka 30-d ovú skúšobnú verziu.



## **Ako pridám svoje MP3 do SmartVision2?**

Po pripojení zariadenia SmartVision2 k počítaču skopírujte svoje súbory MP3 do priečinka "Hudba" vo vnútornej pamäti.

**Aplikácia vám potom ponúkne používanie piesní, ktoré ste pridali.**

### **čo sa stane, keď prijmem hovor pri používaní súboru MP3?**

Pri prichádzajúcom hovore, MP3 prehráva pozastaví prehrávanie a normálne zazvoní telefón. Keď zavesíte, pieseň pokračuje, kde bola pozastavená.

## **Ako používa funkciu FM rádio?**

FM rádio funguje len vtedy, keď sú pripojené slúchadlá, pretože pôsobia ako anténa. Tlačidlá klávesnice môžete používať na ladenie frekvencií.

## **Book Reader**

### **Ktorý formát môže počítač aplikáciu Reader?**

Aplikácia Book Reader vám umožní počítať dokumenty v nasledujúcich formátoch: Daisy 2.02, Daisy 3.0, Epub, Epub3, Doc, Docx PDF, Txt, html.

### **Ako importovať zvukové knihy?**

Jednoducho pripojte zariadenie SmartVision2 k počítaču a preneste dokumenty do priečinka "Books" alebo "Download" vo vnútornej pamäti.

Môžete tiež použiť externú pamäťovú kartu, v tomto prípade bude najprv potrebné vytvoriť priečink "Books".

### **Nemôžem si pre počítať moje zvukové knihy. Prečo?**

Ak k tomu dôjde, uistite sa, že formát vašej zvukovej knihy je podporovaný aplikáciou a že dokument je dobre skopírovaný do priečinka "Books".

Môžete tiež reštartovať produkt a vynútiť skenovanie uložených dokumentov SmartVision2.

### **Stiahol som si zvukovú knihu na internete, ale stále si ju nemôžem počítať so svojím SmartVision2. Prečo?**

Zvuková kniha mohla byť komprimovaná, aby sa optimalizoval priestor na ukladanie dát (.zip). V takom prípade musíte najprv rozbaľiť tento súbor cez aplikáciu Book Reader. Ak to chcete urobiť, prejdite na "Moja knižnica" a zvolte funkciu "Preskúmať strom súborov". Potom vyberte súbor, ktorý potrebujete rozbaľiť a potvrdte tlačidlom "OK". Zobrazí sa okno potvrdenia extrakcie. Pomocou navigačných šípok vyberte tlačidlo "OK" a potvrdte. Archív sa potom rozbaľí a umiestni do priečinka "Knihy" vnútornej pamäte (môže to trvať niekoľko minút). Po dokončení sa zobrazí nové varovné okno, ktoré vám navrhne, či chcete, aby ste odstránili súbor ZIP. Váš rozbaľený súbor je teraz dostupný v "Moja knižnica".

## **NFC**

### **čo je technológia NFC?**

NFC technológia alebo technológia Near Field Communication, je jednoduchá a intuitívna technológia, ktorá umožňuje používať váš mobilný telefón k iným účelom.

NFC tag môže byť spojený s informáciou, ako je webová stránka, text, nastavenie alebo rôznym druhom informácií. Potom môžete použiť svoj telefón na získanie informácií uložených na štítku NFC.

### **Ako pracuje aplikácia NFC?**

Spustíte aplikáciu NFC a vyberte informáciu, ktorú chcete zaznamenať na NFC značku (spustenie volania, aplikáciu, web stránku, prečítaný text, hlasovú poznámku, atď.). Potom priložte na zadnú stranu telefónu štítok na prenos informácií. Akonáhle je nahrávanie dokončené, dajte štítok na miesto kde ho budete užívať (zložka, lekárnička atď.). Keď dáte na zadnú stranu telefónu späť štítok NFC, SmartVision2 začne akciu spojenú so značkou.

### **Môžu sa použiť NFC značky viacnásobne?**

Áno, totožné značky môžete používať do nekonečna. Jednoducho nahrajte novú informáciu na NFC štítok, stará informácia sa automaticky odstráni.

### **Aký typ NFC značky si mám vybrať?**

SmartVision2 je kompatibilný s rôznymi typmi NFC štítkov. Existujú rôzne veľkosti štítkov v závislosti od ich pamäte. SmartVision2 je dodávaný s 5 NTAG 216 štítkami s pamäťou 888 bytov.

Toto korešponduje s priemerne 400 znakmi pre textovú správu.

## **Kapten GPS**

### **Ako pracuje Kapten GPS?**

Aplikácia Kapten je navigačný systém špeciálne navrhnutý pre zrakovo postihnutých a používa geo-polohovanie pomocou satelitov (GPS systému).

Pri prvom použití je vyžadované pripojenie k internetu pre stiahnutie mapy.

Mapové dáta Kapten sú potom uložené v pamäti SmartVision2, takže môžete použiť túto aplikáciu bez pripojenia k internetu.

### **Musím zadať adresu cieľa a pre hlasovú navigáciu?**

Nie, môžete použiť režim vo nej navigácie, ktorý vám umožní získať popis prostredia v reálnom čase. Keď je táto funkcia aktivovaná, aplikácia Kapten bude oznamovať ulice na ktorých sa nachádzate a popis nasledujúcej križovatky. Keď budete v blízkosti križovatky, aplikácia Kapten ju popíše tak, že oznámi mená ulíc, ktoré ju tvoria. Po opustení križovatky, je oznámený názov ulice, do ktorej smerujete.

### **Môžu byť oznamované body záujmu počas cesty?**

Áno, je možné oznámiť body záujmu okolo vás pomocou funkcie vo vašej navigácii. Opisuje vaše okolie prostredie v reálnom čase, rázcestia, aktuálnu pozíciu, a tiež body záujmu, ako sú obchody, na verejných miestach, parkoviská ... (body záujmu uvádzané vo vašej navigácii sú konfigurované z ponuky aplikácie Kapten).

### **Môžem použiť Kapten GPS ako auto-navigáciu som v budove navigáciu?**

Áno, Kapten GPS obsahuje režim auto-navigácie, ktorý poskytuje upravený itinerár pre cestu autom.

### **Môžem prechádzať virtuálne trasu zatiaľ čo sa nachádzam vo vnútri budovy?**

Áno, s režimom Card Reading môžete prechádzať trasu virtuálne z bodu A do bodu B bez GPS pripojenia.

#### **Čo je K-Tag?**

K-Tag je bod záujmu, ktorý ste vytvorili, napríklad obľúbená adresa.

K-Tag má nasledujúce prvky: geografická poloha alebo adresa, kategória a meno.

#### **Čo je priame navádzanie?**

Režim priameho navádzania umožňuje mať v reálnom čase informácie o vzdialenosti a

smere do miesta príchodu. Táto informácia sa počíta vzdušnou líniou a v jednej priamke, bez ohľadu na cestnú sieť. Tento režim pokynov je podobný navigácii s kompasom.

## OCR

### o je OCR?

Funkcia OCR vám umožňuje vykonávať optické rozpoznávanie znakov tlačeného dokumentu a vokalizovať výsledok rozpoznávania.

### Ako pracuje?

Operácia je jednoduchá, SmartVision2 zachytí snímku dokumentu a následne konvertuje snímku na text. Syntéza hlasu potom vokalizuje obsah dokumentu, ktorý bol nasnímaný.

### Ako môže byť výsledok OCR vylepšený?

Aplikácia OCR je vybavená systémom rozpoznávania dokumentu, ktorý je schopný správne prevádzať dokumenty A4 s fontami väčšími alebo rovnajúcimi sa 12 bodom. Kvalita výsledku OCR závisí predovšetkým na kvalite zachytávania dokumentu. Ak chcete zlepšiť kvalitu zachytenia dokumentu, postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní:

- Uistite sa, že je dobrý kontrast medzi skenovaným dokumentom a podkladom: napríklad biely dokument na tmavom stole alebo tmavom obruse je ideálna kombinácia.
- SmartVision2 bude detekovať hrany dokumentu pre zachytenie snímku. Akonáhle budú detekované všetky 4 hrany dokumentu, dokument bude automaticky odfotený.
- Pokúste sa držať telefón čo najviac horizontálne a v strede dokumentu počas skenovania. Ak budete príliš ďaleko od stredu dokumentu, SmartVision2 nebude schopný automaticky detekovať hrany dokumentu.
- Uistite sa, že vo vašom okolí je dostatočný jas. Rozpoznávanie znakov nebude optimálne, ak budú na dokumente tieň.
- Pri zachytávaní snímky buďte v pokoji. Rozpoznávanie znakov nebude dobré, ak bude snímka rozmazaná.

### Obmedzenia OCR

Aj napriek tomu, že technológia OCR je stále kvalitnejšia a presnejšia, žiaden OCR software nie je presný na 100 percent. Existujú obmedzenia, ktoré sa týkajú východiskových materiálov a formátovania textu:

- Počet chýb závisí od kvality a typu dokumentu, vrátane použitého písma.
- Text zo zdroja s veľkosťou písma menšou ako 12 bodov bude obsahovať viac chýb.
- Text so zlým kontrastom medzi farbou textu a farbou papiera môže mať za následok nemožnosť skenovania predlohy.
- Rukou písaný text nie je možné rozpoznať.
- Rozmazané znaky generujú chyby.
- Text na lesklom papieri generuje viac chýb.
- Nechcené odrazy svetla na skenovanej strane môžu spôsobovať viac chýb pri rozpoznávaní.

### Ako ukladať výsledky OCR?

Akonáhle je výsledok OCR vokalizovaný, môžete použiť tlačidlo "Ponuka" a potom "Ulož ako poznámku". Výsledok bude uložený a je k dispozícii ako poznámka v aplikácii "Poznámky".

## Kalendár

### Ako vytvori udalos ?

Na hlavnej obrazovke aplikácie Kalendár stla te šípku doprava a dostanete sa na tlačidlo "Vytvori novú udalos " a potvr te tlačidlom OK.

Potom zvolíte položku "Udalos " zo zoznamu možností a potvr te tlačidlom OK.

Pomocou naviga ných šípok môžete prehadáva a vypl ova rôzne polia udalosti (názov, dátum, čas, upozornenie at .). Po dokon ení formulára udalosti znovu použijete naviga né šípky, aby ste dosiahli tlačidlo "Ulož " v hornej asti zoznamu a potvr te tlačidlom OK.

Udalos sa teraz pridá do vášho kalendára. Hlasové upozornenie oznámi udalos v stanovenom čase a dátume.

Ak máte pripojenie k internetu, môžete použiť tlačidlo hlasového príkazu Ok Google na vytvorenie udalosti (funguje len pre anglické príkazy).

Ak to chcete urobiť, stla te tlačidlo hlasového príkazu na zariadení SmartVision2 a povedzte jeden z nasledujúcich príkladov:

- "Schedule an appointment to see the doctor on Sunday at noon" ("Naplánujte schôdzku s lekárom v nedeľu na poludnie")
- "Add a reminder to run at 7 am" ("Pridať pripomienku na 7.00 ráno")
- "Remember to go get bread in one hour" ("Nezabudnite ísť po chlieb za hodinu")
- "Show me the reminders" ("Zobrazíť upomienky")

Syntax hlasových príkazov Google je bezplatná. **Neváhajte skúsiť niekoľko variantov.**

**Po odoslaní a identifikácii hlasového príkazu spolu s Ok Google môžete pomocou naviga ných šípok vokalizovať, skontrolovať alebo upraviť rôzne rozpoznané informácie.**

### Ako upravi udalos ?

Na hlavnej obrazovke aplikácie Kalendár použijete naviga né šípky na výber udalosti, ktorú chcete upraviť, a stla te tlačidlo OK.

Na súhrnnom hárku udalosti použijete naviga né šípky na výber tlačidla "Upraviť " a potvr te tlačidlom OK.

Pomocou naviga ných šípok môžete navigovať a upravovať požadované polia. Po zmene udalosti opäť použijete naviga né šípky, aby ste dosiahli tlačidlo "Ulož " v hornej asti zoznamu a potvr te tlačidlom OK.

### Ako odstráni udalos ?

Na hlavnej obrazovke aplikácie Kalendár použijete naviga né šípky na výber udalosti, ktorú chcete odstrániť, a stla te tlačidlo OK.

Na súhrnnom hárku udalosti použijete naviga né šípky na výber tlačidla "viac možností" a potvr te tlačidlom OK.

Pomocou naviga ných šípok vyberte možnosť Odstrániť a pomocou klávesu OK odstráňte udalos z kalendára.

## E-mail

### Môžem skontrolovať svoje e-maily na SmartVision2?

Áno, e-mailová aplikácia je kompatibilná so všetkými e-mailovými adresami. Jednoducho vyplíte svoju e-mailovú adresu a heslo a skontrolujete svoje e-maily.

## Je potrebné pripojenie k internetu (Wi-Fi, 3G alebo 4G)

### Ako číta e-mail?

Po pripojení vášho e-mailového účtu použijete navigačné šípky na prehliadanie rôznych e-mailov. SmartVision2 oznamuje názov e-mailu a upozorní vás, ak e-mail obsahuje prílohu.

**Stlačením tlačidla OK otvoríte svoj e-mail a zobrazíte jeho obsah. Pomocou navigačných šípok si prečítajte rôzne prvky e-mailu.**

**V "režime čítania e-mailu" sú k dispozícii dve klávesové skratky:**

- Tlačidlo "#": otvorí sa e-mail v aplikácii "Poznámky". Je otvorený bez obrázkov a odkazov. Zachová sa iba text. Klávesové skratky aplikácie "Poznámky" sú stále k dispozícii.
- Tlačidlo "\*": umožní priamo prejsť na prílohy alebo koniec e-mailu.

### Ako otvorí prílohu?

Z priehľadára doručenej pošty vyberte svoj e-mail a potvrdte tlačidlom OK. Stlačením tlačidla "\*" dosiahnete prílohu.

**Stlačením tlačidla OK otvorte prílohu.**

**Pozor, niektoré prílohy vyžadujú inštaláciu aplikácie od tretej strany. Tu je výberpávajúcizoznam rôznych typov príloh, ktoré môžete prijať, a aplikácie umožňujúce ich otvoriť:**

- Dokument programu Word (doc, docx alebo txt): aplikácia SmartVision2 "Book Reader" alebo aplikácia "Microsoft Word" stiahnute ná z aplikácie Obchod Play.
- Dokument PDF (pdf): aplikácia "Book Reader" SmartVision2 alebo aplikácia "Adobe Acrobat Reader", ktorú je možné prevziať z aplikácie Obchod Play.
- Obrázky a fotografie (jpeg alebo png): aplikácia SmartVision2 Fotky Google
- Zvukový súbor (mp3, mp4 a wav): aplikácia Hudba Play od spoločnosti Google
- Daisy kniha (Daisy alebo Epub): aplikácia "Book Reader".

Ak formát prílohy nie je rozpoznaný systémom SmartVision2, vždy si môžete stiahnuť požadovanú aplikáciu z Obchodu Play.

### Ako odpovedať na e-mail?

Z priehľadára doručenej pošty vyberte svoj e-mail a potvrdte tlačidlom OK. **Pomocou navigačných šípok prejdite na tlačidlo "Viac" a potvrdte tlačidlom OK.**

**Vyberte možnosť Odpovedať alebo Odpovedať všetkým a znova potvrdte. Zobrazí sa okno na úpravu, ktoré vám umožní odpovedať na e-mail. Zadaťte text a potom pomocou navigačných tlačidiel vyberte tlačidlo "Poslať" v hornej časti zoznamu a potvrdte výberom položky "OK".**

### Ako odstrániť e-mail?

Zvoľte svoj e-mail z priehľadára Doručená pošta a stlačte kláves Delete.

### Ako odstrániť e-mailovú adresu?

Z priehľadára doručenej pošty stlačte tlačidlo Ponuka. **Pomocou navigačných šípok vyberte položku "Nastavenia" a potvrdte tlačidlom OK.**

**Pomocou navigačných šípok vyberte možnosť Spravovať úty a potvrdte**

tlačidlom OK.

V zozname útočtov vyberte e-mailovú adresu, ktorú chcete odstráni zo služby SmartVision2, a potvrdte tlačidlom OK.

Stlačením tlačidla Ponuka a pomocou navigačných šípok vyberte možnosť Odstráni útočtov. Otvorte pomocou tlačidla OK a potvrdte vymazanie výberom a potvrdením tlačidla "Vymaza útočtov".

## Hodiny

### Ako vytvoriť budík?

V aplikácii "Hodiny" vyberte možnosť "Budík" a potvrdte tlačidlom OK.

Stlačením šípky doprava vyberte možnosť "Pridať budík" a potvrdte tlačidlom OK.

Pomocou navigačných šípok vyberte čas.

Stlačením šípky doprava vyberte tlačidlo OK a potvrdte potvrdenie vytvorenia budíka.

Váš budík je potom vytvorený a dostupný v zozname budíkov.

Ak máte pripojenie k internetu, môžete použiť aj tlačidlo hlasového ovládania "Ok Google" na vytvorenie poplachu.

Ak to chcete urobiť, stlačením tlačidla hlasového príkazu na zariadení SmartVision2 a povedzte napríklad "Create an alarm at 9 o'clock" ("Vytvoriť budík na 9 hodinu"). Záznam budíka je potom potvrdený hlasovou správou.

### Čo robí, keď zazvoní budík?

Po zazvonení budíka sú k dispozícii dve možnosti:

- Opakovať : budík bude znova vyzváňať o 10 minút neskôr.
- Zrušiť : budík sa zastaví.

Pomocou navigačných šípok vyberte svoju voľbu a potvrdte tlačidlom OK.

### Ako zapnúť alebo vypnúť budík?

V aplikácii "Hodiny" vyberte možnosť "Budík" a potvrdte tlačidlom OK.

Pomocou navigačných šípok vyberte položku "Zapnuté" alebo "Deaktivované" a potvrdte tlačidlom OK.

### Ako odstrániť budík?

V aplikácii "Hodiny" vyberte možnosť "Budík" a potvrdte tlačidlom OK.

Pomocou navigačných šípok vyberte položku "Tlačidlo rozbaliť budík" a stlačením tlačidla OK.

Opätovným použitím navigačných šípok vyberte možnosť Odstrániť budík a potvrdte tlačidlom OK.

## Obchod Play

### Čo je to aplikácia Obchod Play?

Aplikácia Obchod Play je aplikácia Google, ktorá je predvolene nainštalovaná v zariadení SmartVision2, ktorá vám umožní prevziať nové aplikácie vo vašom produkte, ako sú Facebook, Twitter, WhatsApp atď.

### Musím platiť za nové aplikácie v Obchode Play?

Závisí to od aplikácie, ktorú chcete nainštalovať. Väčšina aplikácií je bezplatná, ale niektoré z nich vyžadujú zaplatenie ceny za inštaláciu a používanie. **Je mimo kontroly a zodpovednosti KAPSYS.**

### **Ako prevziať aplikácie v službe PlayStore?**

Najprv musíte mať pripojenie k internetu a účet Google s e-mailovou adresou koniacou na adrese @ gmail.com, aby ste mohli používať službu Obchod Play.

Ak nemáte účet služby Gmail, jednoducho ho vytvorte na internete prostredníctvom tohto odkazu: [Vytvorte si účet služby Gmail](#).

Po vytvorení účtu spustíte aplikáciu Obchod Play zo zoznamu aplikácií. Pri prvom spustení aplikácie sa objaví identifikačné okno s pozvaním na zadanie svojej e-mailovej adresy a hesla.

Postupujte podľa prihlasovacieho postupu a pripojte sa k službe Obchod Play. Po pripojení použite navigačné šípky na dosiahnutie tlačidla "Vyhadzovanie" a potvrdte tlačidlom OK. Zadajte názov aplikácie pomocou fyzickej klávesnice a stlačte tlačidlo OK na spustenie vyhadzovania. Pomocou navigačných šípok prejdite zoznamom nájdených aplikácií a stlačením tlačidla OK otvoríte vybranú aplikáciu. V súhrnnom prehľade aplikácií použite navigačné šípky, aby ste dosiahli tlačidlo "Inštalovať" a potvrdte tlačidlom OK. V závislosti od pripojenia k internetu a veľa pamäte aplikácie môže inštalácia trvať niekoľko minút. Po nainštalovaní bude aplikácia dostupná zo zoznamu aplikácií.

Koniec dokumentu

## Riešenie problémov

Predtým ako budete kontaktovať technickú podporu, prečítajte si tieto odporúčania:

- Pre optimálny výkon Vášho zariadenia, odporúčame ho občas vypnúť a zapnúť.
- Pre maximálny výkon sa odporúčajú nabíjať batériu na 100 percent.

Predtým než budete volať technickú podporu, preštudujte si nasledovné riešenia problémov:

### Môj mobilný telefón sa nezapne/ Zobrazená je len čierna obrazovka

- Stlaďte tlačidlo zapnutia /vypnutia "On Off" pokiaľ sa nezapne obrazovka.
- Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
- Skontrolujte kontakty batérie, vyberte a znova založte batériu, potom opätovne zapnite telefón.

### Moja obrazovka sa ťa veľa mi ťažko:

- Vyistite obrazovku.
- Nastavte jas vzhľadom na podmienky prostredia (rýchle nastavenia z notifikácie alebo panelu).

### Môj telefón sa sám vypína:

- Stlaďte kláves zap/vyp "On Off" a zapnite ho.
- Skontrolujte stav batérie.

### Môj mobilný telefón sa rýchlo vybíja:

- Uistite sa, že nabíjate batériu do maximálnej kapacity (minimálne 4 hodiny).
- Na zvýšenie životnosti batérie vypnite Wi-Fi, Bluetooth a GPS funkcie ak ich nepotrebuje (rýchle nastavenia z panelu oznámení).

### Môj telefón sa správne nenabíja:

- Skontrolujte, či nie je vaša batéria úplne vybitá.
- Uistite sa, že nabíjanie prebieha v normálnych podmienkach (0°C +40°C)
- Skontrolujte, či je batéria vložená. Pred nabíjaním musí byť vložená.
- Uistite sa, že používate batériu a nabíjačku od KAPSYS.
- Keď ste v zahraničí, či je kompatibilná ich elektrická sieť s našou.

### Môj mobilný telefón sa nedokáže pripojiť k sieti:

- Skúste sa pripojiť z iného miesta.
- Overte si pokrytie oblasti operátorom.
- Uistite sa, že režim v lietadle je vypnutý.
- Skontrolujte u operátora, či je vaša SIM karta funkčná.
- Skúste sa pripojiť neskôr ak je sieť preťažená.
- Odstráňte a znova nainštalujte SIM kartu.



### **Hlasové rozhranie nie je funkčné:**

- Ak ste v režime režim -na-text, skontrolujte dátové pripojenie.
- Nesprávne použitie kľúčových slov alebo hlasových príkazov.

### **Chyba SIM karty / Nie je možné pristupovať k žiadnym funkciám telefónu:**

- Skontrolujte, či bola SIM karta správne vložená.
- Skontrolujte, či nie je poškodený chip na SIM karte.

### **Nemožno realizovať volanie/odchádzajúce hovory:**

- Overte, či vytáčať správne číslo
- Pre medzinárodné volania, skontrolujte krajinu a kód krajiny.
- Uistite sa, že je váš telefón pripojený do siete a že táto sieť nie je preťažená alebo nedostupná.
- Ak ste v zahraničí, uistite sa, že máte povolené služby medzinárodných hovorov
- Uistite sa, že režim v lietadle je vypnutý.

### **Nedajú sa prijímať prichádzajúce hovory:**

- Uistite sa, že je váš telefón zapnutý a pripojený do siete.
- Uistite sa, že režim v lietadle je vypnutý.

### **Kvalita hovoru je nízka:**

- Skúste nastaviť hlasitosť počas hovoru stlačením kláves pre zvýšenie/zníženie hlasitosti na ľavej strane telefónu.
- Skontrolujte silu signálu pomocou indikátora v stavovej lište.

### **Keď vyberiem číslo z môjho zoznamu, nie je vytožené:**

- Skontrolujte, či bolo číslo správne uložené.
- Skontrolujte, či ste použili správny prefix krajiny, ak voláte zo zahraničia.

### **Volajúci nemôžu zanechať odkazy v schránke hlasovej pošty**

- Informujte sa u svojho operátora, či je táto služba prístupná

### **Nemôžem pristupovať k hlasovej pošte:**

- Skontrolujte, či máte správne zadané číslo hlasovej schránky. Ak je sieť zaneprázdnená, skúste to neskôr.

### **SIM karta je zablokovaná**

- Vložili ste 3 krát nesprávny PIN kód, kontaktujte vášho operátora pre získanie PUK kódu.

Koniec dokumentu

## Technické špecifikácie

### OPERAČNÝ SYSTÉM

- Android 6.0

### ROZMERY A HMOTNOSŤ

- Rozmery: 152 x 66 x 10mm
- Hmotnosť : 150g
- Dotyková obrazovka: 4" LCD IPS

### HARDWARE

- Procesor: Quad Core 64-Bit @ 1.3 GHz
- Interná pamäť : RAM 2GB, Flash 16GB
- Externá pamäť : do 64GB uSD
- Sieťová konektivita:  
4G LTE/3G+/ 3G/2G
- Bezdrôtová konektivita:  
Bluetooth 4.0 BLE  
WLAN 802.11 a/b/g/n 5GHz
- Určovanie polohy: GPS, Glonass a podpora A-GPS
- Iné senzory: akcelerometer, proximity a svetelný senzor, digitálny kompas
- Formát SIM karty: 4FF
- Konektory: Audio jack 3.5 mm, USB typ C
- Napájanie, batéria a výdrž:  
Batéria : 2700mAh Li-ion  
Pohotovostný režim : 350h  
Doba hovoru: 12h
- DAS : 0.178 W/Kg

### KAMERA

- Rozlíšenie: 2 Mpixel predná/ 8 Mpixel zadná
- Video: HD 720p @ 30 fps
- Zaostrovanie: manuálne a automatické
- Digitálny Zoom: 4x
- Blesk: 2 LED

Koniec dokumentu

## Právne upozornenia a záruka

### Opatrenia na používanie a záruka

- Zaobchádzajte s KAPSYS zariadením a príslušenstvom opatrne, nehádzte a nekopte do zariadenia
- Nerozoberajte výrobok, pretože to bude mať za následok zrušenie
- Čistite zariadenie iba pomocou mäkkej navlhenej handričky. Nepoužívajte chemikálie, čistiace prostriedky alebo abrazívne prostriedky, ktoré by mohli poškodiť zariadenie
- Tento výrobok nie je vodotesný. Chráňte ho pred vlhkosťou a postriekaním tekutinou.
- Nikdy nepoužívajte prístroj v blízkosti zdroja tepla a vyhnite sa ukladaniu zariadenia v horúcom, vlhkom alebo korozívnom mieste
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti magnetických polí
- Nepoužívajte zariadenie, ak je obrazovka poškodená alebo prasknutá, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu
- Nepoužívajte výrobok v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
- Produkt nenabíjajte pri teplotách pod 0°C (32°F) alebo pri viac ako 45°C (113°F)
- Nepoužívajte výrobok v zdravotníckych zariadeniach a požiadajte o povolenie pred použitím telefónu v blízkosti zdravotníckych prístrojov
- Nevystavujte výrobok extrémnym teplotám. (1) Rozsah prevádzkových teplôt: -10 °C (14 °F), až +55 °C (131 °F). (2) Krátkodobá skladovacia teplota: -20°C (-4°F) až +60 °C (140 °F). (3) Dlhodobá skladovacia teplota: -10 °C (-4 °F) až +25 °C (77 °F)
- Výrobok obsahuje vstavaný lítium-polymérový akumulátor. Pre zvýšenie životnosti batérie ju vždy plne nabíjajte
- Dlhodobé užívanie telefónu môže spôsobiť zvýšenú teplotu telefónu
- Pre optimálny výkon vášho zariadenia, odporúčame, aby ste ho občas vypli a zapli a občas vybrali a založili batériu.

### Bezpečnosť a zdravie

- Tento výrobok držte ďalej od malých detí
- Počas šoférovania majte voľné ruky: šoférujte Vaše auto bezpečne a zodpovedne podľa pravidiel cestnej premávky
- Chráňte Váš sluch: vyhnite sa dlhodobému pôsobeniu vysokej úrovne hlasitosti počas používania slúchadiel, reproduktorov alebo prijímača.
- Ak máte kardiostimulátor alebo žijete pri niekom, kto má, môžete sa poradiť s lekárom alebo výrobcou kardiostimulátora ohľadne otázok súvisiacich s používaním vášho bezdrôtového zariadenia.
- Zariadenia vysielajúce rádiové vlny môžu rušiť bezpečné a účinné použitie
- niektorých lekárskeho zariadení, ktoré nemusia byť dostatočne chránené

### Obmedzená záruka a zodpovednosť

#### OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Kapsys, výrobca zariadenia, so sídlom 694, avenue du Docteur Maurice Donat, Mougins Sophia Antipolis (06250), Francúzsko, zaručuje, že výrobok je v súlade s popisom (je k

dispozícii na webových stránkach [www.kapsys.com](http://www.kapsys.com)) a v súlade s ustanoveniami článkov L.211-1 a nasl. francúzskeho obchodného zákonníka.

Kapsys zaručuje prvému kupujúcemu, že produkt od dátumu kúpy je bez chýb spracovania a materiálu, ak je používaný za optimálnych podmienok podľa jeho účelu. Záručná doba pre SmartVision2 je garantovaná po dobu dva (2) roky a jeho príslušenstvo vrátane batérie má garantovanú záruku po dobu šesť (6) mesiacov od dátumu kúpy.

Počas tejto doby komerčnej záruky, môže byť výrobok buď opravený alebo vymenený bezplatne spoločnosťou Kapsys alebo jeho schválenými poskytovateľmi služieb (s výnimkou nákladov na dopravu).

V prípade, že výrobok nie je k dispozícii na použitie alebo ho nemožno použiť po dobu viac ako sedem (7) dní, je záručná doba výrobku opraveného v rámci záruky predĺžená o dobu trvania opravy.

Kapsys záruka nezahŕňa:

- Bežné opotrebenie výrobku, zníženie kapacity a výdrže batérie
- Poškodenia vyplývajúce z nesprávneho používania, poliatia kvapalinou, vznik vlhkosti, alebo tesnej blízkosti zdroja tepla
- Prasknuté alebo poškodené zariadenie alebo zariadenie s viditeľným mechanickým poškodením
- Nedodržanie opatrení pre používanie, nehody, nedbalosti, nesprávne použitie, alebo použitie v rozpore s pokynmi dodávanými spoločnosťou Kapsys alebo výrobkom, alebo obchodné použitie výrobku
- Skratovanie batérie alebo použitie batérie v inom zariadení ako v SmartVision2
- Použitie príslušenstva alebo konektorov neschválených spoločnosťou KAPSYS
- Poškodenie v dôsledku neodbornej opravy servisom, ktorý nie je partnerom spoločnosti KAPSYS.

Obmedzená záruka zahrnutá v bodoch uvedených vyššie a platných právnych predpisoch a vylučuje akékoľvek iné predpokladané záruky a/alebo povinnosti prislúchajúce predávajúcemu najmä ale nie obmedzenie povinnosti pokiaľ ide o uspokojivú kvalitu, spoľahlivosť alebo dostupnosť presnosti a úplnosti odpovedí výsledkov a informácií poskytnutého produktu alebo dostupnosti dát.

Odporúčame vám zálohovať si údaje uložené vo Vašom výrobku. KAPSYS nezodpovedá za stratu údajov vyplývajúcu z nesprávneho používania výrobku, opravy alebo výmeny.

## Záruka

V prípade poruchy kontaktujte svojho predajcu.

Záruka na výrobok nie je poskytnutá bez ohľadu na zistenú poruchu v nasledujúcich prípadoch:

- Bežné opotrebenie produktu a znížená funkcia nabíjania a kapacita batérie
- Poškodenie spôsobené nevhodným používaním, vystavením nadmernej vlhkosti, obľiatím kvapalinami, blízkosťou alebo priamemu vystaveniu zdrojov tepla (vykurovacie telesá...)
- Ak je zariadenie popraskané, zlomené alebo vykazuje viditeľné známky nárazu
- Nedodržanie bezpečnostných pokynov na použitie, nehody, nedbanlivosti, nesprávneho použitia alebo používania, ktoré nie sú v súlade s pokynmi dodanými s produktom alebo s komerčným použitím výrobku
- Skratovanie batérie alebo použitie batérie v inom zariadení ako vaše zariadenie
- Používanie príslušenstva alebo konektorov, ktoré nie sú odporúčané výrobcom
- Poškodenie spôsobené opravami alebo pokusmi o opravu osobami, ktoré nie sú autorizované výrobcom

Odporú a sa, aby ste vykonali jednu alebo viac záloh údajov uložených vo vašom zariadení. Predajca nenesie zodpovednosť za stratu týchto údajov z dôvodu poruchy, opravy alebo výmeny výrobku.

Akékoľvek poruchy týkajúce sa služieb alebo bunkového systému nie je možné zaručiť. Musíte kontaktovať poskytovateľa a pripojenia do siete a poskytovateľa a dátových služieb priamo pre poskytnutie pomoci.

## Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom príslušným právom, ale za žiadnych okolností nemôže Kapsys niesť zodpovednosť voči vám, nejakému užívateľovi alebo tretej osobe za nepriame, zvláštne, následné, náhodné alebo represívne škody akéhokoľvek druhu, vyplývajúce zo zmluvy, prečinu, alebo inak, vrátane, ale nie výhradne k, zraneniu, strate príjmov, strate dobrej povesti, strate obchodných príležitostí, strate dát a / alebo ušlému zisku, bez ohľadu na ich predvídateľnosť alebo či KAPSYS bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd.

A v žiadnom prípade celková zodpovednosť KAPSYS nemôže prekročiť sumu prijatú od Vás. Vyššie uvedené nemá vplyv na zákonné práva, ktoré nie je možné odvolať.

Sieťové servery alebo služby mobilnej siete sú poskytované tretími stranami prostredníctvom komunikačných systémov, sietí a médií, na ktoré KAPSYS nemá žiaden dosah a preto nemôže zabezpečiť dostupnosť a efektívnu prevádzku. Odporujeme priamo kontaktovať príslušného poskytovateľa a za účelom získania akejkoľvek podpory v súvislosti s ich službami.

## O SAR ( Specific Energy Absorption Rate)

Váš SmartVision2 od KAPSYS je rádiový vysielač / prijímač. Bol navrhnutý a vyrobený v súlade s limitnými hodnotami rádiových frekvencií (RF) odporúčanými európskou úniou.

Toto zariadenie spĺňa požiadavky EÚ (1999/519 / ES) o obmedzení vystavenia verejnosti elektromagnetickým poliám formou ochrany zdravia. Jednotka merania pre limit stanovený zasadnutím Európskej rady je odporúčaný pre mobilné telefóny "Specific Absorption Rate" (SAR). Tento limit je SAR 2,0 W / kg v priemere na 10 g telesného tkaniva. Toto zariadenie spĺňa požiadavky ICNIRP a európskej normy EN 62209-1 / EN 62209-2 pre mobilné rádiové zariadenia.

Testy vykonávané za účelom stanovenia hodnoty SAR boli vykonávané na základe štandardných režimov používania prenosov na ich maximálnej výkonovej úrovni v celom rozsahu frekvencií

pásiem. Skutočná úroveň SAR v normálnej prevádzke môže byť nižšia ako je maximálna hodnota, pretože prístroj je vyrobený tak, aby využíval úroveň výkonu potrebnú pre prístup do siete. Táto hodnota sa mení v závislosti na rôznych faktoroch, ako napríklad blízkosť telefónu k základnej stanici.

Pri použití bude skutočná hodnota SAR zvyčajne oveľa nižšia, než je maximálna hodnota. Všeobecne platí, že čím bližšie ste k základnej stanici, tým nižší je vysielačový výkon vášho mobilného telefónu. K zníženiu expozície vysokofrekvennej energie môžete použiť hands-free príslušenstvo alebo inú podobnú možnosť na udržanie zariadenia v bezpečnej vzdialenosti od hlavy a tela.

Najvyššia povolená hodnota SAR tohto zariadenia je:

- Hlava: 0.178 W/Kg (spriemerované na 10g telesného tkaniva)
- Telo: 1.148 W/Kg (spriemerované na 10g telesného tkaniva)

## Zákaznícky servis

Pre viac informácií kontaktujte vášho predajcu a jeho technickú podporu alebo nám pošlite správu na: Service Clients

KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 MOUGINS SOPHIA ANTIPOLIS, France.

Taktiež môžete navštívi našu web stránku: [www.kapsys.com](http://www.kapsys.com).

## Ochranné známky

Firemné a produktové značky uvedené v tomto dokumente a v príručkách sú ochranné známky, registrované alebo neregistrované, vo vlastníctve príslušných vlastníkov. Slová Kapsys, značky a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Kapsys SAS.

Slová, značky a logá ako Android, Clavier Google, Google Reader, Play Store, Google Play Music, Google Parameters sú registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc. v USA a/alebo iných krajinách.

Názvy ABBYY, značky a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti ABBYY Software Ltd.

Názvy Bluetooth, značky a logá sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG Inc.

Nuance je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nuance Corporation Inc.

Všetky značky a názvy produktov sú obchodné názvy alebo registrované obchodné značky príslušných spoločností.

## O tomto dokumente

Informácie zverejnené v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. KAPSYS si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tohto dokumentu bez povinnosti informovať akúkoľvek osobu alebo organizačnú jednotku. Kapsys nemôže niesť zodpovednosť v prípade akýchkoľvek technických alebo publikačných chýb alebo opomenutí obsiahnutých v tomto dokumente, alebo v prípade náhodnej alebo nepriamej straty alebo škody vyplývajúcej z prevádzky produktov, alebo z použitia tohto dokumentu. KAPSYS sa snaží neustále zlepšovať váš produkt a jeho funkcie kvality a výkonu. Kapsys vám preto umožňuje navštíviť svoje webové stránky ([www.kapsys.com](http://www.kapsys.com)) pre najnovšie aktualizácie o používaní a prevádzke tohto výrobku.

Koniec dokumentu

## O tomto dokumente

Informácie zverejnené v tejto príručke môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. KAPSYS si vyhradzuje všetky práva na zmenu obsahu tohto dokumentu bez povinnosti informovať akúkoľvek osobu alebo organizačnú jednotku. KAPSYS odmieta akúkoľvek zodpovednosť za technické alebo textové chyby alebo opomenutia v tomto dokumente; ani za náhodné alebo následné škody vyplývajúce z výkonu alebo použitia tohto dokumentu. KAPSYS sa snaží neustále zlepšovať kvalitu a funkcie tohto výrobku, a preto vás KAPSYS pozýva k návšteve svojej webovej stránky ([www.kapsys.com](http://www.kapsys.com)) pre získanie najnovších aktualizácií týkajúcich sa používania výrobku.

Výrobok spĺňa požiadavky CE. Pri plnom výkone, dlhšom používaní cez slúchadlá môže dôjsť k poškodeniu používateľových uší.

Koniec dokumentu