

•MiniVision




Stručná příručka
www.kapsys.com

Poznámka

Před použitím telefonu MiniVision si přečtěte podrobnou uživatelskou příručku. Elektronická verze tohoto dokumentu je k dispozici na našich webových stránkách www.kapsys.com na kartě Podpora (Support).

Popis telefonu



1. otvory pro šňůrku na krk
2. přijímač pro telefonní hovory
3. obrazovka telefonu

4. ovládací tlačítka a středové navigační tlačítka

| | |
|--|--|
| | nahoru: výběr předchozí položky dolů: výběr následující položky vlevo: snížení hlasitosti vpravo: zvýšení hlasitosti prostřední tlačítka « OK »: slouží pro potvrzení vybrané položky / dlouhé stisknutí tlačítka aktivuje režim rozpoznávání hlasu |
| | příjem hovoru / aktivace a klávesové zkratky pro přístup do aplikace « Telefon » |
| | ukončení hovoru/ aktivace klávesové zkratky pro přechod na domovskou obrazovku / dlouhé stisknutí tlačítka slouží pro zapnutí nebo vypnutí telefonu MiniVision |
| | otevření nabídky pro aktuální obrazovku |
| | návrat na předchozí obrazovku / smazání znaků v textovém poli |

5. alfanumerická klávesnice pro zadávání znaků
6. konektor Micro USB pro nabíjení telefonu MiniVision
7. mikrofon pro telefonní hovory a rozpoznávání řeči
8. 3,5mm jack pro připojení sluchátek
9. fotoaparát
10. reproduktor

Obsah balení


Součástí balení telefonu MiniVision je:

- baterie,
- síťová nabíječka 220/110 V USB nabíječka 5 V,
- kabel Micro USB,
- dvě stereofonní sluchátka s mikrofonem,
- závěsná šňůrka na krk,
- stručná příručka.


Začínáme

Vložení karty SIM a dodané baterie

1. Obráťte telefon zadní stranou k sobě, nehtem zajeďte do zářezy v levém dolním rohu telefonu a zvedněte zadní kryt.




2. Zatláče na držák karty SIM a zvedněte ho, tím odkryjete konektor karty SIM. Vložte kartu nanoSIM do slotu tak, aby zkosený roh směřoval vpravo dolů. Zamáčkněte držák karty SIM dolů, aby zapadl na své místo.



Poznámka: Stejný postup použijte i pro vložení externí karty SD do slotu umístěného napravo od slotu na kartu SIM.

3. Při vkládání baterie vložte do telefonu nejprve její spodní část. Kontaktní plošky na baterii se musí nacházet vpravo dole. Potom položte i horní část a zacvakněte baterii na místo.



4. Nasadte zadní kryt telefonu a dbejte na to, aby výstupky na krytu byly zarovnané s otvory na telefonu. Jemným zatlačením zacvakněte kryt na místo.

Nabíjení baterie

Při prvním použití doporučujeme nabíjet baterii nejméně čtyři hodiny. Poté již můžete nabíjet baterii dle potřeby. Připojte telefon MiniVision prostřednictvím kabelu USB k

síťové nabíječce. Zapojte síťovou nabíječku do elektrické zásuvky a nabíjete zařízení. Telefon se při nabíjení nebo při delším používání zahřívá. Jedná se o normální stav.

Zapnutí/vypnutí telefonu

Telefon MiniVision zapnete dlouhým stisknutím tlačítka pro ukončení hovoru (●●●), které se nachází v dolní části pravého ovládacího tlačítka. Po úspěšném zapnutí telefon zavibruje.

Při prvním zapnutí nastavte telefon podle pokynů (vyberte jazyk, profil atd.).

Jakmile se zobrazí domovská obrazovka, telefon MiniVision je připraven k použití.

Jestliže krátce stisknete tlačítka pro ukončení hovoru (●●●), když je telefon MiniVision zapnutý, přepnete ho do pohotovostního režimu (obrazovka je vypnutá) nebo ho naopak přepnete z pohotovostního režimu zpět do aktivního režimu (obrazovka je zapnutá).

Pohotovostní režim se aktivuje také po určité době nečinnosti z důvodu úspory energie baterie.

Obrazovka telefonu MiniVision je sice v pohotovostním režimu vypnutá, nicméně funkce telefonu zůstávají zapnuté. Stále můžete přijímat příchozí hovory a textové zprávy.

Chcete-li telefon MiniVision vypnout, dlouze stiskněte tlačítka pro ukončení hovoru (●●●) a následně výběrem možnosti „OK“ vypnutí potvrďte. Po úspěšném vypnutí telefon zavibruje.

Pokud obrazovka zůstává černá nebo pokud telefon nereaguje, můžete ho restartovat jednoduchým vyjmutím a opětovným vložení baterie.

Právní upozornění a záruka

1. Opatření pro použití a doporučení

- S telefonem MiniVision a příslušenstvím zacházejte opatrně. Dbejte na to, abyste je neupustili nebo s nimi nebouchli.

- Zařízení nerozebírejte. Každý takový pokus bude mít za následek zneplatnění záruky.

- Zařízení čistěte pouze měkkým a lehce navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie, čisticí nebo abrazivní prostředky.

- Toto zařízení není vodotěsné. Chraňte ho před vlhkostí a postříkáním kapalinou.

- Nikdy nepoužívejte zařízení v blízkosti zdroje tepla a neskladujte ho v horkém, vlhkém nebo korozivním prostředí.

- Nepoužívejte zařízení v blízkosti zařízení vytvářejících magnetické pole.

- Zařízení nepoužívejte, pokud je obrazovka rozbitá nebo prasklá, mohli byste si způsobit zranění.

- Nepoužívejte zařízení ve výbušném prostředí.

- Nenabíjejte zařízení při teplotách nižších než 0 °C nebo vyšších než 45 °C.

- Nepoužívejte zařízení ve zdravotnických zařízeních a před použitím telefonu v blízkosti zdravotnických

přístrojů požádejte nejprve o svolení.

- Nevystavujte zařízení extrémním teplotám.

(1) Provozní rozsah teplot: -10 °C až +55 °C; (2) teplota pro krátkodobé skladování: -20 °C až +60 °C; (3)

teplota pro dlouhodobé skladování: -10 °C až +25 °C.

- Uvnitř zařízení se nachází lithium-iontová baterie. Chcete-li zvýšit životnost baterie, vždy ji nabíjejte do plné kapacity.

- Pokud používáte zařízení po dlouhou dobu bez přestávky, může se zahřívat.

- Chcete-li výkon zařízení optimalizovat, doporučujeme ho čas od času vypnout a vyjmout baterii.

2. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Uchovávejte zařízení mimo dosah malých dětí.

Chraňte svůj sluch: Při použití sluchátek, reproduktorů nebo přijímače nezvyšujte hlasitost na nejvyšší úroveň na příliš dlouhou dobu.

Pokud máte implantovaný kardiostimulátor nebo žijete v blízkosti osoby s kardiostimulátorem, obraťte se s dotazy týkajícími se bezpečnosti současného použití s bezdrátovými zařízeními na ošetřujícího lékaře nebo výrobce kardiostimulátoru.

Přístroje vysílající rádiové záření mohou rušit činnost některých nedostatečně chráněných lékařských přístrojů, jejichž použití pak nemusí být bezpečné a účinné.

3. ZÁRUKA

V případě poruchy zařízení se obraťte na svého prodejce.

Záruka se nevztahuje na nefunkčnost zařízení v následujících případech:

- běžné opotřebení zařízení a snížení kapacity baterie,

- škody vyplývající z nesprávného použití, vystavení vlhkosti nebo kapalině nebo použití v těsné blízkosti zdroje tepla,

- popraskané nebo poškozené zařízení s viditelnými známkami po nárazu,

- poškození vzniklé v důsledku nedodržení opatření pro použití, nehody, nedbalosti, nesprávného použití nebo nedodržení pokynů dodaných se zařízením nebo v důsledku komerčního využití produktu,

- zkratování baterie nebo poškození vzniklé v důsledku použití baterie v jiném než původním telefonu

MiniVision,

- použití příslušenství nebo konektorů, které nejsou schváleny výrobcem,

- poškození vzniklé v důsledku pokusu o opravu osobou nebo servisem, které nejsou autorizovány výrobcem.

Doporučujeme, abyste si data uložená v zařízení zálohovali do jednoho nebo několika jiných úložišť. Prodejce nenese odpovědnost za ztrátu dat vzniklou v důsledku poruchy, opravy nebo výměny zařízení.

Záruka se nevztahuje na poruchy související se síťovými službami nebo mobilní sítí. V případě těchto potíží se o pomoc obraťte přímo na poskytovatele telefonních nebo internetových služeb.

4. POŽADAVKY TÝKAJÍCÍ SE POHLCOVÁNÍ ENERGIE

Telefon MiniVision funguje jako rádiový vysílač/ přijímač. Byl navržen a vyroben tak, aby splňoval prahové hodnoty pro expozici radiofrekvenčnímu záření, jak je doporučuje Evropská unie.

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/ES) o omezení expozice osob elektromagnetickým polím v zájmu ochrany veřejného zdraví. Množství

vyzařovaného radiofrekvenčního záření u mobilních telefonů se dle doporučení Rady udává v jednotkách

„SAR“ (měrný absorbovaný výkon). Povolný limit SAR je 2 W/kg jako průměr na 10 gramů tělesné tkáně.

Toto zařízení splňuje požadavky ICNIRP (Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícími zářeními) a limity stanovené evropskou normou EN 62209-1 / EN 62209-2 / NF EN 50566 pro mobilní rádiová zařízení.

Dle provedených testů hodnotících bezpečnost nošení zařízení na těle může být telefon s příslušenstvím neobsahujícím kovy a při dodržení vzdálenosti minimálně 1,5 cm od těla bezpečně používán.

Použijete-li jiné příslušenství, nemusí být limity na expozici RF záření dodrženy. Nepoužívejte-li zařízení pro nošení telefonu na těle, ani telefon právě nedržíte u ucha, udržujte minimálně 1,5cm vzdálenost mezi zapnutým telefonem a svým tělem.

Skutečné hodnoty SAR jsou obvykle při používání telefonu mnohem nižší než maximální hodnota. Obecně platí, že čím blíže se nacházíte k základnové stanici pro mobilní komunikaci, tím nižší je vysílací výkon vašeho mobilního telefonu. Chcete-li snížit expozici vysokofrekvenční energii, používejte „hands-free“ příslušenství nebo jinou podobnou možnost, abyste udrželi zařízení v bezpečné vzdálenosti od hlavy a těla. Nejvyšší hodnoty SAR pro toto zařízení:

- Hlava: 0,65 W/kg (jako průměr na 10 gramů tělesné tkáně)

- Tělo: 1,30 W/kg (jako průměr na 10 gramů tělesné tkáně)

5. ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Podrobné informace získáte u služby zákaznické podpory svého dodavatele. Můžete nás také kontaktovat písemně na adrese: Klientské služby společnosti KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 Mougins Sophia Antipolis, Francie. Další informace naleznete na našich webových stránkách: www.kapsys.com.

6. OCHRANNÉ ZNÁMKY

Značky společností a produktů uvedené v tomto dokumentu a v jiných uživatelských příručkách

společnosti KAPSYS jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky a jsou majetkem příslušných vlastníků:

Názvy, značky a loga KAPSYS jsou registrované ochranné známky společnosti KAPSYS SAS.

Slova, značky a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG Inc.

Nuance je registrovaná ochranná známka společnosti Nuance Corporation Inc.

Všechny názvy značek nebo produktů jsou obchodní názvy nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

7. INFORMACE O DOKUMENTU

Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Společnost KAPSYS si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo upravit obsah tohoto dokumentu bez povinnosti informovat jakékoli osoby nebo subjekty, že tak učinila. Společnost KAPSYS nenese odpovědnost za jakékoliv technické nebo textové chyby nebo opomenutí v tomto dokumentu ani za náhodné nebo nepřímé ztráty nebo škody vzniklé v důsledku provozu zařízení nebo používání tohoto dokumentu. Společnost KAPSYS se snaží o neustálé zlepšování svých produktů a o zvyšování kvality a výkonu jejich funkcí. Doporučuje proto uživatelům, aby navštívili webové stránky společnosti (www.kapsys.com) a vyhledali si nejnovější informace týkající se použití a provozu příslušného zařízení.

SOULAD SE SMĚRNICÍ RoHS:

Tento produkt splňuje požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o

omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních ve znění pozdějších předpisů.

OZNAČENÍ CE

Toto zařízení splňuje požadavky označení CE týkající se použití v obytném a komerčním prostředí a v prostředí lehkého průmyslu a splňuje požadavky směrnice R & TTE (1999/5/EC). Další informace o označení CE naleznete na webu www.kapsys.com.

SMĚRNICE OEEZ

Pokud je na výrobku nebo jeho balení uveden tento symbol, znamená to, že výrobek nesmí být likvidován spolu s ostatním komunálním odpadem. V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) nesmí být elektronické zařízení telefonu za žádných okolností zlikvidováno jako netříděný komunální odpad. Prosíme, abyste tento výrobek zlikvidovali způsobem, že jej vrátíte na místo jeho prodeje nebo uložíte na sběrné místo určené místními úřady pro recyklaci.



VAROVÁNÍ: Dlouhodobé používání sluchátek při nastavení nejvyšší hlasitosti může způsobit trvalé poškození sluchu.

