

•MiniVision




Pikaopas

www.kapsys.com

Huomaa

Suosittelaa tämän käyttöoppaan lukemista kokonaan ennen MiniVisionin käyttöä.

Présentation



1. Kantohihnan rei'ät
2. Puhelimen luuri
3. Puhelimen näyttö

4. Ohjausnäppäimet ja nuolinäppäimet

| | |
|--|---|
| | Ylös: valitsee edellisen kohteen Alas: valitsee seuraavan kohteen Vasen: vähentää äänenvoimakkuutta Oikea: lisää äänenvoimakkuutta Keskellä oleva OK-näppäin: vahvistaa valitun kohteen / Pitkä painallus aktivoi puheentunnistuksen |
| | Vastaa puheluun / Avaa Puhelin-sovelluksen |
| | Lopettaa puhelun / Siirtää aloitusnäyttöön / Pitkä painallus käynnistää tai sammuttaa MiniVisionin |
| | Avaa nykyiseen näyttöön liittyvän valikon |
| | Palaa edelliseen näyttöön / Poistaa merkin tekstikentässä oltaessa |

5. Numeronäppäimistö merkkien syöttämistä varten
6. Micro USB -portti laitteen lataamiseen
7. Mikrofoni puheluita ja äänentunnistusta varten
8. 3,5 mm:n liitäntä kuulokkeiden kytkemistä varten
9. Kamera
10. Kaiutin

Laatikon sisältö


MiniVisionin lisäksi laatikosta löytyy:

- Akku
- 220/110 voltin laturi – 5 Voltin USB
- Micro USB -kaapeli
- Kuulokemikrofoni
- Kantohihna
- Käyttöopas


Aloitus

SIM-kortin ja akun asettaminen

1. Käännä puhelin ympäri, aseta kyntesi vasemmassa alakulmassa olevaan loveen ja nosta takakansi ylös.




2. Nosta SIM-korttipaikan yläpuolella oleva kansi. Aseta SIM-kortti niin, että lovettu kulma on oikealla alhaalla. Aseta kansi paikalleen.



Huomaa: Voit asettaa SD-kortin samalla tavalla. Korttipaikka sijaitsee SIM-korttipaikan oikealla puolella.

3. Aseta akku niin, että yhdistysrei'ät tulevat oikealle alas. Paina sitten akku paikalleen, kunnes se naksahtaa.



4. Lopuksi aseta takakansi paikoilleen, kunnes se naksahtaa.

Akun lataaminen

On suositeltavaa ladata akkua neljä tuntia ennen

ensimmäistä käyttökertaa. Sen jälkeen voit ladata sitä tarvittaessa.

Yhdistä USB-kaapeli laturin ja MiniVisionin välille. Aseta laturi seinäkoskettimeen. On normaalia, että puhelin lämpenee latauksen tai pitkällisen käytön aikana.

Laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistä MiniVision painamalla pitkään puhelun katkaisupainiketta(●●●), joka sijaitsee numeron kolme yläpuolella. MiniVision värähtää, kun käynnistys onnistuu.

Kun puhelin käynnistetään ensimmäisen kerran, noudata käyttönoton ohjeita.

Laitte on käyttövalmis, kun aloitusnäyttö on aktiivinen.

Kun MiniVision on päällä, lyhyt katkaisunäppäimen painallus siirtää sen valmiustilaan ja takaisin toimintaan. Valmiustila aktivoidaan pitkän käyttämättömyyden jälkeen akun säästämiseksi.

Valmiustilassa MiniVisionin näyttö on pois päältä, mutta sen toiminnot pysyvät käytössä. Voit siis yhä vastaanottaa saapuvia puheluita ja viestejä.

Voit sammuttaa laitteen painamalla katkaisunäppäintä pitkään ja valitsemalla OK. MiniVision värähtää, kun sammutus onnistuu. Jos näyttö on musta tai puhelin ei reagoi, voit pakottaa sammutuksen poistamalla akun ja asettamalla sen takaisin paikoilleen.

Takuutiedot

1. Käyttösuosituksia ja -varoituksia

- Käsittele puhelinta ja sen lisälaitteita varovasti, älä esimerkiksi pudottele niitä.
- Älä avaa laitetta, sillä tämä johtaa takuun häviämiseen.
- Puhdista laite käyttäen vain kosteahkoja liinoja. Älä käytä kemikaaleja tai pesuaineita.
- Tuote ei ole vedenkestävä. Suojaa sitä kosteudelta ja roiskeilta.
- Älä käytä laitetta lämmönlähteen lähellä. Vältä laitteen käyttöä kosteissa tai kuumissa tiloissa.
- Älä käytä laitetta magneettikenttien lähellä.
- Älä käytä laitetta, jos näyttö on hajonnut, sillä se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä käytä laitetta alueilla, joilla räjähdyksiä saattaa esiintyä.
- Älä lataa laitetta alle 0°C:n tai yli 45°C:n lämpötiloissa.
- Älä käytä laitetta sairaaloissa.
- Käyttölämpötila: -10°C - +55°C
- Lyhyen ajan säilytyslämpötila: -20°C - +60°C
- Pitkän ajan säilytyslämpötila: -10°C - +25°C
- Lataa akku aina täyteen.
- Pitkittynyt käyttö saattaa aiheuttaa lämpenemistä.
- Laitteen toimintakykyisyyden

varmistamiseksi suosittelemme, että poistat siitä akun hetkeksi aika-ajoin.

2. Turvallisuus

Pidä tuote pikkulasten ulottumattomissa. Kuuntele varoen. Jos käytät sydämentahdistinta, varmista, että se sopii yhteen langattomien laitteiden kanssa. Tuote saattaa aiheuttaa häiriöitä lääkinnällisille laitteille.

3. Takuu

Rikon sattuessa ota yhteyttä maahantuojaan. Takuuta ei sovelleta seuraavissa tilanteissa: Normaalista käytöstä johtuva akun kapasiteetin heikkeneminen Sopimaton käyttö Rikkoutunut laite Käyttöohjeiden noudattamatta jättäminen Akun purku tai oikosulku Sellaisten lisälaitteiden käyttö, jotka eivät tule puhelimen mukana Valtuuttamattomasta huollosta seurannut vahinko

Suosittellemme varmuuskopioiden ottamista säännöllisesti. Maahantuoja ei voida pitää vastuullisena tietojen katoamisesta.

Puhelinverkon toimivuutta kaikissa tilanteissa ei voida taata.

4. ABOUT SPECIFIC ENERGY ABSORPTION RATE

Your MiniVision is provided with a radio transmitter/receiver. It has been designed and manufactured to comply with the radiofrequency (RF) exposure thresholds recommended by the European Union.

This device meets the EU (1999/519/EC) requirements on the limitation of exposure of the General Public to electromagnetic fields by way of health protection. The unit of measurement for European council's recommended limit for mobile telephones is the "Specific Absorption Rate" (SAR). This SAR limit is 2.0 W/kg averaged over 10 g of body tissue. This device meets the requirements of the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) and EN 62209-1 / EN 62209-2 / NF EN 50566 European Standards for mobile radio devices. For body-worm operation, this phone has been tested with the use of accessories that contained no metal and that positioned the handset at a minimum of 1.5 cm from the body. Use of other accessories may not ensure compliance with RF exposure. If you do not use a body-worm accessory and are not holding the phone at the

ear, position the handset at a minimum of 1.5 cm from your body when phone is switched on. During use, the actual SAR level is usually much lower than the maximum value. In general, the closer you are to the base station, the lower the transmission output of your mobile telephone. To reduce exposure to RF energy, use a hands-free accessory or other similar option to keep the device away from your head and your body.

The highest SAR value of this device is listed below:

- Head: 0.65 W/kg (averaged over 10 g of body tissue)
- Body: 1,30 W/kg (averaged over 10 g of body tissue)

5. Asiakaspalvelu

Jos sinulla herää kysyttävää tuotteesta, ota yhteyttä maahantuojaan:

Näköpiste Polar Print Oy
Nuijamiestentie 5 A
00400 Helsinki
Sähköposti: info@polarprint.fi
puh.: 09 6150 0124
Internet: www.polarprint.fi

6. Tavaramerkit

Kaikki tässä ohjeessa ja muualla Kapsysin materiaaleissa mainitut tavaramerkit ovat rekisteröijensä omaisuutta.


7. Tästä ohjeesta

Ohjeen sisältö saattaa muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

RoHS COMPLIANCE:

This product is compliant with the 2011/65/EU Directive of European Parliament and of the Council of June 8, 2011, on the use restriction of certain hazardous substances (RoHS) in electrical and electronic equipment and its amendments.

CE MARKING

 This product complies with the CE marking requirements for use in residential, commercial or light industry installations, and satisfies with the provisions of the R&TTE (1999/5/EC) Directive. For more information about CE marking, you can also visit our website at www.kapsys.com.

WEEE DIRECTIVE

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. In accordance with the 2002/96/EC European directive on waste electric and electronic equipment (WEEE), his electrical product must not, under any circumstances, be discarded as unsorted municipal waste. Please dispose of this product by returning it to its point of sale or to your council's local designated collection points for recycling.



Huomio: Kuulokkeiden käyttäminen pitkiä aikoja voimakkaalla äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa kuulonalenemisen.