

•MiniVision




Краткое руководство пользователя

www.kapsys.com

Примечание

Перед использованием MiniVision рекомендуется прочитать полное руководство пользователя. Также электронная версия этого документа на английском языке доступна по адресу www.kapsys.com, вкладка Support (Поддержка).

Внешний вид



1. Отверстие для шнура для ношения нашее;
2. Разговорный динамик;
3. Экран;

4. Управляющие клавиши и джойстик:

	Вверх: выбирает предыдущий элемент Вниз: выбирает следующий элемент Влево: понижает значение Вправо: повышает значение Центральная кнопка «ОК»: подтверждает выбранный элемент / долгое нажатие активирует диктофон
	Принять вызов / Активирует команду доступа к приложению «Телефон»
	Завершить вызов / Активирует команду возврата на домашний экран / Долгое нажатие включает и выключает MiniVision
	Открывает меню, соответствующее текущему экрану
	Возвращает к предыдущему экрану / Удаляет символ в поле редактирования

5. Буквенно-цифровая клавиатура для ввода символов;
6. Разъём микро-USB для зарядки вашего MiniVision;
7. Микрофон для звонков и диктофона;
8. Разъём 3,5 мм для прилагаемых наушников;
9. Камера;
10. Динамик.

Комплект поставки


Комплект поставки:

- Аккумулятор
- Основное зарядное устройство 220/110 вольт - 5 вольт USB
- Микро-USB-кабель
- Стереонаушники с микрофоном
- Шнурок для ношения на шее
- Краткое руководство пользователя


Быстрый старт

Вставьте вашу SIM-карту и прилагаемый аккумулятор:


1. Переверните телефон, поместите ноготь в вырез, расположенный в нижней левой части телефона, и поднимите заднюю крышку.



2. Нажмите и приподнимите держатель, чтобы разблокировать разъём SIM-карты. Вставьте SIM-карту формата Nano-SIM лицевой стороной вниз так, чтобы скошенный угол располагался справа снизу. Нажмите на держатель, чтобы заблокировать разъём SIM-карты.



Примечание: Таким же образом разместите внешнюю SD-карту, разъём для неё расположен справа от разъёма для SIM-карты.
3. Вставьте аккумулятор: сначала вставьте тот край, где справа внизу находятся контакты, затем прижмите его до щелчка.



4. Наконiec снова наденьте крышку: выровняйте её язычки по пазам и аккуратно нажмите на крышку, чтобы она защёлкнулась.

Зарядка аккумулятора

При первом использовании рекомендуется

заряжать аккумулятор в течение как минимум четырёх часов. После этого вы можете заряжать его по мере необходимости. Подключите USB-кабель к MiniVision и к зарядному устройству. Подключите зарядное устройство к любой розетке переменного тока и зарядите устройство. Во время зарядки или при длительном использовании телефон нагревается, это нормально.

Включение и выключение телефона

Чтобы включить ваш MiniVision, выполните долгое нажатие клавиши сброса вызова (●●●), которая находится справа от джойстика и ниже его. При успешном включении MiniVision завибрирует.

При первом включении телефона следуйте пошаговым инструкциям (выберите язык, профиль и т.п.).

Когда отобразится домашний экран, MiniVision готов к работе.

Когда MiniVision включён, короткое нажатие клавиши сброса вызова (●●●) переведёт его в режим ожидания (экран выключится) или вернёт в режим готовности (экран включится). Для экономии заряда аккумулятора режим ожидания активируется после периода бездействия. В режиме ожидания экран MiniVision выключен, но функции устройства остаются включёнными. Вы всё равно можете получать входящие вызовы и сообщения.

Чтобы выключить MiniVision, выполните долгое нажатие клавиши сброса вызова (●●●), затем нажмите «ОК» для подтверждения выключения. При успешном выключении MiniVision завибрирует.

Официальное уведомление и гарантия

1. Используйте меры предосторожности и рекомендации:

- Обращайтесь с MiniVision и его аксессуарами с осторожностью, не роняйте и не ударяйте их.

- Не разбирайте изделие, так как это приведёт к аннулированию гарантии.

- Протирайте изделие только мягкой, слегка влажной тканью. Не используйте химикаты, моющие средства или абразивные изделия.

- Этот продукт не является водонепроницаемым. Защитите его от влаги и брызг жидкостей.

- Никогда не используйте устройство вблизи источника тепла и не храните устройство в жарких, влажных местах или в агрессивной среде.

- Не используйте устройство вблизи магнитных полей.

- Не используйте устройство, если экран сломан или треснут, поскольку это может привести к травме.

- Не используйте продукт во взрывоопасных зонах.

- Не заряжайте продукт при температуре ниже 0°C или выше 45°C.

- Не используйте продуктом в медицинских учреждениях, не проконсультировавшись с авторизованным персоналом перед тем, как пользоваться телефоном рядом с медицинским оборудованием.

- Не подвергайте изделие воздействию экстремальных температур. (1) Диапазон рабочих температур от -10°C до +55°C; (2) температура кратковременного хранения составляет от -20°C до +60°C и (3) температура длительного хранения составляет от -10°C до +25°C.

- Ваше устройство содержит встроенный литий-ионный аккумулятор. Чтобы увеличить срок службы аккумулятора, всегда заряжайте его

полностью.

- Длительное использование устройства может привести к его нагреву.

- Для обеспечения оптимальной производительности вашего устройства мы рекомендуем время от времени отключать его и вынимать аккумулятор.

2. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Храните продукт вне досягаемости маленьких детей. Защитите свой слух: избегайте длительного воздействия высоких уровней звука при использовании наушников, динамика или разговорного динамика.

Если вы носите кардиостимулятор или живёте рядом с человеком, который его носит, вы можете обратиться за советом к своему врачу или производителю кардиостимулятора относительно его совместимости с беспроводным устройством. Радиопередающее оборудование может препятствовать безопасному и эффективному использованию некоторого медицинского оборудования, если оно не защищено должным образом.

3. Гарантия

В случае неисправности обратитесь в компанию «Элита Групп».

Гарантия не предоставляется на изделие независимо от неисправности в следующих случаях:

- Нормальный износ продукта и снижение ёмкости заряда аккумулятора;

- Ущерб, вызванный неправильным использованием, воздействием влажности или жидкости или близостью к источнику тепла;

- Треснутые или сломанные устройства или устройства с видимыми признаками ударов;

- В случаях несоблюдения мер предосторожности, несчастных случаях, в результате халатности, неправильного использования или использования

способами, не указанными в инструкциях, прилагаемых к устройству, или в случаях коммерческого использования продукта;

- Короткое замыкание аккумулятора или его использование в другом устройстве, не MiniVision;

- Использование аксессуаров, не поставляемых производителем.

- Ущерб, возникший в результате попытки ремонта, выполненного не производителем и не одним из его авторизованных ремонтных центров.

Рекомендуется выполнить одну или несколько резервных копий данных, сохранённых в вашем продукте. Дилер не несёт ответственности за потерю данных из-за неисправности, ремонта или замены изделия.

Гарантия не предоставляется в случае любых неполадок, связанных с сетевыми услугами и/или сотовой связью. Поставщику телефонной сети или интернет-провайдеру необходимо будет связаться напрямую для получения помощи.

4. О ПОГЛОЩЕНИИ РАДИОЧАСТОТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

MiniVision оснащён радиопередатчиком/приёмником. Он был спроектирован и изготовлен в соответствии с пороговыми значениями радиочастот (RF), рекомендованными Европейским союзом. Это устройство соответствует требованиям ЕС (1999/519 / EC) об ограничении воздействия электромагнитных полей для охраны здоровья общества. Единицей измерения для рекомендованного Европейским советом предела для мобильных телефонов является «удельный коэффициент поглощения» (SAR). Этот предел SAR составляет 2,0 Вт/кг, усреднённый по 10 г ткани тела. Данное устройство соответствует требованиям международных стандартов для

мобильных радиоустройств Международной комиссии по неионизирующей радиационной защите (ICNIRP) и EN 62209-1 / EN 62209-2 / NF EN 50566.

Для ношения на теле этот телефон был протестирован с использованием аксессуаров, которые не содержали металла и удерживали его на расстоянии не менее 1,5 см от тела. Использование других аксессуаров может не обеспечить соблюдение радиочастотного воздействия. Если вы не пользуетесь шейным шнурком и не держите телефон у уха, держите телефон на расстоянии не менее 1,5 см от вашего тела, когда он включён. Во время использования фактический уровень SAR обычно намного ниже максимального значения: чем ближе вы находитесь к базовой станции, тем ниже излучение вашего мобильного телефона. Чтобы уменьшить воздействие радиочастотного излучения, используйте устройство громкой связи или другой подобный вариант, чтобы держать устройство подальше от головы и тела.

Максимальное значение SAR этого устройства приведено ниже:

Голова: 0.65 Вт/кг (средняя на 10 г ткани тела)

Тело: 1.30 Вт/кг (средняя на 10 г ткани тела)

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Для получения дополнительной информации обратитесь в компанию «Элита Групп» или отправьте нам письмо по адресу: Service Clients KAPSYS – 694 avenue du Docteur Maurice Donat 06250 Mougins Sophia Antipolis, France. Вы также можете посетить наш веб-сайт по адресу: www.kapsys.com.

6. ТОРГОВЫЕ МАРКИ

Бренды компаний и продуктов, упомянутые в этом документе и в других руководствах пользователя KAPSYS, являются товарными знаками,

зарегистрированными или нет, и принадлежат соответствующему владельцу следующим образом:

Названия, бренды и логотипы Kapsys являются зарегистрированными товарными знаками Kapsys SAS.

Названия Bluetooth, бренды и логотипы являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG Inc.

Nuance является зарегистрированным товарным знаком Nuance Corporation Inc.

Все торговые марки и названия продуктов являются торговыми названиями или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

7. ОБ ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ

Информация, опубликованная в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. KAPSYS оставляет за собой право вносить изменения в содержание настоящего документа без каких-либо обязательств сообщать об этом любому лицу или организации. KAPSYS не несёт ответственности в случае каких-либо технических или опубликованных ошибок или упущений, содержащихся в настоящем документе, или в случае случайного или косвенного убытка или повреждения, возникшего в результате использования продукта или этого документа. KAPSYS стремится постоянно совершенствовать качество и производительность своего продукта. Поэтому KAPSYS приглашает вас посетить его веб-сайт (www.kapsys.com) для получения последней доступной информации об использовании и работе этого продукта.

СОБЛЮДЕНИЕ RoHS:

Этот продукт соответствует Директиве Европейского парламента и Совета Европы от 8 июня 2011 года об ограничении использования некоторых опасных веществ (RoHS) в электрическом и электронном оборудовании и его поправкам.

МАРКИРОВКА CE

Этот продукт соответствует требованиям CE-маркировки для использования в жилых, коммерческих или лёгких промышленных установках и соответствует положениям директивы R & TTE (1999/5 / EC). Для получения дополнительной информации о маркировке CE вы также можете посетить наш веб-сайт по адресу www.kapsys.com.

ДИРЕКТИВА WEEE

Этот символ на продукте или на его упаковке указывает, что этот продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. В соответствии с европейской директивой 2002/96 / EC об утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) электрический продукт ни при каких обстоятельствах не должен выбрасываться как несортированные отходы. Утилизируйте этот продукт, вернув его в пункт продажи или в местные назначенные пункты сбора.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Если наушники используются на большой громкости в течение длительного периода времени, может произойти постоянная потеря слуха.

